




wiroSTRUCTUREGRIP PF



[de]	Produktdatenblatt NITRIL HANDSCHUHE	Seite 2
[en]	Product data sheet NITRILE GLOVES	Page 8
[nl]	Productgegevensformulier NITRIL HANDSCHOENEN	Zijde 14
[fr]	Fiche produit GANTS EN NITRILE	Page 20
[es]	Hoja de datos del producto GUANTES DE NITRILO	Página 26
[it]	Scheda prodotto GUANTI IN NITRILE	Pagina 32
[el]	Δελτίο δεδομένων προϊόντος ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ	Σελίδα 38
[tr]	Ürün Bilgi Formu NITRIL ELDIVENLER	Sayfa 43
[ru]	Техническая спецификация ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ	Страница 49
[pl]	Karta produktu RĘKAWICE NITRYLOWE	Strona 55
[da]	Produktdatablad NITRIL-HANDSKER	Side 61
[sv]	Produktdatablad NITRILHANDSKAR	Sida 666
[no]	Produktdatablad NITRIL-HANSKER	Side 71
[cs]	Informační list výrobku NITRILOVÉ RUKAVICE	Strana 76
[hu]	Termékadatlap NITRIL VÉDŐKESZTYŰ	Oldal: 81
[sk]	Informačný list výrobku NITRILOVÉ RUKAVICE	Strana 86
[sl]	Podatkovni list izdelka ROKAVICE IZ NITRILA	Stran 91
[ro]	Fișa produsului DEGETARE DIN NITRIL	Pagina 96
[pt]	Folha de dados do produto LUVAS DE BORRACHA NITRÍLICA	Página 102
[lt]	Gaminio duomenų lapas NITRILO PIRŠTINĖS	Puslapis 107
[lv]	Produkta datu lapa NITRILA CIMDI	Lappuse 112
[bg]	Информационен лист за продукта НИТРИЛНИ РЪКАВИЦИ	Страница 117
[uk]	Технічний лист НІТРИЛОВІ РУКАВИЧКИ	Сторінка 122
[et]	Toote teabeleht NITRIILKINDAD	Lk 128
[fi]	Tuotetietolehti NITRIILIKÄSINEET	Sivu 133





Produktdatenblatt

wiroSTRUCTUREGRIP PF



NITRIL HANDSCHUHE

Puderfrei | Rauten-Grip-Textur



PROFESSIONAL





Hersteller

Firma + Anschrift	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmarke	care & serve®

Produktbeschreibung

Kategorie	PROFESSIONAL
Produktbezeichnung	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Nitril Handschuhe Puderfrei Rauten-Grip-Textur
Produkteigenschaften	Puderfrei Rauten-Grip-Textur



Material

Material	Synthetic Rubber (Nitrile-NBR)
Materialstärke	Finger ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) Handfläche ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Rand ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Materialgewicht	Größe M ≈ 6,5 g/St. (± 0,2 g)


Verwendung

Verwendungszweck	Einweg-Schutzhandschuh zur Verhinderung, dass die Oberfläche der Hände mit gesundheitsgefährdenden Stoffen und Gemischen oder mit schädlichen biologischen Wirkstoffen in Berührung kommt. Die Schutzhöhe sowie die maximale Tragedauer ergeben sich aus der ermittelten Leistungsstufe je geprüfem Stoff.
Lebensmittelkontakt	Ein kurzzeitiger indirekter Kontakt mit Lebensmitteln ist zulässig.
Verwendungshinweis	Einwegprodukt nicht steril
Einschränkung	Die Feststellung der Anwendungseignung und/oder Anwendungsdauer von care & serve® Produkten liegt in der alleinigen Verantwortung des Anwenders. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für eine unsachgemäße Verwendung von care & serve® Produkten. Sofern eine Risikoanalyse zu dem Ergebnis geführt hat, dass der aufgeführte Schutz NICHT ausreicht, sollte Schutzkleidung mit höherem Schutzverhalten eingesetzt werden.
Einsatzgebiete	Industrie Pharmaindustrie HACCP Reinigung Hygiene Haus + Garten Landwirtschaft Bauwesen
Materialzusatzinfo	latexfrei
Gesundheitshinweis	Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen sofort die Verwendung einstellen und ärztlichen Rat einholen. Soweit nach aktuellem Stand der Technik bekannt, enthalten die Produkte keine toxischen, karzinogenen oder mutagenen Substanzen, wenn sie gemäß ihrer vorgesehenen Verwendung eingesetzt werden. Enthält keine Latexproteine und ist daher für Personen mit Latexallergien geeignet. Kann jedoch Vulkanisationsbeschleuniger (Typ-IV-Allergene) enthalten.



Standards

CE-Kennzeichnung	Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß (EU) 2016/425
------------------	--





CE-Kennzeichnung

Die CE Kennzeichnung garantiert den freien Verkehr von Produkten und Waren innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Das CE-gekennzeichnete Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der angegebenen Europäischen Verordnungen.

EN ISO 21420:2020

Norm über Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

Test	Ergebnis
ph-Wert	Bestanden
Beweglichkeit	5
Mindestlänge	Länge
Größe 7: 230 mm	≈ 240 mm
Größe 8: 240 mm	≈ 240 mm
Größe 9: 250 mm	≈ 240 mm
Größe 10: 260 mm	≈ 240 mm
Größe 11: 270 mm	≈ 240 mm



Informationen

Produktinformationen und Gebrauchsanweisung beachten.

EN 455-1:2022

Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch - Teil 1: Anforderungen und Prüfung auf Dichtheit

Wasserhalteprüfung	Ergebnis
Dichtheit	AQL 1.5



EN 455-2:2015

Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch - Teil 2: Anforderungen und Prüfung der physikalischen Eigenschaften

Mindestlänge	Länge
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Test	Ergebnis
Reißkraft	Bestanden

EN 455-3:2015

Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch - Teil 3: Anforderungen und Prüfung für die biologische Bewertung

Test	Ergebnis
Puderrückstände	0,11 mg/g

EN 455-4:2009

Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch - Teil 4: Anforderungen und Prüfung zur Bestimmung der Mindesthaltbarkeit

Test	Jahre
Haltbarkeit	5

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B

Norm über Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 1: Terminologie und Leistungsanforderungen für chemische Risiken

Prüfchemikalie	Level
J n-Heptan	2
K Natriumhydroxid 40 %	6
L Schwefelsäure 96 %	1
O Ammoniakwasser 25 %	6
P Wasserstoffperoxid 30 %	4
T Formaldehyd 37 %	5



Informationen

Durchbruchzeiten je Leistungsstufe: Stufe 1 > 10 Min. | Stufe 2 > 30 Min. | Stufe 3 > 60Min. | Stufe 4 > 120 Min. | Stufe 5 > 240 Min. | Stufe 6 > 480 Min.

Diese Information macht keine Angaben zur tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und zur Unterscheidung von Gemischen und reinen Chemikalien.

Der Widerstand gegen Chemikalien wurde unter Laborbedingungen an Proben beurteilt, die lediglich von der Handinnenfläche entnommen wurden (ausgenommen ist der Fall, bei dem der Handschuh 400 mm oder länger ist – in diesem Fall wird ebenfalls die Stulpe getestet) und bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Chemikalien. Er kann anders sein, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird.


Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können.



Wurden Schutzhandschuhe bereits verwendet, können sie aufgrund von Veränderungen ihrer physikalischen Eigenschaften geringeren Widerstand gegen gefährliche Chemikalien bieten. Durch bei Berührung mit Chemikalien verursachte Degradation, Bewegungen, Fadenziehen, Reibung usw. kann die tatsächliche Anwendungszeit wesentlich reduziert werden. Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von gegen Chemikalien beständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist.

Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf jegliche Fehler oder Mängel zu überprüfen.

Nur für die einmalige Verwendung bestimmt, nicht wiederverwenden.






EN ISO 374-2:2019	Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 2: Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Ergebnis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wasser-Leck-Prüfung</td> <td>Bestanden</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Ergebnis	Wasser-Leck-Prüfung	Bestanden											
Test	Ergebnis															
Wasser-Leck-Prüfung	Bestanden															
EN ISO 374-4:2019	Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 4: Bestimmung des Widerstandes gegen Degradation durch Chemikalien															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prüfchemikalie</th> <th>Degradation %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J n-Heptan</td> <td>50,6</td> </tr> <tr> <td>K Natriumhydroxid 40 %</td> <td>-7,1</td> </tr> <tr> <td>L Schwefelsäure 96 %</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>O Ammoniakwasser 25 %</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>P Wasserstoffperoxid 30 %</td> <td>27,1</td> </tr> <tr> <td>T Formaldehyd 37 %</td> <td>17,7</td> </tr> </tbody> </table>	Prüfchemikalie	Degradation %	J n-Heptan	50,6	K Natriumhydroxid 40 %	-7,1	L Schwefelsäure 96 %	100	O Ammoniakwasser 25 %	27	P Wasserstoffperoxid 30 %	27,1	T Formaldehyd 37 %	17,7	
Prüfchemikalie	Degradation %															
J n-Heptan	50,6															
K Natriumhydroxid 40 %	-7,1															
L Schwefelsäure 96 %	100															
O Ammoniakwasser 25 %	27															
P Wasserstoffperoxid 30 %	27,1															
T Formaldehyd 37 %	17,7															
EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Norm über Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 5: Terminologie und Leistungsanforderungen für Risiken durch Mikroorganismen															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Ergebnis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schutz vor Bakterien und Pilzen</td> <td>Bestanden</td> </tr> <tr> <td>Schutz vor Viren, Bakterien und Pilze</td> <td>Bestanden</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informationen Der Widerstand gegen Penetration wurde unter Laborbedingungen beurteilt und bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Proben.</p>	Test	Ergebnis	Schutz vor Bakterien und Pilzen	Bestanden	Schutz vor Viren, Bakterien und Pilze	Bestanden									
Test	Ergebnis															
Schutz vor Bakterien und Pilzen	Bestanden															
Schutz vor Viren, Bakterien und Pilze	Bestanden															
VO (EU) 2023/988	Verordnung (EU) Nr. 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit															
VO (EG) 1935/2004	Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen															
VO (EU) 10/2011	Verordnung über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen															
XXI/1.	Empfehlung des Bundesinstitut für Risikobewertung XXI/1. über Bedarfsgegenstände aus Natur- und Synthetikgummi im Lebensmittelkontakt															
	<p>Informationen Kategorie 3 - Kurzzeitkontakt Bedarfsgegenstände die beim bestimmungsgemäßen Gebrauch höchstens 10 Minuten lang mit dem Lebensmittel in Kontakt kommen. Es werden nur zugelassene Stoffe gemäß Tabelle 1 BfR Empfehlung XXI/1, Additive gemäß Anhang der BfR Empfehlung XXI und Tabelle 2 der BfR Empfehlung XXI/1 genutzt. Die empfohlenen Grenzwerte werden eingehalten.</p>															

Anwendung

Gebrauchsanweisung	<p>Vor dem Gebrauch Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie für Ihre Bedürfnisse und Anwendungsbereiche das passende Produkt ausgewählt haben und beachten Sie die Vorgaben der jeweiligen Normen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten Ihres Einweg-Schutzhandschuhs. Bitte tragen Sie den Einweg-Schutzhandschuh nicht, wenn er Mängel aufweist oder bereits benutzt wurde. Einweg-Schutzhandschuhe sind bei Arbeiten mit leichten Chemikalien nur für einen kurzzeitigen Gebrauch vorgesehen.</p> <p>Handhabung Bitte wählen Sie die für Sie passende Größe. Der Einweg-Schutzhandschuh schützt den mit ihm abgedeckten Bereich. Sollte ein persönlicher Schutz anderer Körperteile oder der Atemwege notwendig sein, ergänzen Sie weitere PSA Produkte, verwenden Sie nur PSA, die für den vorgesehenen Einsatz freigegeben ist. Der Benutzer ist allein verantwortlich für die richtige Kombination zusätzlicher PSA und die Einhaltung der notwendigen Vorgaben der Normen je Einsatzzweck. Sie bestimmen allein verantwortlich die Nutzungsdauer beim jeweiligen Einsatz unter Berücksichtigung von Schutzwirkung und Tragekomfort. Nach Kontamination kann eine Veränderung der angegebenen Leistungsstufen nicht ausgeschlossen werden. Überprüfen Sie auch während der Verwendung regelmäßig, ob der Artikel unversehrt ist. Tauschen Sie einen beschädigten Einweg-Schutzhandschuh umgehend gegen einen intakten aus. Bei Verunreinigungen oder Beschädigungen sollte der Einweg-Schutzhandschuh ausgezogen und ordnungsgemäß entsorgt werden.</p>
Sicherheitshinweis	Gemäß unserer Risikoanalyse nach EN ISO 14971:2019 + A11:2021 sind für dieses Produkt keine zusätzlichen Sicherheitshinweise erforderlich.
Entsorgung	Unbenutzte und nicht kontaminierte Produkte können umweltgerecht verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Kontaminierte Produkte müssen, gemäß der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften je Kontaminationsart, entsorgt werden.





Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum, sofern unbenutzt und bei korrekter Lagerung.
Lagerung	<p>Vor starker Hitze, Sonneneinstrahlung, Frost, Feuchtigkeit, Ozon, Röntgenstrahlen und ultraviolettem Licht schützen. Trocken lagern.</p> <p>Lagertemperatur zwischen 10 °C und 40 °C. Unsachgemäße Lagerung kann zur Reduktion der Haltbarkeit führen.</p>
Rückverfolgbarkeit	<p>Chargenbezogene Rückverfolgbarkeit von der Bedarfsermittlung bis zum Lagerabgang. Produktdatenblatt Version 2 gültig ab Charge 2617 +</p>



Verpackung

Recycling	<p>Lizenziert gemäß VerpackG, Lizenznummer DE1618662887322. Bitte führen Sie die Verpackung dem Recycling zu.</p>
------------------	---




www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/
------------	---

Variante 1

Verkaufseinheit	1000 Stück/Karton
Verpackungsebene 1	100 Stück/Spender
Mindestbestellmenge	1 Karton

Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe	Größe (B x L)	Toleranz
	40458771	schwarz	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458772	schwarz	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458773	schwarz	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458774	schwarz	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458775	schwarz	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
	40458781	orange	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458782	orange	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458783	orange	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458784	orange	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458785	orange	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm






wiroSTRUCTUREGRIP PF


GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpackungsebene 1	Verpackungsebene 2	Karton
		UDI	UDI	UDI	UDI
	40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
	40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
	40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
	40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
	40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
	40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
	40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
	40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
	40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
	40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823

Die Zahlenangaben zu Maßen, Gewichten, Stärken und Toleranzen sind als Sollwerte zu verstehen und können abweichen.

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Angaben, die älter als 2 Jahre sind, bitte erneut bestätigen lassen. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.

Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter sind Eigentum der WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Die WIROS Wilfried Rosbach GmbH ist Inhaberin aller Urheber-/Nutzungs- und Verwertungsrechte der Produktdatenblätter. Es ist nicht gestattet die Produktdatenblätter zu ändern oder die Piktogramme zu nutzen. Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter dürfen nur im Zusammenhang mit Original-WIROS-Produkten zu Grunde gelegt werden.





Product data sheet

wiroSTRUCTUREGRIP PF



NITRILE GLOVES

Powder-free | Diamond grip structure



PROFESSIONAL



Product data sheet

wiroSTRUCTUREGRIP PF



Manufacturer

Company + Address	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germany
Trademark	care & serve®

Product description

Category	PROFESSIONAL
Product description	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Nitrile gloves Powder-free Diamond grip structure
Product features	Powder free Diamond grip texture



Material

Material	Synthetic nitrile rubber
Thickness	Finger: ≈ 0.23 mm (± 0.01 mm) Palm: ≈ 0.19 mm (± 0.01 mm) Hand edge: ≈ 0.10 mm (± 0.01 mm)
Material weight	Size M ≈ 6.5 g/pc. (± 0.2 g)


Application

Intended use	Disposable protective gloves to prevent the surface of the hands from coming into contact with substances, mixtures, or harmful biological agents that are hazardous to health. The level of protection and the maximum wearing time come from the determined performance level for each material tested.
Contact with food produce	Short-term indirect contact with foodstuffs is permitted.
Notes on use	Disposable product Not sterile
Limitation	It is the sole responsibility of the user to determine the suitability and/or duration of use of care & serve® products for their intended use. The manufacturer assumes no responsibility for the improper use of care & serve® products. If a risk analysis has deemed that the protection listed above is NOT sufficient, protective clothing with higher protective properties should be used.
Application areas	Industry Pharmaceutical industry HACCP Cleaning Hygiene House + Garden Agriculture Construction Industry
Supplementary material info	Latex-free
Health advice	If skin irritation or allergic reactions occur, discontinue use immediately and seek medical advice. As far as is known according to the current state of the art, the products do not contain any toxic, carcinogenic or mutagenic substances when used in accordance with their intended use. Contains no latex proteins and is therefore suitable for people with latex allergies. However, may contain vulcanisation accelerators (type IV allergens).



Standards

CE marking	Personal protective equipment category III in accordance with Regulation (EU) 2016/425
------------	--





wiroSTRUCTUREGRIP PF

CE marking

The CE mark guarantees the free movement of products and goods within the European Economic Community. All products with the CE mark comply with the essential requirements of the European regulations specified.

EN ISO 21420:2020

Standard: Protective gloves - General requirements and test methods

Test	Result
pH value	Passed
Mobility	5
Minimum length	Length
Size 7: 230 mm	≈ 240 mm
Size 8: 240 mm	≈ 240 mm
Size 9: 250 mm	≈ 240 mm
Size 10: 260 mm	≈ 240 mm
Size 11: 270 mm	≈ 240 mm



Information

Observe the product information and instructions for use.

EN 455-1:2022

Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes

Test	Result
Water retention test	Passed
Seal tightness	AQL 1.5



EN 455-2:2015

Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties

Test	Result
Minimum length	Length
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Tensile strength	Result
Tensile strength	Passed

EN 455-3:2015

Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation

Test	Result
Powder residues	0,11 mg/g

EN 455-4:2009

Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination

Test	Years
Shelf life	5

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B

Standard: Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks.

Test chemical	Level
J n-Heptane	2
K Sodium Hydroxide 40%	6
L Sulphuric Acid 96%	1
O Ammonium Hydroxide 25%	6
P Hydrogen Peroxide 30 %	4
T Formaldehyde 37%	5



Information

Breakthrough time: Level 1 > 10 min. | Level 2 > 30 min. | Level 3 > 60 min. | Level 4 > 120 min. | Level 5 > 240 min. | Level 6 > 480 min.

This information does not specify the actual protection duration in the workplace and does not distinguish between mixtures and pure chemicals.


The resistance to chemicals is assessed under laboratory conditions using samples only taken from the palm of the hand (except where the glove measures 400 mm or longer - in this case, the cuff is also tested), and applies only to the tested chemicals. The resistance can alter when the chemicals are used in a mixture.


We recommend checking whether the gloves are suitable for the intended application, as the conditions at the workplace can vary from those in the type test depending on the temperature, abrasion and degradation.

If protective gloves are already in use, these can offer reduced resistance to dangerous chemicals due to changes in their physical properties. Degradation caused by contact with chemicals, movements pulling threads, rubbing, etc. can considerably reduce the actual duration of use. Degradation can be the most important factor with aggressive chemicals, which must be taken into consideration when selecting chemical-resistant gloves.

The gloves must be checked for flaws or defects before use.

For single use only, do not reuse.







Product data sheet

wiroSTRUCTUREGRIP PF




EN ISO 374-2:2019	Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms - Part 2: Determination of resistance to penetration															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Water penetration test</td> <td>Passed</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Result	Water penetration test	Passed											
Test	Result															
Water penetration test	Passed															
EN ISO 374-4:2019	Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms - Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Test chemical</th> <th>Degradation %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J n-Heptane</td> <td>50,6</td> </tr> <tr> <td>K Sodium Hydroxide 40%</td> <td>-7,1</td> </tr> <tr> <td>L Sulphuric Acid 96%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>O Ammonium Hydroxide 25%</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>P Hydrogen Peroxide 30 %</td> <td>27,1</td> </tr> <tr> <td>T Formaldehyde 37%</td> <td>17,7</td> </tr> </tbody> </table>	Test chemical	Degradation %	J n-Heptane	50,6	K Sodium Hydroxide 40%	-7,1	L Sulphuric Acid 96%	100	O Ammonium Hydroxide 25%	27	P Hydrogen Peroxide 30 %	27,1	T Formaldehyde 37%	17,7	
Test chemical	Degradation %															
J n-Heptane	50,6															
K Sodium Hydroxide 40%	-7,1															
L Sulphuric Acid 96%	100															
O Ammonium Hydroxide 25%	27															
P Hydrogen Peroxide 30 %	27,1															
T Formaldehyde 37%	17,7															
EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Standard: Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organism risks															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection against bacteria and fungi</td> <td>Passed</td> </tr> <tr> <td>Protection against bacteria, fungi and viruses</td> <td>Passed</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Result	Protection against bacteria and fungi	Passed	Protection against bacteria, fungi and viruses	Passed									
Test	Result															
Protection against bacteria and fungi	Passed															
Protection against bacteria, fungi and viruses	Passed															
	Information The penetration resistance is assessed under laboratory conditions and refers solely to the tested samples.															
VO (EU) 2023/988	Regulation (EU) No 2023/988 on general product safety															
VO (EG) 1935/2004	Regulation regarding plastic materials and articles intended to come into contact with food.															
VO (EU) 10/2011	Regulation on plastic materials and articles intended to come into contact with food															
XXI/1.	Recommendation of the Federal Institute for Risk Assessment XXI/1. on commodities based on natural and synthetic rubber in contact with food															
	Information Category 3 - Short-term contact															
	Only authorised substances according to Table 1 BfR recommendation XXI/1, additives according to BfR recommendation XXI and Table 2 of BfR recommendation XXI/1 are used. The recommended limit values are upheld.															

Use

Instructions for use	<p>Before use</p> <p>Please make sure that you have selected the correct product for your requirements and application areas, and observe the requirements set out in the respective standards. Should you have any questions, please consult the supplier of your disposable protective gloves.</p> <p>Please do not wear the disposable protective gloves if they show visible defects or have already been used. Disposable protective gloves are only intended for short-term use when working with mild chemicals.</p> <p>Use</p> <p>Please select the correct size for you.</p> <p>The disposable protective gloves protect the area they cover. If protection is required for a different part of the body or the respiratory system, add additional PPE products and, for each application, only use the PPE approved for that intended purpose. The user is solely responsible for the correct combination of additional PPE and compliance with the necessary requirements of the standards for each application.</p> <p>You alone are responsible for the duration of use during the respective application, while taking into consideration the protective effect and wear comfort. An alteration in the given protection level cannot be excluded following contamination. Also check regularly during use that the item is intact. Replace a damaged disposable protective glove with an intact one immediately. Remove the disposable protective glove if it is contaminated or damaged and dispose of it correctly.</p>
Safety notice	According to our risk analysis under EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no additional safety instructions are required for this product.
Disposal	Unused and uncontaminated products can be incinerated in an environmentally friendly manner or disposed of at a waste disposal site. Contaminated products must be disposed of in accordance with the national laws and regulations valid for the respective type of contamination.
Shelf life	5 years from the production date, if unused and stored correctly.









Product data sheet

wiroSTRUCTUREGRIP PF



Storage	Protect from intense heat, sunlight, frost, moisture, ozone, X-rays and ultraviolet light. Store in a dry place. Storage temperature between 10 °C and 40 °C. Incorrect storage can lead to a reduction in the shelf life.	  
Traceability	Batch-related traceability from the determination of requirements to issuing. Product data sheet Version 2 Valid from Batch 2617 +	

Packaging

Recycling	Licensed in accordance with VerpackG (German Packaging Act), Licence number DE1618662887322. Please recycle the packaging.	
------------------	---	---


www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/
------------	---

Variant 1

Sales unit	1000 Unit/Cardboard box
Packaging level 1	100 Unit/Dispenser box
Minimum order quantity	1 Cardboard box

Item numbers	Item numbers				
	Item number	Colour	Size	Size (W x L)	Tolerance
	40458771	black	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458772	black	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458773	black	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458774	black	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458775	black	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
	40458781	orange	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458782	orange	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458783	orange	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458784	orange	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458785	orange	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm





Product data sheet




wiroSTRUCTUREGRIP PF


GTINs	Item number	Unit of Use	Packaging level 1	Packaging level 2	Cardboard box
		UDI	UDI	UDI	UDI
	40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
	40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
	40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
	40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
	40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
	40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
	40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
	40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
	40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
	40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823

The numerical data for the measurements, weights, thicknesses and tolerances are target values, and there may be some deviation.

The information represents the current state of our knowledge. It offers no guarantee of the product characteristics and does not form the basis of a contractual legal understanding. Please reconfirm any information that is older than 2 years. Typographical and other errors excepted.

The product data sheets provided are the property of WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is the owner of all copyrights and rights of use and exploitation for the product data sheets. It is not permitted to change the product data sheets or to use the pictograms. The product data sheets provided may only be used in conjunction with original WIROS products.





Productgegevensformulier

wiroSTRUCTUREGRIP PF



NITRIL HANDSCHOENEN

Poedervrij | Ruitvormige gripstructuur



PROFESSIONAL





Fabrikant

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmerk	care & serve®

Productbeschrijving

Categorie	PROFESSIONAL
Productomschrijving	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Nitril handschoenen Poedervrij Ruitvormige gripstructuur
Producteigenschappen	Poedervrij Ruitvormige gripstructuur



Materiaal

Materiaal	synthetisch Nitrilrubber
Sterkte materiaal	Vinger: ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) Handpalm: ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Rand: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Materiaalgewicht	Maat M ≈ 6,5 g/st. (± 0,2 g)

Gebruik

Toepassing	Beschermende wegwerphandschoenen om te voorkomen dat het oppervlakte van de hand in aanraking komt met stoffen en mengsels die een gevaar voor de gezondheid vormen of met schadelijke biologisch werkzame stoffen. De beschermingsgraad en de maximale draagduur zijn het resultaat van het verkregen prestatieniveau van elke gecontroleerde stof.
Voedselcontact	Kort indirect contact met voedingsmiddelen is toegestaan.
Gebruiksaanwijzingen	Wegwerpproduct niet steriel
Voorbehoud/beperking	Het bepalen of producten van care & serve® geschikt zijn voor bepaalde toepassingen is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De fabrikant kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het ondeskundige gebruik van producten van care & serve®. Indien een risicoanalyse heeft uitgewezen dat de vermelde bescherming NIET voldoet, moet gebruik worden gemaakt van beschermende kleding met een hogere beschermingsgraad.
Toepassingsgebieden	Industrie farmaceutische industrie HACCP Schoonmaken hygiëne Huis en tuin Landbouw Bouw
Extra materiaal informatie	latexvrij
Gezondheidsinformatie	Bij huidirritatie of allergische reacties het gebruik onmiddellijk staken en een arts raadplegen. Voor zover bekend volgens de huidige stand van de techniek, bevatten de producten geen giftige, kankerverwekkende of mutagene stoffen als ze worden gebruikt overeenkomstig hun beoogde doel. Bevat geen latex proteïnen en is daarom geschikt voor mensen met een latexallergie. Kan echter vulkanisatie versnellers bevatten (type IV allergenen).



Standaards

CE-markering	Persoonlijke beschermingsbenodigdheden in de categorie III volgens (EU) 2016/425
--------------	--





wiroSTRUCTUREGRIP PF

CE-markering

De CE-markering garandeert het vrije verkeer van producten en goederen binnen de Europese Economische Gemeenschap. Het CE-gemarkeerde product voldoet aan de elementaire eisen van de vermelde Europese verordeningen.

EN ISO 21420:2020

Norm voor beschermhandschoenen - algemene eisen en testmethoden

Test	Resultaat
pH-waarde	Doorstaan
Beweeglijkheid	5
Minimum lengte	Lengte
Maat 7: 230 mm	≈ 240 mm
Maat 8: 240 mm	≈ 240 mm
Maat 9: 250 mm	≈ 240 mm
Maat 10: 260 mm	≈ 240 mm
Maat 11: 270 mm	≈ 240 mm



Informatie

De productinformatie en gebruiksaanwijzing dienen in acht te worden genomen.

EN 455-1:2022

Medische handschoenen voor eenmalig gebruik - Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor de afwezigheid van gaten

Waterdichtheidstest	Resultaat
Dichtheid	AQL 1.5



EN 455-2:2015

Medische handschoenen voor eenmalig gebruik - Deel 2: Eisen en beproeving voor fysische eigenschappen

Minimum lengte	Lengte
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Test	Resultaat
Scheurkracht	Doorstaan

EN 455-3:2015

Medische handschoenen voor eenmalig gebruik - Deel 3: Eisen en beproevingsmethoden voor de biologische evaluatie

Test	Resultaat
Poederresiduen	0,11 mg/g

EN 455-4:2009

Medische handschoenen voor eenmalig gebruik - Deel 4: Eisen en beproevingsmethoden voor levensduur bij opslag

Test	Jaren
Houdbaarheid	5

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B

Norm over beschermhandschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - deel 1: Terminologie en prestatie-eisen voor chemische risico's.

Proefchemicalie	Level
J Heptaan	2
K Natriumhydroxide 40%	6
L Zwavelzuur 96%	1
O Ammoniakwater 25%	6
P Waterstofperoxide 30%	4
T Formaldehyde 37%	5



Informatie

Doorbreektijd: Level 1 > 10 min. | Level 2 > 30 min. | Level 3 > 60 min. | Level 4 > 120min. | Level 5 > 240 min. | Level 6 > 480 min.

Deze informatie doet geen mededelingen over de werkelijke beschermingsduur op de werkplek en over het verschil tussen gemengde en zuivere chemicaliën.

Het weerstandsvermogen tegen chemicaliën is in een laboratorium aan de hand van monsters beoordeeld, die alleen van de binnenkant van de hand genomen zijn (met uitzondering van handschoenen van 400 mm of langer - in dat geval wordt ook de kap getest) en is alleen van toepassing op de geteste chemicaliën. Het weerstandsvermogen kan anders zijn als de chemicaliën in een mengsel worden gebruikt.

Wij raden aan om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het geplande gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek afhankelijk van temperatuur, slijtage en degradatie kunnen afwijken van de handschoenen uit de test.



Als de beschermhandschoenen al eerder zijn gebruikt, is het mogelijk dat de bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën op grond van veranderingen in de fysische eigenschappen is afgenomen. Door bij aanraking met chemicaliën veroorzaakte degradatie, bewegingen, draderig worden, wrijving enz. kan de werkelijke gebruiksperiode wezenlijk worden gereduceerd. Bij agressieve chemicaliën kan de degradatie de belangrijkste factor zijn die bij de keuze van tegen chemicaliën bestemde handschoenen in aanmerking moet worden genomen.

Voor gebruik dienen de handschoenen op mogelijke fouten of gebreken te worden gecontroleerd.






wiroSTRUCTUREGRIP PF

	Uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik, niet hergebruiken.															
EN ISO 374-2:2019	Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - Deel 2: Bepaling van de bestandheid tegen permeatie															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waterlekcontrole</td> <td>Doorstaan</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Resultaat	Waterlekcontrole	Doorstaan											
Test	Resultaat															
Waterlekcontrole	Doorstaan															
EN ISO 374-4:2019	Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - Deel 4: Bepaling van de weerstand tegen degradatie door chemicaliën															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proefchemicalie</th> <th>Degradation %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J Heptaan</td> <td>50,6</td> </tr> <tr> <td>K Natriumhydroxide 40%</td> <td>-7,1</td> </tr> <tr> <td>L Zwavelzuur 96%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>O Ammoniakwater 25%</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>P Waterstofperoxide 30%</td> <td>27,1</td> </tr> <tr> <td>T Formaldehyde 37%</td> <td>17,7</td> </tr> </tbody> </table>	Proefchemicalie	Degradation %	J Heptaan	50,6	K Natriumhydroxide 40%	-7,1	L Zwavelzuur 96%	100	O Ammoniakwater 25%	27	P Waterstofperoxide 30%	27,1	T Formaldehyde 37%	17,7	
Proefchemicalie	Degradation %															
J Heptaan	50,6															
K Natriumhydroxide 40%	-7,1															
L Zwavelzuur 96%	100															
O Ammoniakwater 25%	27															
P Waterstofperoxide 30%	27,1															
T Formaldehyde 37%	17,7															
EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Norm over beschermhandschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - deel 5: Terminologie en prestatie-eisen voor risico's door micro-organismen															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bescherming tegen bacteriën en schimmels</td> <td>Doorstaan</td> </tr> <tr> <td>Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen</td> <td>Doorstaan</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Resultaat	Bescherming tegen bacteriën en schimmels	Doorstaan	Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen	Doorstaan									
Test	Resultaat															
Bescherming tegen bacteriën en schimmels	Doorstaan															
Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen	Doorstaan															
	<p>Informatie</p> <p>De weerstand tegen doordringing is in een laboratorium beoordeeld en heeft uitsluitend betrekking op de geteste monsters.</p>															
VO (EU) 2023/988	Verordening (EU) Nr. 2023/988 inzake algemene productveiligheid															
VO (EG) 1935/2004	Verordening voor materialen en kunststof voorwerpen die bestemd zijn voor contact met levensmiddelen.															
VO (EU) 10/2011	Verordening over materialen en voorwerpen van kunststof die bedoeld zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen															
XXI/1.	Advies van het Duitse federale instituut voor risicobeoordeling nr. XXI/1 met betrekking tot gebruiksartikelen van natuurlijk en synthetisch rubber in contact met levensmiddelen.															
	<p>Informatie</p> <p>Categorie 3 - Kortdurend contact</p> <p>Er worden alleen goedgekeurde stoffen uit Tabel 1 BfR-Aanbeveling XXI/1, additieven uit de Bijlage bij BfR-Aanbeveling XXI en Tabel 2 uit BfR-Aanbeveling XXI/1 gebruikt. De aanbevolen grenswaarden worden aangehouden.</p>															

Gebruik

Gebruiksaanwijzing	<p>Vóór gebruik</p> <p>Zorg ervoor dat u het passende product heeft gekozen voor uw behoeften en toepassingsgebieden en neem de aangegeven normen in acht. Bij vragen kunt u zich richten tot de leverancier van uw wegwerp-veiligheidshandschoenen.</p> <p>Draag de wegwerp-veiligheidshandschoenen niet als deze gebreken vertoont of al een keer is gebruikt. Wegwerp-veiligheidshandschoenen zijn bij werkzaamheden met lichte chemicaliën slechts voor gebruik gedurende korte tijd voorzien.</p> <p>Gebruik</p> <p>Kies de maat die bij u past.</p> <p>De wegwerp-veiligheidshandschoen beschermt alleen de afgedekte huid. Indien persoonlijke bescherming van andere lichaamsdelen of van de luchtwegen nodig is, gebruik dan aanvullende PBM-producten; gebruik alleen PBM die voor de geplande toepassing zijn goedgekeurd. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste combinatie van extra PBM-producten en dient zich aan de voor het gebruiksdoel noodzakelijke richtlijnen van de normen te houden.</p> <p>U bepaalt als enige hoe lang u het product per keer gebruikt, rekening houdend met de beschermende werking en het draagcomfort. Na contaminatie kan een verandering van de aangegeven prestatieklasse niet worden uitgesloten. Controleer ook tijdens het dragen regelmatig of het artikel onbeschadigd is. Vervang een beschadigde wegwerp-veiligheidshandschoen meteen door een onbeschadigd exemplaar. Bij verontreiniging of beschadigingen dient u de wegwerp-veiligheidshandschoen uit te trekken en volgens de voorschriften te verwijderen.</p>
Veiligheidsvoorschriften	Volgens onze risicoanalyse in overeenstemming met EN ISO 14971:2019 + A11:2021 zijn er geen aanvullende veiligheidsvoorschriften vereist voor dit product.





Productgegevensformulier



wiroSTRUCTUREGRIP PF

Verwijdering	Ongebruikte en niet besmette producten kunnen milieuvriendelijk worden verbrand of op vuilstortplaatsen worden verwerkt. Besmette producten moeten volgens de geldende nationale wetten en voorschriften, naargelang de besmettingsaard, worden vernietigd.
Houdbaarheid	5 jaren na productiedatum, voor zover ongebruikt en bij correcte opslag.
Opslag	Beschermen tegen hitte, direct zonlicht, vorst, vocht, ozon, röntgenstralen en ultraviolet licht. Droog bewaren Opslagtemperatuur tussen 10 °C en 40 °C. Onjuiste opslag kan leiden tot een kortere houdbaarheid.
Traceerbaarheid	Traceerbaarheid van de charges, vanaf het onderzoek naar de behoeften tot aan de levering Productgegevensformulier Versie 2 geldig vanaf charge 2617 +



Verpakking

Recycling	Licentie verleend volgens VerpackG, licentienummer DE1618662887322. Recycle de verpakking.
-----------	---



www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/
-----	---

Variant 1

Verkoopenheid	1000 Stuks/Doos
Verpakkingslaag 1	100 Stuks/dispenserdoos
Minimum bestelhoeveelheid	1 Doos

Artikelnummers	Artikelnummer	Kleur	Maat	Grootte (breedte x lengte)	Tolerantie
	40458771	zwart	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458772	zwart	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458773	zwart	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458774	zwart	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458775	zwart	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
	40458781	oranje	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458782	oranje	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458783	oranje	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458784	oranje	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458785	oranje	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm





wiroSTRUCTUREGRIP PF


GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpakkingsniveau 1	Verpakkingsniveau 2	Doos
		UDI	UDI	UDI	UDI
	40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
	40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
	40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
	40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
	40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
	40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
	40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
	40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
	40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
	40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823

De cijfers aangaande maten, gewichten, sterkte en toleranties dienen als normen te worden begrepen en kunnen afwijken.

Deze gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Ze zijn geen gegarandeerde toezegging van producteigenschappen en zijn niet gebaseerd op een wettelijke overeenkomst. Informatie die ouder is dan 2 jaar dient opnieuw bevestigd te worden. Invoerfouten en vergissingen voorbehouden.

De ter beschikking gestelde productinformatiebladen zijn eigendom van WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is houder van alle auteurs-/gebruiks- en exploitatierechten van de productinformatiebladen. Het is niet toegestaan de productinformatiebladen te wijzigen of de pictogrammen te gebruiken. De ter beschikking gestelde productinformatiebladen mogen alleen gebruikt worden in combinatie met originele WIROS-producten.





Fiche produit

wiroSTRUCTUREGRIP PF



GANTS EN NITRILE

Non-poudré | Texture de prise en main en losanges



PROFESSIONAL





Fabricant

Société + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Allemagne
Marque commerciale	care & serve®

Description du produit

Catégorie	PROFESSIONAL
Désignation du produit	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Gants en nitrile Non-poudré Texture de prise en main en losanges
Caractéristiques du produit	Non poudrés Texture de prise en main en losanges



Matériau

Matériau	caoutchouc nitrile
Épaisseur du matériau	Doigts: ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) Paume: ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Bordure: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Poids des matériaux	Taille M ≈ 6,5 g/p. (± 0,2 g)






Utilisation

Usage prévu	Gants de protection à usage unique pour éviter le contact des mains avec des substances et des mélanges dangereux ou des substances biologiques nocives. Le degré de protection et la durée maximale de port résultent du niveau de performance défini selon la matière testée.
Contact avec les aliments	Un contact indirect de courte durée avec les aliments est autorisé.
Remarque d'utilisation	Produit à usage unique Non stérile
limitation	L'utilisateur est seul responsable quant à l'adéquation des produits care & serve® avec leur utilisation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation inadéquate des produits care & serve®. Si une analyse des risques a montré que la protection proposée n'est PAS suffisante, il convient d'utiliser des vêtements de protection offrant un niveau de protection plus élevé.
Domaines d'utilisation	Industrie Industrie pharmaceutique HACCP Nettoyage Hygiène Maison + jardin Agriculture Bâtiment
Infos supplémentaires sur les matériaux	sans latex
Conseils en matière de santé	En cas d'irritation cutanée ou de réaction allergique, cesser immédiatement l'utilisation et demander conseil à un médecin. Dans la mesure où l'état actuel de la technique le permet, les produits ne contiennent aucune substance toxique, cancérigène ou mutagène lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur usage prévu. Ne contient pas de protéines de latex et convient donc aux personnes allergiques au latex. Peut toutefois contenir des accélérateurs de vulcanisation (allergènes de type IV).





standards

<p>Marquage CE</p>	<p>Équipement de protection individuelle de catégorie III selon (UE) 2016/425</p> <p>Marquage CE Le marquage CE garantit la libre circulation des produits et des marchandises au sein de la Communauté économique européenne. Le produit marqué CE est conforme aux exigences essentielles des directives européennes spécifiées.</p>	 																		
<p>EN ISO 21420:2020</p>	<p>Norme sur les gants de protection - Exigences générales et procédures d'essai</p> <table border="1" data-bbox="327 616 1316 862"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Résultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valeur pH</td> <td>Réussi</td> </tr> <tr> <td>Mobilité</td> <td>5</td> </tr> <tr> <th>Longueur minimale</th> <th>Longueur</th> </tr> <tr> <td>Taille 7 : 230 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Taille 8 : 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Taille 9 : 250 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Taille 10 : 260 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>taille 11: 270 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informations Respecter les informations sur le produit ainsi que le mode d'emploi.</p>	Test	Résultat	Valeur pH	Réussi	Mobilité	5	Longueur minimale	Longueur	Taille 7 : 230 mm	≈ 240 mm	Taille 8 : 240 mm	≈ 240 mm	Taille 9 : 250 mm	≈ 240 mm	Taille 10 : 260 mm	≈ 240 mm	taille 11: 270 mm	≈ 240 mm	
Test	Résultat																			
Valeur pH	Réussi																			
Mobilité	5																			
Longueur minimale	Longueur																			
Taille 7 : 230 mm	≈ 240 mm																			
Taille 8 : 240 mm	≈ 240 mm																			
Taille 9 : 250 mm	≈ 240 mm																			
Taille 10 : 260 mm	≈ 240 mm																			
taille 11: 270 mm	≈ 240 mm																			
<p>EN 455-1:2022</p>	<p>Gants médicaux à usage unique - Partie 1 : Exigences et tests d'étanchéité</p> <table border="1" data-bbox="327 967 1316 1030"> <thead> <tr> <th>Test de rétention d'eau</th> <th>Résultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Étanchéité</td> <td>AQL 1.5</td> </tr> </tbody> </table>	Test de rétention d'eau	Résultat	Étanchéité	AQL 1.5															
Test de rétention d'eau	Résultat																			
Étanchéité	AQL 1.5																			
<p>EN 455-2:2015</p>	<p>Gants médicaux à usage unique - Partie 2 : Exigences et essais relatifs aux propriétés physiques</p> <table border="1" data-bbox="327 1086 1316 1198"> <thead> <tr> <th>Longueur minimale</th> <th>Longueur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS - XL ≈ 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <th>Test</th> <th>Résultat</th> </tr> <tr> <td>Résistance à la déchirure</td> <td>Réussi</td> </tr> </tbody> </table>	Longueur minimale	Longueur	XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm	Test	Résultat	Résistance à la déchirure	Réussi											
Longueur minimale	Longueur																			
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm																			
Test	Résultat																			
Résistance à la déchirure	Réussi																			
<p>EN 455-3:2015</p>	<p>Gants médicaux à usage unique - Partie 3 : Exigences et essais pour évaluation biologique</p> <table border="1" data-bbox="327 1249 1316 1310"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Résultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Résidus de poudre</td> <td>0,11 mg/g</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Résultat	Résidus de poudre	0,11 mg/g															
Test	Résultat																			
Résidus de poudre	0,11 mg/g																			
<p>EN 455-4:2009</p>	<p>Gants médicaux à usage unique - Partie 4 : Exigences et essais pour la détermination de la durabilité minimale</p> <table border="1" data-bbox="327 1355 1316 1415"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Années</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durabilité</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Années	Durabilité	5															
Test	Années																			
Durabilité	5																			
<p>EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B</p>	<p>Norme sur les gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux - Partie 1 : Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques</p> <table border="1" data-bbox="327 1489 1316 1691"> <thead> <tr> <th>Substance chimique de test</th> <th>Niveau</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J n-Heptane</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>K Hydroxyde de sodium 40 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L Acide sulfurique 96 %</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>O Eau ammoniacale 25 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>P Peroxyde d'hydrogène 30 %</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>T Formaldéhyde 37 %</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informations Temps de passage : Niveau 1 > 10 min Niveau 2 > 30 min Niveau 3 > 60 min Niveau 4 > 120 min Niveau 5 > 240 min Niveau 6 > 480 min Ces informations ne fournissent pas d'indications sur la durée réelle de la protection sur le lieu de travail et sur la distinction entre les mélanges et les produits chimiques purs. La résistance aux produits chimiques a été évaluée en laboratoire sur des échantillons prélevés uniquement dans la paume de la main (sauf dans le cas d'un gant de 400 mm ou plus - dans ce cas la manchette est également testée) et concerne uniquement les produits chimiques analysés. La résistance peut être différente si le produit chimique est utilisé dans un mélange.</p>	Substance chimique de test	Niveau	J n-Heptane	2	K Hydroxyde de sodium 40 %	6	L Acide sulfurique 96 %	1	O Eau ammoniacale 25 %	6	P Peroxyde d'hydrogène 30 %	4	T Formaldéhyde 37 %	5					
Substance chimique de test	Niveau																			
J n-Heptane	2																			
K Hydroxyde de sodium 40 %	6																			
L Acide sulfurique 96 %	1																			
O Eau ammoniacale 25 %	6																			
P Peroxyde d'hydrogène 30 %	4																			
T Formaldéhyde 37 %	5																			





Il est recommandé de vérifier si les gants conviennent à l'utilisation prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de celles de l'essai de type en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation.

Si des gants de protection ont déjà été utilisés, ils peuvent en raison des modifications de leurs propriétés physiques offrir une moindre résistance aux produits chimiques dangereux. Les dégradations, modifications arrachements de fils, frottements, etc. causés par le contact avec des produits chimiques peuvent réduire considérablement la durée réelle d'utilisation. En cas d'utilisation de produits chimiques agressifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en considération dans le choix de gants devant résister aux produits chimiques.

Avant toute utilisation, les gants doivent être vérifiés pour détecter d'éventuels défauts ou imperfections.

Réservé à un usage unique, ne pas réutiliser.

EN ISO 374-2:2019

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux - Partie 2 : Détermination de la résistance à la pénétration

Test	Résultat
Essais de fuite à l'eau	Réussi

EN ISO 374-4:2019

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux - Partie 4 : Détermination de la résistance à la dégradation par les produits chimiques

Substance chimique de test	Degradation %
J n-Heptane	50,6
K Hydroxyde de sodium 40 %	-7,1
L Acide sulfurique 96 %	100
O Eau ammoniacale 25 %	27
P Peroxyde d'hydrogène 30 %	27,1
T Formaldéhyde 37 %	17,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Norme sur les gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux - Partie 5 : Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes

Test	Résultat
Protection contre les bactéries et les champignons	Réussi
Protection contre les bactéries, les champignons et les virus	Réussi



Informations

La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et ne concerne que les échantillons testés.

VO (EU) 2023/988

Règlement (UE) n° 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits

VO (EG) 1935/2004

Ordonnance relative aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des produits alimentaires.



VO (EU) 10/2011

Ordonnance sur les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

XXI/1.

Recommandation de l'Institut fédéral allemand pour l'évaluation des risques XXI/1. sur les matériaux et objets en caoutchouc naturel et synthétique en contact avec les aliments

Informations

Catégorie 3 - Contact de courte durée

Les matériaux et objets entrent en contact avec les denrées alimentaires pendant 10 minutes au maximum, lorsqu'ils sont utilisés conformément à l'usage auquel il est Seules les substances autorisées selon le tableau 1 de la recommandation XXI/1 de l'Institut fédéral pour l'évaluation des risques (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR), les additifs selon l'annexe de la recommandation XXI du BfR et le tableau 2 de la recommandation XXI/1 du BfR sont utilisés. Les valeurs limites recommandées sont respectées.





Utilisation

Mode d'emploi	<p>Avant utilisation Veuillez vous assurer d'avoir choisi le produit adapté à vos besoins et domaines d'utilisation et de respecter les exigences des normes en vigueur. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser au fournisseur de vos gants de protection à usage unique. Veuillez ne pas porter les gants de protection à usage unique s'ils sont défectueux ou s'ils ont déjà été utilisés. Pour les travaux avec des produits chimiques légers, les gants de protection à usage unique ne sont prévus que pour une courte période d'utilisation.</p> <p>Manipulation Veuillez choisir la taille qui vous convient. Les gants de protection à usage unique protègent la zone qu'ils couvrent. Si la protection individuelle d'autres parties du corps ou des voies respiratoires est nécessaire, il convient d'ajouter d'autres EPI et d'utiliser uniquement des EPI approuvés pour l'usage prévu. L'utilisateur est seul responsable de la bonne association d'EPI supplémentaires et du respect des exigences nécessaires selon les normes en fonction de l'utilisation. Vous assumez seul la responsabilité de déterminer la durée d'utilisation pour l'usage concerné, en tenant compte de l'action protectrice et du confort de port. Après une contamination, une modification des niveaux de performance indiqués n'est pas à exclure. Vérifiez également régulièrement en cours d'utilisation que l'article reste intact. Remplacez immédiatement des gants de protection à usage unique endommagés par des gants intacts. En cas de contamination ou de dégradation, les gants de protection à usage unique doivent être retirés et éliminés de manière appropriée.</p>
Consigne de sécurité	<p>Selon notre analyse des risques selon EN ISO 14971:2019 + A11:2021, aucune consigne de sécurité supplémentaire n'est requise pour ce produit.</p>
Élimination	<p>Les produits non utilisés et non contaminés peuvent être incinérés dans le respect de l'environnement ou mis en décharge. Les produits contaminés doivent être éliminés conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur pour chaque type de contamination.</p>
Durabilité	<p>5 années à compter de la date de production, si non utilisé et stocké correctement.</p>
Stockage	<p>Protéger de la chaleur intense, du soleil, du gel, de l'humidité, de l'ozone, des rayons X et des rayons ultraviolets. Stocker à sec. Température de stockage entre 10 °C et 40 °C. Un stockage inapproprié peut réduire la durabilité.</p>
Traçabilité	<p>Traçabilité relative aux lots, de l'évaluation des besoins à la sortie du stock. Fiche produit Version 2 valable à partir du lot 2617 +</p>



Emballage

Recyclage	<p>Licencié selon VerpackG, numéro de licence DE1618662887322. Veuillez procéder au recyclage de l'emballage.</p>
-----------	--



www.wiros.de

WEB	<p>https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/</p>
-----	--

Variante 1

Unité de vente	1000 pièce/Carton
Niveau d'emballage 1	100 pièce/Distributeur
Quantité minimale commandée	1 Carton





wiroSTRUCTUREGRIP PF

Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Taille	Taille (l x L)	Tolérance
	40458771	noir	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458772	noir	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458773	noir	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458774	noir	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458775	noir	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
	40458781	orange	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458782	orange	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458783	orange	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458784	orange	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458785	orange	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm

GTINs	Numéro d'article	Unit of Use UDI	Niveau d'emballage 1 UDI	Niveau d'emballage 2 UDI	Carton UDI
	40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
	40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
	40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
	40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
	40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
	40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
	40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
	40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
	40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
	40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823


Les valeurs de dimensions, poids, épaisseurs et tolérances doivent être considérées comme des valeurs nominales et peuvent différer.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne garantissent pas les propriétés des produits et ne constituent pas une interprétation contractuelle de la loi. Veuillez faire confirmer les données de plus de 2 ans.

Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les fiches de données de produits mises à disposition appartiennent à l'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH. L'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH détient tous les droits d'auteur, d'utilisation et de reproduction des fiches de données produits. Il est interdit de modifier les fiches de données produits ou d'utiliser les pictogrammes. Il ne faut pas faire référence aux fiches de données de produits mises à disposition sans les produits WIROS d'origine.





Hoja de datos del producto

wiroSTRUCTUREGRIP PF



GUANTES DE NITRILO

Sin empolvar | Textura de agarre de diamante



PROFESSIONAL



Hoja de datos del producto

wiroSTRUCTUREGRIP PF



Fabricante

Empresa + Dirección	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemania
Marca registrada	care & serve®

Descripción del producto

Categoría	PROFESSIONAL
Denominación del producto	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Guantes de nitrilo Sin empolverar Textura de agarre de diamante
Características del producto	Sin polvo Textura de agarre de diamante



Material

Material	Caucho de nitrilo sintético
Grosor del material	dedo: ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) palma: ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) borde: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Peso del material	talla M ≈ 6,5 g/St. (± 0,2 g)

Uso

Finalidad	Guantes de protección desechables para evitar que la superficie de las manos entre en contacto con sustancias y mezclas peligrosas para la salud o con agentes biológicos nocivos. La capacidad de protección y el tiempo de uso máximo se basan en el nivel de rendimiento evaluado según el material examinado.
Contacto con alimentos	Se admite un contacto indirecto a corto plazo con alimentos.
Información de uso	Producto desechable sin esterilizar
Limitación	El usuario es el único responsable de determinar la idoneidad de los productos care & serve®. El fabricante no asume responsabilidad alguna por el uso incorrecto de los productos care & serve®. Siempre que un análisis de riesgos concluya que la protección indicada NO es suficiente, deberá utilizarse ropa de protección con mayor grado de protección.
Campos de aplicación	Industria Industria farmacéutica HACCP Limpieza Higiene Hogar + jardín Agricultura Construcción
Información adicional sobre el material	sin látex
Mensaje de carácter sanitario	En caso de irritación cutánea o reacciones alérgicas, interrumpir inmediatamente el uso y consultar a un médico. Por lo que se sabe según el estado actual de la técnica, los productos no contienen sustancias tóxicas, cancerígenas o mutágenas si se utilizan de acuerdo con su finalidad prevista. No contiene proteínas de látex, por lo que es apto para alérgicos al látex. No obstante, puede contener aceleradores de vulcanización (alérgenos de tipo IV).



Normas

Marcado CE	Equipo de protección individual de la categoría III según UE 2016/425
------------	---





wiroSTRUCTUREGRIP PF

Marcado CE

El marcado CE garantiza la libre circulación de productos y mercancías en la Comunidad Económica Europea. El producto con marcado CE cumple con los requisitos esenciales de la normativa europea especificada.

EN ISO 21420:2020

Normativa sobre guantes de protección: Requisitos generales y métodos de ensayo

Prueba	Resultado
pH	Superada
Movilidad	5
Longitud mínima	Longitud
Tamaño 7: 230 mm	≈ 240 mm
Tamaño 8: 240 mm	≈ 240 mm
Tamaño 9: 250 mm	≈ 240 mm
Tamaño 10: 260 mm	≈ 240 mm
tamaño 11: 270 mm	≈ 240 mm



Información

Observar las instrucciones de uso y la información del producto.

EN 455-1:2022

Guantes médicos para un solo uso - Parte 1: Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros

Prueba de estanqueidad al agua	Resultado
impermeabilidad	AQL 1.5



EN 455-2:2015

Guantes médicos para un solo uso - Parte 2: Requisitos y ensayos para la determinación de las propiedades físicas

Longitud mínima	Longitud
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Prueba	Resultado
Fuerza de desgarro	Superada

EN 455-3:2015

Guantes médicos para un solo uso - Parte 3: Requisitos y ensayos para la evaluación biológica

Prueba	Resultado
Restos de polvo	0,11 mg/g

EN 455-4:2009

Guantes médicos para un solo uso - Parte 4: Requisitos y ensayos para la determinación de la vida útil

Prueba	años
Durabilidad	5

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B

Normativa sobre guantes de protección contra químicos y microorganismos peligrosos - Parte 1: Terminología y requisitos de rendimiento para riesgos químicos

Sustancia probada	Nivel
J n-heptano	2
K Hidróxido de sodio 40 %	6
L Ácido sulfúrico 96 %	1
O Hidróxido de amonio 25 %	6
P Peróxido de hidrógeno 30 %	4
T Formaldehído 37 %	5



Información

Tiempo de penetración: Nivel 1 > 10 min. | Nivel 2 > 30 min. | Nivel 3 > 60 min. | Nivel 4 > 120 min. | Nivel 5 > 240 min. | Nivel 6 > 480 min.

Esta información no proporciona datos sobre la duración real de la protección en el lugar de trabajo ni sobre la distinción entre mezclas y productos químicos puros.

La resistencia a los productos químicos se ha evaluado en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas exclusivamente en la palma de la mano (excepto en los casos en los que el guante era de 400 mm o más largo, donde también se comprobó el puño) y se refiere únicamente a los productos químicos probados. La resistencia puede ser diferente si el producto químico se utiliza en una mezcla.



Se recomienda comprobar si los guantes son adecuados para el uso previsto, ya que las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de las del ensayo en función de la temperatura, la abrasión y la degradación.

Si ya se han utilizado los guantes de protección, puede disminuir la resistencia a los productos químicos peligrosos debido a cambios en sus propiedades físicas. La degradación, los movimientos, la formación de hebras, la fricción, etc. derivadas del contacto con productos químicos pueden reducir significativamente el tiempo de aplicación real. En el caso de los productos químicos agresivos, puede que la degradación sea el factor que más se deba tener en cuenta al seleccionar los guantes resistentes a los productos químicos.

Los guantes deben revisarse antes de su uso para detectar cualquier defecto o fallo.





	Diseñado únicamente para un solo uso, no reutilizar.															
EN ISO 374-2:2019	Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos peligrosos. Parte 2: Determinación de la resistencia a la penetración															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prueba</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prueba de fuga de agua</td> <td>Superada</td> </tr> </tbody> </table>	Prueba	Resultado	Prueba de fuga de agua	Superada											
Prueba	Resultado															
Prueba de fuga de agua	Superada															
EN ISO 374-4:2019	Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos peligrosos. Parte 4: Determinación de la resistencia frente a la degradación por productos químicos															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sustancia probada</th> <th>Degradation %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J n-heptano</td> <td>50,6</td> </tr> <tr> <td>K Hidróxido de sodio 40 %</td> <td>-7,1</td> </tr> <tr> <td>L Ácido sulfúrico 96 %</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>O Hidróxido de amonio 25 %</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>P Peróxido de hidrógeno 30 %</td> <td>27,1</td> </tr> <tr> <td>T Formaldehído 37 %</td> <td>17,7</td> </tr> </tbody> </table>	Sustancia probada	Degradation %	J n-heptano	50,6	K Hidróxido de sodio 40 %	-7,1	L Ácido sulfúrico 96 %	100	O Hidróxido de amonio 25 %	27	P Peróxido de hidrógeno 30 %	27,1	T Formaldehído 37 %	17,7	
Sustancia probada	Degradation %															
J n-heptano	50,6															
K Hidróxido de sodio 40 %	-7,1															
L Ácido sulfúrico 96 %	100															
O Hidróxido de amonio 25 %	27															
P Peróxido de hidrógeno 30 %	27,1															
T Formaldehído 37 %	17,7															
EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Normativa sobre guantes de protección contra químicos y microorganismos peligrosos - Parte 5: Terminología y requisitos de rendimiento sobre riesgos derivados de microorganismos															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prueba</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protección frente a bacterias y hongos</td> <td>Superada</td> </tr> <tr> <td>Protección frente a bacterias, virus y hongos</td> <td>Superada</td> </tr> </tbody> </table>	Prueba	Resultado	Protección frente a bacterias y hongos	Superada	Protección frente a bacterias, virus y hongos	Superada									
Prueba	Resultado															
Protección frente a bacterias y hongos	Superada															
Protección frente a bacterias, virus y hongos	Superada															
	<p>Información</p> <p>La resistencia a la penetración se evaluó en condiciones de laboratorio y hace referencia únicamente a las muestras analizadas.</p>															
VO (EU) 2023/988	Reglamento (UE) n.º 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos															
VO (EG) 1935/2004	Reglamento relativo a materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con los alimentos.															
VO (EU) 10/2011	Reglamento sobre materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con alimentos															
XXI/1.	Recomendación del Instituto federal alemán para la evaluación de riesgos XXI/1. sobre bienes de consumo de caucho natural y sintético en contacto con alimentos															
	<p>Información</p> <p>Categoría 3 - Contacto breve</p> <p>Solo se utilizan sustancias autorizadas según la Tabla 1 de la Recomendación XXI/1 del BfR, aditivos según el Anexo de la Recomendación XXI del BfR y la Tabla 2 de la Recomendación XXI/1 del BfR. Se respetan los valores límite recomendados.</p>															

Uso

Instrucciones de uso	<p>Antes de usar</p> <p>Asegúrese de que ha seleccionado el producto adecuado para sus necesidades y áreas de aplicación y respete los requisitos de las normas aplicables. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el proveedor de los guantes de protección desechables.</p> <p>No use los guantes de protección desechables si están defectuosos o ya se han utilizado. Los guantes de protección desechables están diseñados para trabajar con químicos suaves solo durante un breve espacio de tiempo.</p> <p>Manipulación</p> <p>Seleccione la talla adecuada para usted.</p> <p>Los guantes de protección desechables protegen el área que cubren. Si fuera necesaria la protección individual de otras partes del cuerpo o de las vías respiratorias, añada otros productos EPI y utilice exclusivamente EPI aprobados para el uso previsto. El usuario será el único responsable de combinar correctamente los EPI y de cumplir las prescripciones de las normas según la finalidad.</p> <p>Usted es el único responsable de decidir el tiempo de uso en cada caso teniendo en cuenta el efecto de protección y la comodidad. Tras la contaminación, no se puede descartar que se produzcan cambios en los niveles de rendimiento especificados. Durante su utilización, compruebe también con regularidad si el artículo sigue intacto. Sustituya inmediatamente cualquier guante de protección desechable en mal estado por otro en perfecto estado. En caso de contaminación o daños, quítese los guantes de protección desechables y elimínelos adecuadamente.</p>
Indicación de seguridad	Según nuestro análisis de riesgos conforme a la norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no se requieren instrucciones de seguridad adicionales para este producto.





wiroSTRUCTUREGRIP PF

Eliminación	Los productos no utilizados y no contaminados pueden incinerarse de forma respetuosa con el medio ambiente o eliminarse en vertederos. Los productos contaminados deben eliminarse de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales aplicables a cada tipo de contaminación.
Durabilidad	5 años a partir de la fecha de producción, si no se utiliza y además se almacena correctamente.
Almacenamiento	<p>Proteger del calor intenso, la radiación solar, el hielo, la humedad, el ozono, los rayos X y la luz ultravioleta.</p> <p>Almacenar siempre secos.</p> <p>Temperatura de almacenamiento entre 10 °C y 40 °C.</p> <p>La vida útil podría reducirse en caso de un almacenamiento inadecuado.</p>
Trazabilidad	<p>Trazabilidad de lotes desde que se evalúan las necesidades hasta la salida de la mercancía.</p> <p>Hoja de datos del producto Versión 2 válido a partir de lote 2617 +</p>



Embalaje

Reciclaje	<p>Licencia según VerpackG, número de licencia DE1618662887322.</p> <p>Rogamos que recicle el embalaje.</p>
-----------	---



www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/
-----	---

Variante 1

Unidad de venta	1000 Unidad/Cartón
Nivel de embalaje 1	100 Unidad/Caja expendedora
Cantidad mínima de pedido	1 Cartón

Números de artículo	Número de artículo	Color	Tamaño	Tamaño (An. x L.)	Tolerancia
	40458771	negro	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458772	negro	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458773	negro	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458774	negro	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458775	negro	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
	40458781	naranja	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458782	naranja	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458783	naranja	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458784	naranja	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458785	naranja	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm





Hoja de datos del producto



wiroSTRUCTUREGRIP PF

GTINs	Número de artículo	Unit of Use	Nivel de embalaje 1	Nivel de embalaje 2	Cartón
		UDI	UDI	UDI	UDI
	40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
	40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
	40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
	40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
	40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
	40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
	40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
	40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
	40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
	40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823


Las cifras de dimensiones, pesos, espesores y tolerancias deben entenderse como valores nominales y pueden variar.

La información se basa en nuestros conocimientos actuales. No constituye una garantía de las propiedades del producto y no implica ningún tipo de relación contractual. Vuelva a confirmar los datos que tengan más de 2 años de antigüedad.

Reservado el derecho a errores y omisiones.

Las fichas técnicas de los productos facilitadas son propiedad de WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH es propietaria de todos los derechos de autor, de uso y explotación de las fichas técnicas de los productos. No está permitido modificar las fichas técnicas de los productos ni utilizar los pictogramas. Las fichas técnicas de los productos que se facilitan solo pueden utilizarse junto con los productos originales de WIROS.





Scheda prodotto

wiroSTRUCTUREGRIP PF



GUANTI IN NITRILE

Senza polvere | Struttura dell'impugnatura a diamante



PROFESSIONAL





Produttore

Azienda + Indirizzo	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
Marchio commerciale	care & serve®

Descrizione del prodotto

Categoria	PROFESSIONAL
Descrizione del prodotto	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Guanti in nitrile Senza polvere Struttura dell'impugnatura a diamante
Caratteristiche del prodotto	Senza talco Struttura dell'impugnatura a diamante



Materiale

Materiale	gomma nitrilica sintetica
Spessore del materiale	Dito: ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) Superficie mano: ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Bordo: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Peso del materiale	Misura M ≈ 6,5 g/St. (± 0,2 g)






Utilizzo

Scopo dell'utilizzo	Guanti protettivi monouso per impedire che la superficie delle mani sia esposta a sostanze e miscele pericolose o ad agenti biologici dannosi. Il livello di protezione e il tempo di utilizzo massimo derivano dal livello di prestazione determinato per materiale testato.
Contatto con gli alimentari	È consentito un contatto indiretto di breve durata con gli alimenti.
Istruzioni per l'uso	Prodotto monouso non sterile
Limitazione	Il prodotto non è progettato per l'uso in ambienti estremi e non deve essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive o in eventuale possibilità di deflagrazione. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti care & serve®. Se un'analisi dei rischi ha portato alla conclusione che la protezione citata NON è sufficiente, è necessario utilizzare indumenti con una protezione più elevata.
Campi di applicazione	Industria Industria farmaceutica HACCP Pulizia Igiene Casa + giardino Agricoltura Edilizia
Informazioni supplementari sul	privo di lattice
Indicazioni sulla salute	In caso di irritazioni cutanee o reazioni allergiche interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico. Per quanto è noto in base allo stato attuale della tecnica, i prodotti non contengono sostanze tossiche, cancerogene o mutagene se utilizzati in conformità alla loro destinazione d'uso. Non contiene proteine del lattice ed è quindi adatto alle persone allergiche al lattice. Tuttavia può contenere acceleratori di vulcanizzazione (allergeni di tipo IV).





Standard

<p>Marchio CE</p>	<p>Dispositivi di protezione individuale di categoria III in conformità a UE 2016/425</p> <p>Marchio CE La marcatura CE garantisce la libera circolazione dei prodotti e delle merci all'interno della Comunità Economica Europea. Il prodotto con marchio CE è conforme ai requisiti essenziali dei regolamenti europei indicati.</p>	 																		
<p>EN ISO 21420:2020</p>	<p>Norma sui guanti protettivi - Requisiti generali e metodo di collaudo</p> <table border="1" data-bbox="327 616 1316 862"> <thead> <tr> <th>Prova</th> <th>Risultato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valore pH</td> <td>Superata</td> </tr> <tr> <td>Mobilità</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Lunghezza minima</td> <td>Lunghezza</td> </tr> <tr> <td>Misura 7: 230 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Misura 8: 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Misura 9: 250 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Misura 10: 260 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Misura 11: 270 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informazioni Rispettare le informazioni di prodotto e le istruzioni per l'uso.</p>	Prova	Risultato	Valore pH	Superata	Mobilità	5	Lunghezza minima	Lunghezza	Misura 7: 230 mm	≈ 240 mm	Misura 8: 240 mm	≈ 240 mm	Misura 9: 250 mm	≈ 240 mm	Misura 10: 260 mm	≈ 240 mm	Misura 11: 270 mm	≈ 240 mm	
Prova	Risultato																			
Valore pH	Superata																			
Mobilità	5																			
Lunghezza minima	Lunghezza																			
Misura 7: 230 mm	≈ 240 mm																			
Misura 8: 240 mm	≈ 240 mm																			
Misura 9: 250 mm	≈ 240 mm																			
Misura 10: 260 mm	≈ 240 mm																			
Misura 11: 270 mm	≈ 240 mm																			
<p>EN 455-1:2022</p>	<p>Guanti medicali monouso - Parte 1: requisiti e prove per la tenuta</p> <table border="1" data-bbox="327 963 1316 1019"> <thead> <tr> <th>Test di ritenzione dell'acqua</th> <th>Risultato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tenuta</td> <td>AQL 1.5</td> </tr> </tbody> </table>	Test di ritenzione dell'acqua	Risultato	Tenuta	AQL 1.5															
Test di ritenzione dell'acqua	Risultato																			
Tenuta	AQL 1.5																			
<p>EN 455-2:2015</p>	<p>Guanti medicali monouso - Parte 2: requisiti e prove per le proprietà fisiche</p> <table border="1" data-bbox="327 1086 1316 1198"> <thead> <tr> <th>Lunghezza minima</th> <th>Lunghezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS - XL ≈ 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Prova</td> <td>Risultato</td> </tr> <tr> <td>Carico di rottura</td> <td>Superata</td> </tr> </tbody> </table>	Lunghezza minima	Lunghezza	XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm	Prova	Risultato	Carico di rottura	Superata											
Lunghezza minima	Lunghezza																			
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm																			
Prova	Risultato																			
Carico di rottura	Superata																			
<p>EN 455-3:2015</p>	<p>Guanti medicali monouso - Parte 3: requisiti e prove per la valutazione biologica</p> <table border="1" data-bbox="327 1243 1316 1310"> <thead> <tr> <th>Prova</th> <th>Risultato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residui di talco</td> <td>0,11 mg/g</td> </tr> </tbody> </table>	Prova	Risultato	Residui di talco	0,11 mg/g															
Prova	Risultato																			
Residui di talco	0,11 mg/g																			
<p>EN 455-4:2009</p>	<p>Guanti medicali monouso - Parte 4: requisiti e prove per la determinazione della durata di conservazione</p> <table border="1" data-bbox="327 1355 1316 1411"> <thead> <tr> <th>Prova</th> <th>Anni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durata</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Prova	Anni	Durata	5															
Prova	Anni																			
Durata	5																			
<p>EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B</p>	<p>Norma sui guanti protettivi contro agenti chimici e microrganismi pericolosi - parte 1: Terminologia e requisiti di prestazione per rischi chimici.</p> <table border="1" data-bbox="327 1489 1316 1680"> <thead> <tr> <th>Agenti chimici di controllo</th> <th>Livello</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J n-Eptano</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>K Idrossido di sodio 40 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L Acido solforico 96 %</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>O Ammoniacca 25 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>P Perossido di idrogeno 30 %</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>T Formaldeide 37 %</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informazioni Tempo di passaggio: Livello 1 > 10 min. Livello 2 > 30 min. Livello 3 > 60 min. Livello 4 > 120 min. Livello 5 > 240 min. Livello 6 > 480 min. Questa informazione non fornisce indicazioni sull'effettivo periodo di protezione sul posto di lavoro e sulla distinzione tra miscele e sostanze chimiche pure. La resistenza contro gli prodotti chimici è stata valutata in condizioni di laboratorio su campioni prelevati solo dal palmo della mano (tranne nel caso in cui il guanto sia più lungo di 400 mm - in questo caso viene testato anche il risvolto) e si applica esclusivamente agli agenti chimici testati. La resistenza può essere diversa se l'agente chimico viene utilizzato in una miscela. Si consiglia di verificare se i guanti sono adatti all'uso previsto, poiché le condizioni sul posto di lavoro possono differire da quelle del controllo del tipo a seconda della temperatura, dell'abrasione e del degrado.</p>	Agenti chimici di controllo	Livello	J n-Eptano	2	K Idrossido di sodio 40 %	6	L Acido solforico 96 %	1	O Ammoniacca 25 %	6	P Perossido di idrogeno 30 %	4	T Formaldeide 37 %	5					
Agenti chimici di controllo	Livello																			
J n-Eptano	2																			
K Idrossido di sodio 40 %	6																			
L Acido solforico 96 %	1																			
O Ammoniacca 25 %	6																			
P Perossido di idrogeno 30 %	4																			
T Formaldeide 37 %	5																			





wiroSTRUCTUREGRIP PF

Se sono già stati utilizzati guanti protettivi, questi possono offrire meno resistenza contro gli agenti chimici pericolosi a causa dei cambiamenti nelle loro proprietà fisiche. Il degrado, i movimenti, i fili tirati, l'abrasione causati dal contatto con gli agenti chimici possono ridurre significativamente il tempo di applicazione effettivo. Con agenti chimici aggressivi, il degrado può essere il fattore più importante da considerare quando si scelgono guanti resistenti agli agenti chimici.

Prima dell'utilizzo, è necessario controllare se sui guanti ci sono difetti o imperfezioni.
Previsto esclusivamente come monouso, non riutilizzare.

EN ISO 374-2:2019	Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione	
	Prova	Risultato
	Verifica della tenuta dell'aria	Superata

EN ISO 374-4:2019	Guanti protettivi contro agenti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 4: Determinazione della resistenza al degrado causato da agenti chimici	
	Agenti chimici di controllo	Degradation %
	J n-Eptano	50,6
	K Idrossido di sodio 40 %	-7,1
	L Acido solforico 96 %	100
	O Ammoniaca 25 %	27
	P Perossido di idrogeno 30 %	27,1
T Formaldeide 37 %	17,7	

EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Norma sui guanti protettivi contro agenti chimici e microorganismi pericolosi - parte 5: Terminologia e requisiti di prestazione per rischi causati da microorganismi.		
	Prova	Risultato	
	Protezione da batteri e funghi	Superata	
	Protezione da batteri, funghi e virus	Superata	
	<p>Informazioni</p> <p>La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce esclusivamente ai campioni testati.</p>		

VO (EU) 2023/988	Regolamento (UE) n. 2023/988 sulla sicurezza generale del prodotto
------------------	--

VO (EG) 1935/2004	Regolamento sui materiali e sugli oggetti di plastica destinati al contatto con alimenti.	

VO (EU) 10/2011	Regolamento relativo alle materie e agli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
-----------------	--

XXI/1.	Raccomandazione dell'Istituto federale per la valutazione dei rischi XXI/1. sui beni di consumo in gomma naturale e sintetica a contatto con i prodotti alimentari
	<p>Informazioni</p> <p>Categoria 3: contatto di breve durata</p>
	Vengono utilizzate esclusivamente sostanze autorizzate di cui alla Tabella 1 della Raccomandazione XXI/1 del BfR, additivi conformi all'Allegato alla Raccomandazione XXI del BfR e alla Tabella 2 della Raccomandazione XXI/1 del BfR. I valori limite raccomandati sono rispettati.





wiroSTRUCTUREGRIP PF

Utilizzo

Istruzioni per l'uso	<p>Prima dell'uso</p> <p>Assicurarsi di aver selezionato il prodotto adeguato alle proprie esigenze e ai campi di applicazione e di osservare le specifiche delle norme pertinenti. Per eventuali domande, contattare il fornitore del proprio guanto protettivo monouso.</p> <p>Non indossare il guanto protettivo monouso se presenta difetti o se è stato già utilizzato. I guanti protettivi monouso sono destinati solo all'utilizzo temporaneo durante i lavori con agenti chimici leggeri.</p> <p>Utilizzo</p> <p>Scegliere la taglia più adatta a se stessi.</p> <p>Il guanto protettivo monouso protegge nella zona da esso coperta. Qualora fosse necessaria una protezione personale di altre parti del corpo o delle vie respiratorie, aggiungere ulteriori prodotti DPI, utilizzando solo DPI approvati per l'uso previsto. L'utente è l'unico responsabile della combinazione corretta di DPI supplementari e della conformità ai requisiti previsti dalle norme per ciascuna destinazione d'uso. L'utente è l'unico responsabile della determinazione della durata d'uso per la rispettiva applicazione, tenendo conto dell'effetto protettivo e del comfort nell'uso. Dopo una contaminazione non è possibile escludere una modifica dei livelli di prestazione specificati. Inoltre, durante l'uso, verificare regolarmente che l'articolo sia intatto. In caso di guanto protettivo monouso danneggiato, esso va immediatamente sostituito con uno intatto. In caso di contaminazione o danneggiamento, il guanto protettivo monouso deve essere rimosso e smaltito correttamente.</p>
Avvertenza di sicurezza	Secondo la nostra analisi dei rischi in conformità alla norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021 per questo prodotto non sono necessarie ulteriori istruzioni di sicurezza.
Smaltimento	I prodotti non utilizzati e non contaminati possono essere inceneriti in modo ecologico o smaltiti nelle discariche. I prodotti contaminati devono essere smaltiti in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore per tipo di contaminazione.
Durata	5 anni dalla data di produzione, se non utilizzati e correttamente conservati.
Conservazione	<p>Proteggere da calore intenso, luce solare, gelo, umidità, ozono, raggi X e luce ultravioletta.</p> <p>Conservare all'asciutto.</p> <p>Temperatura di conservazione tra 10 °C e 40 °C.</p> <p>La conservazione impropria può provocare una riduzione della durata.</p>
Tracciabilità	<p>Tracciabilità del lotto dalla determinazione dei requisiti all'uscita dal magazzino.</p> <p>Scheda prodotto Versione 2 valido da lotto 2617 +</p>



Confezionamento

Riciclaggio	<p>Licenza in conformità a VerpackG, numero di licenza DE1618662887322.</p> <p>Portare l'imballaggio al riciclaggio.</p>
-------------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/
-----	---

Variante 1

Unità di vendita	1000 Pezzo/Cartone
Livello di imballaggio 1	100 Pezzo/Scatola dispenser
Unità minima di ordine	1 Cartone





wiroSTRUCTUREGRIP PF

Numeri articolo	Numeri articolo				
	Numero di articolo	Colore	Taglia	Dimensioni (L x l)	Tolleranza
	40458771	nero	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458772	nero	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458773	nero	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458774	nero	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458775	nero	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
	40458781	arancione	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458782	arancione	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458783	arancione	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458784	arancione	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458785	arancione	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm

GTINs	GTINs				
	Numero di articolo	Unit of Use UDI	Livello di imballaggio 1 UDI	Livello di imballaggio 2 UDI	Cartone UDI
	40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
	40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
	40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
	40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
	40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
	40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
	40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
	40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
	40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
	40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823


Le cifre relative a dimensioni, pesi, spessori e tolleranze vanno intese come valori nominali e possono differire.

Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Non rappresentano una garanzia sulle caratteristiche del prodotto e non giustificano un aspetto legale contrattuale. Le indicazioni più vecchie di 2 anni devono essere riconfermate.

Con riserva di errori di immissione ed errori.

Le schede tecniche dei prodotti fornite sono di proprietà di WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH è proprietaria di tutti i diritti di creazione, utilizzo e sfruttamento delle schede tecniche dei prodotti. La modifica delle schede tecniche dei prodotti o l'uso dei pittogrammi non è consentito. Le schede tecniche dei prodotti fornite possono essere utilizzate solo per i prodotti WIROS originali.





Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroSTRUCTUREGRIP PF



ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Χωρίς πούδρα | Ρομβοειδής αντιολισθητική υφή



PROFESSIONAL





Κατασκευαστής

Εταιρεία + Διεύθυνση	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Γερμανία
Εμπορικό σήμα	care & serve®

Περιγραφή προϊόντος

Κατηγορία	PROFESSIONAL
Όνομασία προϊόντος	care & serve® PROFESSIONAL wirosSTRUCTUREGRIP PF Γάντια νιτριλίου Χωρίς πούδρα Ρομβοειδής αντιολισθητική υφή
Ιδιότητες προϊόντος	Χωρίς πούδρα Ρομβοειδής αντιολισθητική υφή



Υλικό

Υλικό	Συνθετικό καουτσούκ νιτριλίου
Πάχος υλικού	Δάχτυλο: ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) Παλάμη: ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Άκρο μανσέτας: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Βάρος υλικού	Μέγεθος M ≈ 6,5 g/τμχ. (± 0,2 g)

Χρήση

Ενδεδειγμένη χρήση	Γάντι προστασίας μιας χρήσης προς αποτροπή επαφής της παλάμης του χεριού με επικίνδυνες για την υγεία ουσίες και μείγματα ή με επιβλαβείς βιολογικές δραστηριότητες. Το ύψος της προστασίας καθώς και η μέγιστη διάρκεια χρήσης προκύπτουν από το υπολογισμένο επίπεδο απόδοσης του υποβληθέντος σε δοκιμή υλικού.
Επαφή με τρόφιμα	Επιτρέπεται η σύντομη, έμμεση επαφή με τρόφιμα.
Υπόδειξη χρήσης	Προϊόν μίας χρήσης μη αποστειρωμένα
Περιορισμός	Η εξακρίβωση της καταλληλότητας χρήσης των προϊόντων care & serve® συνιστά αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις μη ενδεδειγμένης ή ορθής χρήσης ή των προϊόντων care & serve®. Εφόσον η ανάλυση επικινδυνότητας κατέληξε στο συμπέρασμα πως η αναφερόμενη προστασία ΔΕΝ επαρκεί, επιβάλλεται η χρήση προστατευτικής ενδυμασίας με υψηλότερο δείκτη προστασίας.



Τομείς χρήσης	Βιομηχανία Φαρμακευτική βιομηχανία HACCP Καθαρισμός Υγιεινή Σπίτι + Κήπος Γεωργία Οικοδομή
---------------	---



Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το υλικό	δεν περιέχει λατέξ
---	--------------------



Υπόδειξη σχετικά με την υγεία	Σε περίπτωση δερματικών ερεθισμών ή αλλεργικών αντιδράσεων σταματήστε αμέσως τη χρήση να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή. Στον βαθμό που είναι γνωστό σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, τα προϊόντα δεν περιέχουν τοξικές, καρκινογόνες, ή μεταλλαξιογόνες ουσίες, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση τους. Δεν περιέχει πρωτεΐνες λατέξ και συνεπώς είναι κατάλληλο για άτομα με αλλεργία στο λατέξ. Μπορεί ωστόσο να περιέχει επιταχυντές βουλκανισμού (αλλεργιογόνα τύπου IV).
-------------------------------	--

Πρότυπα

Σήμανση CE	Μέσα ατομικής προστασίας της κατηγορίας III σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ 2016/425
------------	---





Σήμανση CE
Η σήμανση CE διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και εμπορευμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης. Τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE πληρούν τις βασικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών ΟΣΠ.





wiroSTRUCTUREGRIP PF

οικονομικής ένωσης. Το προϊόν που φέρει τη σημαση CE πληροί τις βασικές απαιτήσεις των αναφερομένων ευρωπαϊκών οδηγιών.

<p>EN ISO 21420:2020</p>	<p>Πρότυπο γαντιών προστασίας - Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Δοκιμή</th> <th>Αποτέλεσμα</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Τιμή ρη</td> <td>Ολοκληρώθηκε με επιτυχία</td> </tr> <tr> <td>Ευκινησία</td> <td>5</td> </tr> <tr> <th>Ελάχιστο μήκος</th> <th>Μήκος</th> </tr> <tr> <td>Μέγεθος 7: 230 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Μέγεθος 8: 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Μέγεθος 9: 250 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Μέγεθος 10: 260 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Μέγεθος 11: 270 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Πληροφορίες Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες του προϊόντος και το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.</p>	Δοκιμή	Αποτέλεσμα	Τιμή ρη	Ολοκληρώθηκε με επιτυχία	Ευκινησία	5	Ελάχιστο μήκος	Μήκος	Μέγεθος 7: 230 mm	≈ 240 mm	Μέγεθος 8: 240 mm	≈ 240 mm	Μέγεθος 9: 250 mm	≈ 240 mm	Μέγεθος 10: 260 mm	≈ 240 mm	Μέγεθος 11: 270 mm	≈ 240 mm	 <p>www.wiros.de/PU</p>
Δοκιμή	Αποτέλεσμα																			
Τιμή ρη	Ολοκληρώθηκε με επιτυχία																			
Ευκινησία	5																			
Ελάχιστο μήκος	Μήκος																			
Μέγεθος 7: 230 mm	≈ 240 mm																			
Μέγεθος 8: 240 mm	≈ 240 mm																			
Μέγεθος 9: 250 mm	≈ 240 mm																			
Μέγεθος 10: 260 mm	≈ 240 mm																			
Μέγεθος 11: 270 mm	≈ 240 mm																			
<p>EN 455-1:2022</p>	<p>Ιατρικά γάντια μιας χρήσης - Μέρος 1: Απαιτήσεις και δοκιμές απουσίας οπών</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Δοκιμή υδατοστεγανότητας</th> <th>Αποτέλεσμα</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Απουσία οπών</td> <td>AQL 1.5</td> </tr> </tbody> </table>	Δοκιμή υδατοστεγανότητας	Αποτέλεσμα	Απουσία οπών	AQL 1.5	<p>AQL 1.5</p>														
Δοκιμή υδατοστεγανότητας	Αποτέλεσμα																			
Απουσία οπών	AQL 1.5																			
<p>EN 455-2:2015</p>	<p>Ιατρικά γάντια μιας χρήσης - Μέρος 2: Απαιτήσεις και δοκιμές φυσικών ιδιοτήτων</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ελάχιστο μήκος</th> <th>Μήκος</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS - XL ≈ 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <th>Δοκιμή</th> <th>Αποτέλεσμα</th> </tr> <tr> <td>Αντίσταση στη διάσχιση</td> <td>Ολοκληρώθηκε με επιτυχία</td> </tr> </tbody> </table>	Ελάχιστο μήκος	Μήκος	XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm	Δοκιμή	Αποτέλεσμα	Αντίσταση στη διάσχιση	Ολοκληρώθηκε με επιτυχία											
Ελάχιστο μήκος	Μήκος																			
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm																			
Δοκιμή	Αποτέλεσμα																			
Αντίσταση στη διάσχιση	Ολοκληρώθηκε με επιτυχία																			
<p>EN 455-3:2015</p>	<p>Ιατρικά γάντια μιας χρήσης - Μέρος 3: Απαιτήσεις και δοκιμές βιολογικής αξιολόγησης</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Δοκιμή</th> <th>Αποτέλεσμα</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Υπολείμματα πούδρας</td> <td>0,11 mg/g</td> </tr> </tbody> </table>	Δοκιμή	Αποτέλεσμα	Υπολείμματα πούδρας	0,11 mg/g															
Δοκιμή	Αποτέλεσμα																			
Υπολείμματα πούδρας	0,11 mg/g																			
<p>EN 455-4:2009</p>	<p>Ιατρικά γάντια μιας χρήσης - Μέρος 4: Απαιτήσεις και δοκιμές για προσδιορισμό χρόνου ζωής</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Δοκιμή</th> <th>έτη</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Διάρκεια ζωής</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Δοκιμή	έτη	Διάρκεια ζωής	5															
Δοκιμή	έτη																			
Διάρκεια ζωής	5																			
<p>EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B</p>	<p>Πρότυπο γαντιών προστασίας έναντι επικίνδυνων χημικών ουσιών και μικροοργανισμών - Μέρος 1: Ορολογία και απαιτήσεις επίδοσης για χημικούς κινδύνους.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Χημική ουσία δοκιμής</th> <th>Επίπεδο</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J n-Επτάνιο</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>K Υδροξείδιο του νατρίου 40%</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L Θεϊκό οξύ 96%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>O Αμμωνιακό ύδωρ 25%</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>P Υπεροξείδιο υδρογόνου 30%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>T Φορμαλδεϋδη 37%</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Πληροφορίες Χρόνος διαπερατότητας: Επίπεδο 1 > 10 λεπτά Επίπεδο 2 > 30 λεπτά Επίπεδο 3 > 60 λεπτά Επίπεδο 4 > 120 λεπτά Επίπεδο 5 > 240 λεπτά Επίπεδο 6 > 480 λεπτά.</p> <p>Η παρούσα πληροφορία δεν περιέχει καμία αναφορά ως προς τον πραγματικό χρόνο προστασίας στον χώρο εργασίας και στη διαφοροποίηση μεταξύ μειγμάτων και καθαρών χημικών ουσιών.</p> <p>Η αντοχή έναντι των χημικών ουσιών αξιολογήθηκε υπό εργαστηριακές συνθήκες σε δείγματα που λήφθηκαν αποκλειστικά από την εσωτερική επιφάνεια του χεριού (εξαιρουμένης της περίπτωσης στην οποία το γάντι έχει μήκος 400 mm ή μεγαλύτερο οπότε υποβλήθηκε σε δοκιμή και η μανσέτα) και αφορά αποκλειστικά στη χημική ουσία της δοκιμής. Η αντίσταση ενδέχεται να διαφέρει εάν η χημική ουσία χρησιμοποιείται σε μείγμα.</p> <p>Συνιστάται να ελέγχεται η καταλληλότητα του γαντιού για την προοριζόμενη χρήση, εφόσον οι συνθήκες στον χώρο εργασίας μπορεί να παρουσιάζουν αποκλίσεις από αυτές της δοκιμής τύπου σε συνάρτηση της θερμοκρασίας, της τριβής και της υποβάθμισης.</p> <p>Εάν τα γάντια προστασίας έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, ενδέχεται να παρέχουν μικρότερη αντίσταση έναντι των επικίνδυνων χημικών ουσιών λόγω μεταβολής των φυσικών τους ιδιοτήτων. Η υποβάθμιση που προκαλείται από την επαφή με χημικές ουσίες, από κινήσεις, το τράβηγμα των νημάτων, την τριβή κτλ. μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση του πραγματικού χρόνου χρήσης. Σε διαβρωτικές χημικές ουσίες η υποβάθμιση μπορεί να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή ανθεκτικών στις χημικές ουσίες γαντιών.</p> <p>Πριν τη χρήση τα γάντια πρέπει να ελέγχονται για ελαττώματα ή φθορές. Προορίζεται για μία χρήση, να μην επαναχρησιμοποιείται.</p>	Χημική ουσία δοκιμής	Επίπεδο	J n-Επτάνιο	2	K Υδροξείδιο του νατρίου 40%	6	L Θεϊκό οξύ 96%	1	O Αμμωνιακό ύδωρ 25%	6	P Υπεροξείδιο υδρογόνου 30%	4	T Φορμαλδεϋδη 37%	5	 <p>AJKLMOPT</p>				
Χημική ουσία δοκιμής	Επίπεδο																			
J n-Επτάνιο	2																			
K Υδροξείδιο του νατρίου 40%	6																			
L Θεϊκό οξύ 96%	1																			
O Αμμωνιακό ύδωρ 25%	6																			
P Υπεροξείδιο υδρογόνου 30%	4																			
T Φορμαλδεϋδη 37%	5																			
<p>EN ISO 374-2:2019</p>	<p>Γάντια προστασίας έναντι επικίνδυνων χημικών ουσιών και μικροοργανισμών - Μέρος 2: Προσδιορισμός αντίστασης στη διείσδυση</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Δοκιμή</th> <th>Αποτέλεσμα</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Δοκιμή διαρροής νερού</td> <td>Ολοκληρώθηκε με επιτυχία</td> </tr> </tbody> </table>	Δοκιμή	Αποτέλεσμα	Δοκιμή διαρροής νερού	Ολοκληρώθηκε με επιτυχία															
Δοκιμή	Αποτέλεσμα																			
Δοκιμή διαρροής νερού	Ολοκληρώθηκε με επιτυχία																			





EN ISO 374-4:2019	Γάντια προστασίας έναντι επικίνδυνων χημικών ουσιών και μικροοργανισμών - Μέρος 4: Προσδιορισμός αντοχής στη χημική αποικοδόμηση															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Χημική ουσία δοκιμής</th> <th>Degradation %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J n-Επτάλιο</td> <td>50,6</td> </tr> <tr> <td>K Υδροξείδιο του νατρίου 40%</td> <td>-7,1</td> </tr> <tr> <td>L Θεϊκό οξύ 96%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>O Αμμωνιακό ύδωρ 25%</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>P Υπεροξείδιο υδρογόνου 30%</td> <td>27,1</td> </tr> <tr> <td>T Φορμαλδεΐδη 37%</td> <td>17,7</td> </tr> </tbody> </table>	Χημική ουσία δοκιμής	Degradation %	J n-Επτάλιο	50,6	K Υδροξείδιο του νατρίου 40%	-7,1	L Θεϊκό οξύ 96%	100	O Αμμωνιακό ύδωρ 25%	27	P Υπεροξείδιο υδρογόνου 30%	27,1	T Φορμαλδεΐδη 37%	17,7	
Χημική ουσία δοκιμής	Degradation %															
J n-Επτάλιο	50,6															
K Υδροξείδιο του νατρίου 40%	-7,1															
L Θεϊκό οξύ 96%	100															
O Αμμωνιακό ύδωρ 25%	27															
P Υπεροξείδιο υδρογόνου 30%	27,1															
T Φορμαλδεΐδη 37%	17,7															
EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Πρότυπο γαντιών προστασίας έναντι επικίνδυνων χημικών ουσιών και μικροοργανισμών - Μέρος 5: Ορολογία και απαιτήσεις επίδοσης για κινδύνους από μικροοργανισμούς															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Δοκιμή</th> <th>Αποτέλεσμα</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Προστασία από βακτήρια και μύκητες</td> <td>Ολοκληρώθηκε με επιτυχία</td> </tr> <tr> <td>Προστασία από βακτήρια, μύκητες και ιούς</td> <td>Ολοκληρώθηκε με επιτυχία</td> </tr> </tbody> </table> <p>Πληροφορίες Η αντίσταση έναντι διεύθυνσης αξιολογήθηκε υπό εργαστηριακές συνθήκες και αφορά αποκλειστικά στα δείγματα της δοκιμής.</p>	Δοκιμή	Αποτέλεσμα	Προστασία από βακτήρια και μύκητες	Ολοκληρώθηκε με επιτυχία	Προστασία από βακτήρια, μύκητες και ιούς	Ολοκληρώθηκε με επιτυχία									
Δοκιμή	Αποτέλεσμα															
Προστασία από βακτήρια και μύκητες	Ολοκληρώθηκε με επιτυχία															
Προστασία από βακτήρια, μύκητες και ιούς	Ολοκληρώθηκε με επιτυχία															
VO (EU) 2023/988	Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια προϊόντων															
VO (EG) 1935/2004	Κανονισμός σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα από πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.															
VO (EU) 10/2011	Κανονισμός σχετικά με τα υλικά & αντικείμενα από πλαστικό που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.															
XXI/1.	Σύσταση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Αξιολόγησης Κινδύνου (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) XXI/1 αναφορικά με τα είδη ευρείας κατανάλωσης από φυσικό και συνθετικό καουτσούκ που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα															
	<p>Πληροφορίες Κατηγορία 3 - Βραχυχρόνια επαφή</p> <p>Χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένες ουσίες σύμφωνα με τον πίνακα 1 της Σύστασης XXI/1 του BfR, Πρόσθετα σύμφωνα με το Παράρτημα της Σύστασης XXI του BfR και τον πίνακα 2 της Σύστασης XXI/1 του BfR. Τηρούνται οι συνιστώμενες οριακές τιμές.</p>															

Εφαρμογή

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης	<p>Πριν τη χρήση Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει το σωστό για τις ανάγκες σας και τους τομείς χρήσης προϊόν και τηρείτε τις απαιτήσεις των εκάστοτε εφαρμοστέων προτύπων. Εάν έχετε ερωτήσεις απευθυνθείτε στον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε το γάντι προστασίας μιας χρήσης.</p> <p>Μη φορέσετε το γάντι προστασίας μίας χρήσης εφόσον παρουσιάζει ελαττώματα ή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. Τα γάντια προστασίας μίας χρήσης προορίζονται για εργασίες με ελαφρές χημικές ουσίες μόνο για βραχυπρόθεσμη διάρκεια χρήσης.</p> <p>Χειρισμός Επιλέξτε το κατάλληλο για εσάς μέγεθος.</p> <p>Το γάντι προστασίας μίας χρήσης προστατεύει την περιοχή που καλύπτεται από αυτό. Εάν απαιτείται η ατομική προστασία άλλων μερών του σώματος ή των αναπνευστικών οδών, προσθέστε προϊόντα ΜΑΠ και χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα για την προοριζόμενη χρήση ΜΑΠ. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά ο ίδιος υπεύθυνος για τον σωστό συνδυασμό ΜΑΠ και την τήρηση των υποχρεωτικών για κάθε χρήση απαιτήσεων των προτύπων.</p> <p>Εσείς καθορίζετε με αποκλειστικά δική σας ευθύνη τη διάρκεια χρήσης στα πλαίσια της εκάστοτε χρήσης λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα της προστασίας και την άνεση χρήσης. Μετά από επιμόλυνση δεν μπορεί να αποκλειστεί ενδεχόμενη μεταβολή των αναφερόμενων επιπέδων επιδόσεων. Ελέγχετε τακτικά και κατά τη διάρκεια της χρήσης, Μετά από επιμόλυνση σε άρτια κατάσταση. Αντικαθιστάτε αμέσως ένα γάντι προστασίας μίας χρήσης που έχει υποστεί φθορά με ένα άλλο που βρίσκεται σε άρτια κατάσταση. Εφόσον επιμολυνθεί ή υποστεί φθορές, το γάντι προστασίας μίας χρήσης πρέπει να αφαιρείται και να απορρίπτεται στα πλαίσια της προβλεπόμενης διαδικασίας.</p>
Υπόδειξη ασφαλείας	Σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου που διενεργήσαμε κατά το πρότυπο EN ISO 14971:2019 + A11:2021 για το συγκεκριμένο προϊόν δεν απαιτούνται πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας.
Απορρίψη	Τα μη χρησιμοποιημένα ή μη επιμολυσμένα προϊόντα μπορούν να καίνονται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο σε κλιβάνους ή να απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Τα επιμολυσμένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας ανάλογα με το είδος της επιμόλυνσης.
Διάρκεια ζωής	5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και διασφαλίζεται η σωστή αποθήκευση.
Αποθήκευση	<p>Να προστατεύεται από την έκθεση σε έντονη θερμότητα, ηλιακή ακτινοβολία, παγετό, υγρασία, όζον, ακτίνες X και το υπεριώδες φως.</p> <p>Να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος.</p> <p>Θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 10 °C και 40 °C.</p>





wiROSTRUCTUREGRIP PF

Ο μη ορθός τρόπος αποθήκευσης μπορεί να έχει ως επακόλουθο τη μείωση της διάρκειας ζωής.

Ιχνηλασιμότητα

Ιχνηλασιμότητα παρτίδων από την καταγραφή των αναγκών έως την έξοδο από την αποθήκη.
Δελτίο δεδομένων προϊόντος Έκδοση 2 Ισχύει από παρτίδα 2617 +

Συσκευασία

Ανακύκλωση

Αδειοδότηση κατά τον γερμανικό νόμο περί συσκευασιών (VerpackG), αριθμός αδείας DE1618662887322.
Παραδώστε τη συσκευασία προς ανακύκλωση.



www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/>

Παραλλαγή 1

Μονάδα πώλησης

1000 Τεμάχιο/Κουτί

Επίπεδο συσκευασίας 1

100 Τεμάχιο/Κουτί διανομέα

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 Κουτί

Κωδικοί είδους

Κωδ. είδους	Χρώμα	Μέγεθος	Διαστάσεις (Π x Μ)	Ανοχή
40458771	μαύρο	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
40458772	μαύρο	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
40458773	μαύρο	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
40458774	μαύρο	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
40458775	μαύρο	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
40458781	πορτοκαλί	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
40458782	πορτοκαλί	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
40458783	πορτοκαλί	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
40458784	πορτοκαλί	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
40458785	πορτοκαλί	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm

GTINs

Κωδ. είδους	Unit of Use UDI	Επίπεδο συσκευασίας 1 UDI	Επίπεδο συσκευασίας 2 UDI	Κουτί UDI
40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823

Οι αναφερόμενες τιμές που αφορούν σε διαστάσεις, βάρος, πάχος και ανοχές πρέπει να νοούνται ως ονομαστικές τιμές και ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις.

Τα αναφερόμενα στοιχεία βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας. Δεν εξασφαλίζουν εγγυημένα την ύπαρξη των ιδιοτήτων του προϊόντος και δεν θεμελιώνουν καμία συμβατική υποχρέωση κατά την έννοια του Δικαίου. Στοιχεία παλαιότερα των 2 ετών χρήζουν επιβεβαίωσης. Με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών.

Τα διαθέσιμα φύλλα δεδομένων προϊόντων είναι ιδιοκτησία της WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Η εταιρεία WIROS Wilfried Rosbach GmbH είναι ιδιοκτήτρια όλων των δικαιωμάτων δημιουργού/χρήσης και εκμετάλλευσης των φύλλων δεδομένων προϊόντων. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των φύλλων δεδομένων προϊόντων ή η χρήση των εικονογραμμάτων. Η διάθεση των φύλλων δεδομένων προϊόντων επιτρέπεται μόνο μαζί με τα γνήσια προϊόντα της WIROS.





Ürün Bilgi Formu

wiroSTRUCTUREGRIP PF




NITRIL ELDIVENLER

Pudrasız | Elmas kavrama dokusu



PROFESSIONAL



Ürün Bilgi Formu

wiroSTRUCTUREGRIP PF



Üretici

Şirket + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Almanya
Ticari marka	care & serve®

Ürün açıklaması

Kategori	PROFESSIONAL
Ürün tanımı	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Nitril eldivenler Pudrasız Elmas kavrama dokusu
Ürün özellikleri	Pudrasız Elmas kavrama dokusu



Malzeme

Malzeme	sentetik nitril kauçuk
Malzeme kalınlığı	Parmak: ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) El yüzeyi: ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Kenar: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Malzeme ağırlığı	Beden M ≈ 6,5 g/St. (± 0,2 g)

Kullanım

Kullanım amacı	Ellerin yüzeylerinin sağlığa zararlı maddeler ve karışımlar ile veya zararlı biyolojik ajanlarla temas etmesini önlemek için tek kullanımlık koruyucu eldivenler. Koruma düzeyi ve maksimum aşınma süresi test edilen her madde için belirlenen performans seviyesinden kaynaklanır.
Gıda teması	Gıdalarla kısa süreli dolaylı temasa izin verilir.
Kullanım İle ilgili Notlar	Tek kullanımlık ürün steril değil
Kısıtlama	care & serve® ürünlerinin uygunluğunun belirlenmesi bizzat kullanıcının sorumluluğundadır. Üretici, care & serve® ürünlerinin yanlış kullanımında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Eğer bir risk analizi, listelenen korumanın yeterli OLMADIĞINI ortaya koyması durumunda, daha yüksek koruyucu davranışa sahip koruyucu kıyafet kullanılmalıdır.
Kullanım alanları	Sanayi İlaç endüstrisi HACCP Temizlik Hijyen Ev + Bahçe Tarım İnşaat sektörü
Ek malzeme bilgisi	lateks içermez
Sağlık ile ilgili uyarı	Cilt tahrişlerinde veya alerjik reaksiyonlarda kullanımı hemen bırakın ve bir hekime danışın. Tekniğin güncel durumuna göre bilindiği kadarıyla, ürünler, öngörülen amaca uygun kullanıldıklarında, toksik, kanserojen veya mutajenik maddeler içermemektedir. Lateks proteinleri içermediğinden lateks alerjisi olan kişiler için uygundur. Ancak vulkanizasyon hızlandırıcı (Tip IV alerjenler) içerebilir.



Standartlar

CE işareti	AB 2016/425 uyarınca III. kategori kişisel koruyucu ekipman
CE işareti	CE işareti, ürünlerin ve malların Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde serbest dolaşımını garanti eder. CE işareti ürün, belirtilen Avrupa yönetmeliklerinin temel taleplerini karşılar.





EN ISO 21420:2020

Koruyucu eldivenlerde standart - Genel şartlar ve test yöntemleri

Test	Sonuç
pH değeri	Geçildi
Manevra yeteneği	5
minimum uzunluk	Uzunluk
Beden 7: 230 mm	≈ 240 mm
Beden 8: 240 mm	≈ 240 mm
Beden 9: 250 mm	≈ 240 mm
Beden 10: 260 mm	≈ 240 mm
Beden 11: 270 mm	≈ 240 mm



Bilgiler

Ürün bilgilerini ve kullanım kılavuzunu dikkate alın.

EN 455-1:2022

Tek kullanımlık tıbbi eldivenler - Bölüm 1: Gereksinimler ve sızdırmazlık testi

Su tutma testi	Sonuç
Sızdırmazlık	AQL 1.5

AQL
1.5

EN 455-2:2015

Tek kullanımlık tıbbi eldivenler - Bölüm 2: Gereksinimler ve fiziksel özellikler testi

minimum uzunluk	Uzunluk
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Test	Sonuç
Yırtılma kuvveti	Geçildi

EN 455-3:2015

Tek kullanımlık tıbbi eldivenler - Bölüm 3: Biyolojik değerlendirme için gereksinimler ve testler

Test	Sonuç
Pudra kalıntıları	0,11 mg/g

EN 455-4:2009

Tek kullanımlık tıbbi eldivenler - Bölüm 4: Minimum dayanıklılığı belirlemek için gereksinimler ve testler

Test	Yıl
Kullanım Süresi	5

EN ISO 374-1:2016 +
A1:2018 TYPE B

Tehlikeli kimyasallara ve mikro organizmalara karşı koruyucu eldivenlerde standart - Bölüm 1: Kimyasal riskler için terminoloji ve performans gereksinimleri.

Test edilen kimyasal	Seviye
J n-Heptan	2
K Sodyum hidroksit %40	6
L Sülfürik asit %96	1
O Amonyak suyu %25	6
P Hidrojen peroksit 30 %	4
T Formaldehit 37 %	5



Bilgiler

Kırılma süresi: Seviye 1 > 10 Dk. | Seviye 2 > 30 Dk. | Seviye 3 > 60 Dk. | Seviye 4 > 120 Dk. | Seviye 5 > 240 Dk. | Seviye 6 > 480 Dk.

Bu bilgi işyerindeki fiili koruma süresine ve karışımlar ile saf kimyasallar arasındaki ayrımlara dair bir gösterge sağlamamaktadır.

Kimyasal maddelere direnç laboratuvar koşullarında yalnızca avuç içinden alınmış numunelerde değerlendirilmiştir (eldivenin 400 mm veya daha uzun olduğu durumlar hariç - bu durumda manşet de test edilir) ve sadece test edilen kimyasallar ile ilgilidir. Kimyasal, bir karışım halinde kullanıldığında direnç farklı olabilir.

İşyeri koşulları sıcaklık, aşınma ve degradasyona bağlı olarak tip testinden farklı olabileceğinden, eldivenleri kullanım amacına uygun olup olmadığını kontrol etmeniz önerilir.

Koruyucu eldivenler kullanılmışsa, fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle tehlikeli kimyasallara karşı daha az direnç sağlayabilirler. Kimyasallara temastan kaynaklanan degradasyon, hareket, liflenme, sürtünme ve benzerleri uygulama süresini önemli ölçüde azaltabilir. Agresif kimyasallar için, kimyasallara dayanıklı eldivenler seçerken göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktör degradasyon olabilir.

Eldivenler, kullanılmadan önce herhangi bir hata veya kusura karşı kontrol edilmelidir.

Sadece tek kullanım içindir, tekrar kullanmayın.

EN ISO 374-2:2019


Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 2: Sızma direncinin belirlenmesi

Test	Sonuç
Su kaçağı testi	Geçildi

EN ISO 374-4:2019


Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 4: Kimyasallardan kaynaklanan ayrılmaya karşı direncin belirlenmesi

Test edilen kimyasal	Degradation %
----------------------	---------------






J	n-Heptan	50,6
K	Sodyum hidroksit %40	-7,1
L	Sülfürik asit %96	100
O	Amonyak suyu %25	27
P	Hidrojen peroksit 30 %	27,1
T	Formaldehit 37 %	17,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenlerde standart - Bölüm 5: Mikroorganizma riskleri için terminoloji ve performans gereksinimleri							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Sonuç</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bakteri ve mantar koruması</td> <td>Geçildi</td> </tr> <tr> <td>Bakteri, mantar ve virüs koruması</td> <td>Geçildi</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Sonuç	Bakteri ve mantar koruması	Geçildi	Bakteri, mantar ve virüs koruması	Geçildi	
Test	Sonuç							
Bakteri ve mantar koruması	Geçildi							
Bakteri, mantar ve virüs koruması	Geçildi							
	Bilgiler Penetrasyon direnci laboratuvar koşullarında değerlendirildi ve yalnızca test edilen numuneler ile ilgilidir.							




VO (EU) 2023/988	Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (AB) 2023/988
------------------	--


VO (EG) 1935/2004	Gıda maddeleriyle temas etmek için olan plastikten üretilmiş malzemeler ve cisimlerle ilgili düzenleme.	
-------------------	---	---

VO (EU) 10/2011	Gıda maddeleriyle temas etmesi amaçlanan plastik malzemeler ve eşyalarla ilgili düzenleme
-----------------	---

XXI/1.	Gıda maddeleriyle temas eden, doğal ve yapay kauçuktan üretilen ihtiyaç nesnelere hakkında Federal Risk Değerlendirme Enstitüsünün XXI/1. sayılı tavsiyesi
	Bilgiler Kategori 3 - Kısa süreli temas
	Sadece BfR Öneri XXI/1 Tablo 1 uyarınca onaylanmış maddeler, BfR Öneri XXI/1 Eki ve BfR Öneri XXI/1 Tablo 2 uyarınca katkıları kullanılır. Önerilen sınır değerlerine uyulur.

Kullanım

Kullanım Kılavuzu	<p>Kullanmadan önce</p> <p>Lütfen ihtiyaçlarınız ve uygulama alanlarınız için doğru ürünü seçtiğinizden emin olun ve ilgili standartların talimatlarına uyun. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen tek kullanımlık koruyucu eldiven tedarikçinize başvurun.</p> <p>Kusurlu veya daha önce kullanılmış tek kullanımlık koruyucu eldiveni lütfen kullanmayın. Tek kullanımlık koruyucu eldivenler, yalnızca hafif kimyasallarla çalışmalarda kısa süreli kullanım için öngörülmüştür.</p> <p>Kullanım</p> <p>Lütfen sizin için doğru bedeni seçin.</p> <p>Tek kullanımlık koruyucu eldiven kapladığı bölgeyi korur. Vücudun diğer bölümlerinin veya solunum yollarının korunması gerektiği durumlarda, diğer KKD ürünleri ile tamamlayın, yalnızca kullanım amacı için onaylanmış KKD'leri kullanın. Kullanıcı, ilave KKD'nin doğru kombinasyonundan ve her uygulama için gerekli standartlara uyulmasından tek başına sorumludur.</p> <p>Koruyucu etkiyi ve rahatlığı dikkate alarak, ilgili kullanımın hizmet ömrünü belirlemekten yalnızca kullanıcı sorumludur. Kirlenmeden sonra, belirtilen performans seviyelerinde oluşabilecek değişiklikler göz ardı edilmemelidir. Ayrıca kullanım sırasında ürünün zarar görüp görmediğini düzenli olarak kontrol edin. Hasar görmüş bir tek kullanımlık koruyucu eldiveni hemen sağlam bir eldiven ile değiştirin. Tek kullanımlık koruyucu eldiven, kirlenme veya hasar durumunda çıkarılmalı ve düzgün bir şekilde bertaraf edilmelidir.</p>	
Güvenlik Uyarısı	EN ISO 14971:2019 + A11:2021 uyarınca yaptığımız risk analizine göre bu ürün için ek güvenlik uyarıları gerekli değildir.	
Bertaraf	Kullanılmayan ve kirlenmemiş ürünler çevreye zarar vermeyecek şekilde yakılabilir veya bertaraf edilebilir. Kirlenmiş ürünler, kirlilik türüne göre yürürlükteki ulusal yasa ve talimatlara uygun olarak bertaraf edilmelidir.	
Kullanım Süresi	5 yıl, üretim tarihinden itibaren, kullanılmadığı ve doğru depolandığı takdirde.	
Saklama	<p>Aşırı ısıdan, güneş ışığından, dondan, nemden, ozondan, X ışınlarından ve ultraviyole ışıktan koruyun.</p> <p>Kuru bir yerde depolayın.</p> <p>Depolama sıcaklığı 10°C ile 40°C arasında.</p> <p>Yanlış depolama dayanıklılığın azalmasına neden olabilir.</p>	  
İzlenebilirlik	<p>Gereksinimlerin belirlenmesinden depo çıkışına kadar parti ile ilgili izlenebilirlik sağlanmaktadır.</p> <p>Ürün Bilgi Formu Versiyon 2 Geçerli parti başlangıcı 2617 +</p>	



Ürün Bilgi Formu

wiroSTRUCTUREGRIP PF



Ambalaj

Geri Dönüşüm

VerpackG uyarınca lisanslı, Lisans No. DE1618662887322.
Lütfen ambalajı geri dönüşüme aktarın.



www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/>

Varyant 1

Satış birimi

1000 Adet/Karton

Ambalaj düzeyi 1

100 Adet/Dispenser kutu

Minimum sipariş miktarı

1 Karton

Ürün Numarası

Ürün numarası	Renk	Beden	Boyutu (G x U)	Tolerans
40458771	siyah	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
40458772	siyah	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
40458773	siyah	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
40458774	siyah	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
40458775	siyah	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
40458781	turuncu	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
40458782	turuncu	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
40458783	turuncu	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
40458784	turuncu	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
40458785	turuncu	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm

GTINs

Ürün numarası	Unit of Use UDI	Ambalaj seviyesi 1 UDI	Ambalaj seviyesi 2 UDI	Karton UDI
40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823


Boyut, ağırlık, kalınlık ve toleranslar için belirtilen rakamlar nominal değerler olarak anlaşılmalıdır ve farklılık gösterebilir.

Verilen bilgiler, bilgilerimizin mevcut durumuna dayanmaktadır. Bunlar, ürün özelliklerinin garantisini teşkil etmemektedir ve sözleşmeye ilişkin yasal bir anlayışı haklı çıkarmaz. 2 yıldan eski bilgileri lütfen teyit edin.

Şirketimiz tipografik hata ve yanlışlardan sorumlu değildir.

Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları WIROS Wilfried Rosbach GmbH şirketinin mülkiyetindedir. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ürün veri sayfalarının tüm telif/kullanım ve değerlendirme haklarının sahibidir. Ürün veri sayfalarının değiştirilmesi veya piktogramların kullanılması yasaktır. Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları sadece WIROS ürünleriyle bağlantılı olarak temel alınabilir.





Техническая спецификация

wiroSTRUCTUREGRIP PF



ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ

Без присыпки | шероховатая текстура



PROFESSIONAL





Производитель

Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
Торговая марка	care & serve®

Описание изделия

Категория	PROFESSIONAL
Обозначение продукции	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Перчатки нитриловые Без присыпки шероховатая текстура
Характеристики продукции	Неопудренные Шероховатая текстура



Материал

Материал	синтетический нитриловый каучук
Толщина материала	Пальцы: ≈ 0,23 мм (± 0,01 мм) Ладонь: ≈ 0,19 мм (± 0,01 мм) Манжета: ≈ 0,10 мм (± 0,01 мм)
Вес материала	Размер M ≈ 6,5 г/шт. (± 0,2 г)

Использование

Назначение	Одноразовые защитные перчатки для предотвращения контакта поверхности рук с опасными для здоровья веществами и смесями или вредными биологически активными веществами. Степень защиты и максимальный срок использования определяется, исходя из уровня эффективности защиты для каждого испытуемого вещества.
------------	---

Контакт с пищевыми продуктами	Допускается кратковременный непрямой контакт с продуктами питания.
-------------------------------	--

Инструкция по применению	Одноразовый продукт нестерильные
--------------------------	-------------------------------------



Ограничения	Определение пригодности изделий care & serve® возлагается исключительно на пользователя. Производитель не берет на себя никакой ответственности за неправильное использование средств care & serve®. Если анализ риска выявил, что приведенной защиты НЕДОСТАТОЧНО, следует применять защитную одежду с более высокими защитными характеристиками.
-------------	---

Области применения	Промышленность фармацевтическая промышленность НАССР Уборка гигиена Дом + сад Сельское хозяйство Строительное дело
--------------------	---



Информация о добавках в составе материала	без латекса
---	-------------



Предупреждение о возможном раздражении	При раздражении кожи или аллергических реакциях необходимо немедленно прекратить использование и обратиться к врачу. На основании актуальных научных знаний, данные изделия не содержат токсичных, канцерогенных или мутагенных веществ, если используются по назначению.
--	--

Не содержит латексных белков, следовательно, безопасен для людей с аллергией на латекс. Тем не менее, изделие может включать ускорители вулканизации (аллергены IV типа).

Стандарты

CE-маркировка	Индивидуальное защитное средство категории III в соответствии с EC 2016/425
---------------	---



CE-маркировка
Маркировка CE гарантирует свободное обращение изделий и товаров на территории ЕС. Изделия с маркировкой CE соответствуют основным требованиям законодательства Европейского Союза.






ЕЛ. изделие с маркировкой СЕ соответствует основным требованиям указанных европейских регламентов.

<p>EN ISO 21420:2020</p>	<p>Стандарт для защитных перчаток - Общие требования и методы испытаний</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тест</th> <th>Результат</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH-показатель</td> <td>Испытание успешно</td> </tr> <tr> <td>Подвижность</td> <td>5</td> </tr> <tr> <th>Минимальная длина</th> <th>Длина</th> </tr> <tr> <td>Размер 7: 230 мм</td> <td>≈ 240 мм</td> </tr> <tr> <td>Размер 8: 240 мм</td> <td>≈ 240 мм</td> </tr> <tr> <td>Размер 9: 250 мм</td> <td>≈ 240 мм</td> </tr> <tr> <td>Размер 10: 260 мм</td> <td>≈ 240 мм</td> </tr> <tr> <td>Размер 11: 270 мм</td> <td>≈ 240 мм</td> </tr> </tbody> </table> <p>Информация Обращайте внимание на информацию о продукции и выполняйте инструкции по использованию.</p>	Тест	Результат	pH-показатель	Испытание успешно	Подвижность	5	Минимальная длина	Длина	Размер 7: 230 мм	≈ 240 мм	Размер 8: 240 мм	≈ 240 мм	Размер 9: 250 мм	≈ 240 мм	Размер 10: 260 мм	≈ 240 мм	Размер 11: 270 мм	≈ 240 мм	
Тест	Результат																			
pH-показатель	Испытание успешно																			
Подвижность	5																			
Минимальная длина	Длина																			
Размер 7: 230 мм	≈ 240 мм																			
Размер 8: 240 мм	≈ 240 мм																			
Размер 9: 250 мм	≈ 240 мм																			
Размер 10: 260 мм	≈ 240 мм																			
Размер 11: 270 мм	≈ 240 мм																			
<p>EN 455-1:2022</p>	<p>Перчатки медицинские одноразовые – Часть 1: Требования и испытания на герметичность</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Проверка водонепроницаемости</th> <th>Результат</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Плотность</td> <td>AQL 1.5</td> </tr> </tbody> </table>	Проверка водонепроницаемости	Результат	Плотность	AQL 1.5	<p>AQL 1.5</p>														
Проверка водонепроницаемости	Результат																			
Плотность	AQL 1.5																			
<p>EN 455-2:2015</p>	<p>Перчатки медицинские одноразовые – Часть 2: Требования и испытания физических свойств</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Минимальная длина</th> <th>Длина</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS - XL ≈ 240 мм</td> <td>≈ 240 мм</td> </tr> <tr> <th>Тест</th> <th>Результат</th> </tr> <tr> <td>Растягивающее усилие</td> <td>Испытание успешно</td> </tr> </tbody> </table>	Минимальная длина	Длина	XS - XL ≈ 240 мм	≈ 240 мм	Тест	Результат	Растягивающее усилие	Испытание успешно											
Минимальная длина	Длина																			
XS - XL ≈ 240 мм	≈ 240 мм																			
Тест	Результат																			
Растягивающее усилие	Испытание успешно																			
<p>EN 455-3:2015</p>	<p>Перчатки медицинские одноразовые – Часть 3: Требования и испытания для биологической оценки</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тест</th> <th>Результат</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Остатки порошка</td> <td>0,11 mg/g</td> </tr> </tbody> </table>	Тест	Результат	Остатки порошка	0,11 mg/g															
Тест	Результат																			
Остатки порошка	0,11 mg/g																			
<p>EN 455-4:2009</p>	<p>Перчатки медицинские одноразовые – Часть 4: Требования и испытания для определения минимального срока хранения</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тест</th> <th>лет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Срок службы</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Тест	лет	Срок службы	5															
Тест	лет																			
Срок службы	5																			
<p>EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B</p>	<p>Стандарт для защитных перчаток для защиты от опасных химикатов и микроорганизмов - часть 1: Терминология и требования к рабочим характеристикам для химических рисков.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Химикалии для испытания</th> <th>Уровень</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J н-Гептан</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>K Гидроксид натрия 40%</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L Серная кислота 96%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>O Аммиачная вода 25%</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>P Перекись водорода 30%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>T Формальдегид 37%</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Информация Время прорыва: Уровень 1 > 10 мин. Уровень 2 > 30 мин. Уровень 3 > 60 мин. Уровень 4 > 120 мин. Уровень 5 > 240 мин. Уровень 6 > 480 мин.</p> <p>Эта информация не предоставляет сведений о фактической продолжительности защиты на рабочем месте и о разнице между смесями и чистыми химическими веществами.</p> <p>Устойчивость к химическим веществам оценивалась в лабораторных условиях на образцах, взятых только с участка материала на ладони (кроме случаев, когда перчатка составляет 400 мм или длиннее – в этом случае также проверяется манжета) и касается только проверенных химикалий. Устойчивость может отличаться, если химическое средство используется в смеси.</p> <p>Рекомендуется проверять, подходят ли перчатки для предусмотренного применения, поскольку условия на рабочем месте могут отличаться от условий типового испытания в зависимости от температуры, износа и деградации.</p> <p>Если защитными перчатками уже пользовались, они могут обеспечивать меньшую устойчивость к опасным химическим веществам вследствие изменения их физических характеристик. В результате деградации, движений, растяжения, трения и т.п. при контакте с химическими веществами, может значительно сократиться фактическое время использования. При работе с агрессивными химическими веществами важнейшим фактором, который следует учитывать при выборе химически стойких перчаток, может быть деградация.</p> <p>Перед использованием необходимо проверить перчатки на наличие недостатков или дефектов.</p> <p>Предназначено для однократного применения, не использовать повторно.</p>	Химикалии для испытания	Уровень	J н-Гептан	2	K Гидроксид натрия 40%	6	L Серная кислота 96%	1	O Аммиачная вода 25%	6	P Перекись водорода 30%	4	T Формальдегид 37%	5					
Химикалии для испытания	Уровень																			
J н-Гептан	2																			
K Гидроксид натрия 40%	6																			
L Серная кислота 96%	1																			
O Аммиачная вода 25%	6																			
P Перекись водорода 30%	4																			
T Формальдегид 37%	5																			
<p>EN ISO 374-2:2019</p>	<p>Защитные перчатки против опасных химикатов и микроорганизмов - часть 2: Определение сопротивления проникновению</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тест</th> <th>Результат</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Проверка на герметичность с помощью воды</td> <td>Испытание успешно</td> </tr> </tbody> </table>	Тест	Результат	Проверка на герметичность с помощью воды	Испытание успешно															
Тест	Результат																			
Проверка на герметичность с помощью воды	Испытание успешно																			





Техническая спецификация

wiroSTRUCTUREGRIP PF




EN ISO 374-4:2019	Защитные перчатки против опасных химикатов и микроорганизмов - часть 4: Определение устойчивости к разрушению химическими															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Химикалии для испытания</th> <th>Degradation %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J н-Гептан</td> <td>50,6</td> </tr> <tr> <td>K Гидроксид натрия 40%</td> <td>-7,1</td> </tr> <tr> <td>L Серная кислота 96%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>O Аммиачная вода 25%</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>P Перекись водорода 30%</td> <td>27,1</td> </tr> <tr> <td>T Формальдегид 37%</td> <td>17,7</td> </tr> </tbody> </table>	Химикалии для испытания	Degradation %	J н-Гептан	50,6	K Гидроксид натрия 40%	-7,1	L Серная кислота 96%	100	O Аммиачная вода 25%	27	P Перекись водорода 30%	27,1	T Формальдегид 37%	17,7	
Химикалии для испытания	Degradation %															
J н-Гептан	50,6															
K Гидроксид натрия 40%	-7,1															
L Серная кислота 96%	100															
O Аммиачная вода 25%	27															
P Перекись водорода 30%	27,1															
T Формальдегид 37%	17,7															
EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Стандарт для защитных перчаток для защиты от опасных химикатов и микроорганизмов - часть 5: Терминология и технические требования к рискам из-за микроорганизмов															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Тест</th> <th>Результат</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Защита от бактерий и грибов</td> <td>Испытание успешно</td> </tr> <tr> <td>Защита от бактерий, грибов и вирусов</td> <td>Испытание успешно</td> </tr> </tbody> </table> <p>Информация Устойчивость к проникновению оценивалась в лабораторных условиях и относится исключительно к исследуемым образцам.</p>	Тест	Результат	Защита от бактерий и грибов	Испытание успешно	Защита от бактерий, грибов и вирусов	Испытание успешно									
Тест	Результат															
Защита от бактерий и грибов	Испытание успешно															
Защита от бактерий, грибов и вирусов	Испытание успешно															
VO (EU) 2023/988	Регламент ЕС № 2023/988 об общей безопасности продукции															
VO (EG) 1935/2004	Регламент о материалах и изделиях из пластмасс, контактирующих с пищевыми продуктами.															
VO (EU) 10/2011	Распоряжение о материалах и изделиях из пластмасс, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами															
XXI/1.	Рекомендация Федерального института оценки рисков XXI/1. о потребительских изделиях из натурального и синтетического каучука, контактирующих с пищевыми продуктами															
	<p>Информация Категория 3 - кратковременный контакт</p> <p>Используются только разрешенные вещества в соответствии с Таблицей 1 Рекомендации Федерального института оценки рисков (BfR) XXI/1, добавки в соответствии с Приложением к Рекомендации BfR XXI и Таблицей 2 Рекомендации BfR XXI/1. Рекомендуемые предельные значения соблюдаются.</p>															

Использование

Инструкция по использованию	<p>Перед использованием</p> <p>Убедитесь, что вы выбрали правильное изделие для своих потребностей и сфер применения, и следуйте критериям соответствующих стандартов. При возникновении вопросов свяжитесь с поставщиком одноразовых защитных перчаток.</p> <p>Ни в коем случае не носите одноразовые защитные перчатки, в которых были обнаружены дефекты или которыми уже пользовались. Одноразовые защитные перчатки предназначены только для кратковременного использования при работе со слабыми химическими веществами.</p> <p>Использование</p> <p>Выберите подходящий вам размер.</p> <p>Одноразовые перчатки защищают покрытую ими область. Если необходимо защитить другие части тела или дыхательные пути, используйте дополнительные средства индивидуальной защиты (СИЗ), применяя наиболее подходящие для данной цели изделия. Ответственность за правильное сочетание дополнительных СИЗ и соблюдение требований соответствующих стандартов в зависимости от цели применения возлагается исключительно на пользователя.</p> <p>Вы под собственную ответственность определяете продолжительность использования для конкретного применения, учитывая защитный эффект и комфорт ношения. Не исключено, что после загрязнения указанный уровень эффективности изменится. Также регулярно проверяйте изделие на наличие повреждений во время использования. В случае повреждения одноразовых защитных перчаток немедленно замените их новыми. При загрязнении или повреждении одноразовых защитных перчаток их следует снять и утилизировать должным образом.</p>
Инструкция по технике безопасности	По результатам анализа рисков в соответствии со стандартом EN ISO 14971:2019 + A11:2021, дополнительные рекомендации по безопасности для данного изделия не требуются.
Утилизация	Неиспользованные и незагрязненные изделия можно сжигать экологически безопасным образом или утилизировать в местах для сбора мусора. Загрязненные изделия следует утилизировать в соответствии с действующим национальным законодательством и нормативно-правовыми актами, в зависимости от типа загрязнения.
Срок службы	5 лет с даты изготовления, если они не были в употреблении и при правильном хранении.
Хранение	Беречь от чрезмерного тепла, солнечного света, мороза, влаги, озона, рентгеновских лучей и ультрафиолета.





Техническая спецификация

wiroSTRUCTUREGRIP PF



Хранить сухим.
Температура хранения от 10°C до 40°C.
Неправильное хранение может привести к снижению долговечности.



Прослеживаемость Прослеживаемость партии от определения потребностей до выхода со склада.
Техническая спецификация Версия 2 действительный, начиная с партии 2617 +

Упаковка

Переработка Лицензировано согласно Закону об упаковке, номер лицензии DE1618662887322.
Пожалуйста, отправьте упаковку на переработку.



www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/>

Вариант 1

Торговая единица 1000 шт./Коробка

Уровень упаковки 1 100 шт./коробка диспенсера

Минимальное количество заказа 1 Коробка


Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Размер	Размер (Ш x Д)	допустимое отклонение
	40458771	черные	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458772	черные	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458773	черные	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458774	черные	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458775	черные	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
	40458781	оранжевые	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458782	оранжевые	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458783	оранжевые	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458784	оранжевые	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458785	оранжевые	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm

GTINs	Номер артикула	Unit of Use UDI	Уровень упаковки 1 UDI	Уровень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
	40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
	40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
	40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
	40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
	40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
	40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
	40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
	40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
	40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823

Цифровые данные размеров, веса, толщины и допустимых отклонений следует понимать как номинальные величины и они могут отличаться. Данные основаны на текущем уровне наших знаний. Они не являются гарантированным заверением о характеристиках товара и не создают договорного правового понимания. Информацию, которой больше 2 лет, необходимо подтвердить повторно. Возможны опечатки и другие ошибки.

Предоставленные технические паспорта изделий продукции являются собственностью компании WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компания WIROS Wilfried Rosbach GmbH является владельцем всех авторских прав/прав на использование и реализацию технических паспортов изделий. Запрещается вносить изменения в технические паспорта изделий или использовать логотипы. Предоставленные технические паспорта изделий могут использоваться только в связи с оригинальными изделиями WIROS.





Karta produktu

wiroSTRUCTUREGRIP PF



RĘKAWICE NITRYLOWE

Bez pudru | Tekstura powierzchni chwytu w kształcie rombu



PROFESSIONAL





Producent

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Niemcy
Znak towarowy	care & serve®

Opis produktu

Kategoria	PROFESSIONAL
Nazwa produktu	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Rękawice nitylowe Bez pudru Tekstura powierzchni chwytu w kształcie rombu
Właściwości produktu	Bez pudru Tekstura powierzchni chwytu w kształcie rombu



Materiał

Materiał	syntetyczny kauczuk nitylowy
Grubość materiału	Palce: ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) Powierzchnia dłoni: ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Brzeg: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Waga materiału	Rozmiar M ≈ 6,5 g/szt. (± 0,2 g)

Zastosowanie

Zamierzone przeznaczenie	Jednorazowe rękawice ochronne są przeznaczone do zapobiegania kontaktowi skóry dłoni z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi dla zdrowia lub szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Poziom ochrony i maksymalny czas noszenia wynikają z określonego poziomu skuteczności dla każdej badanej substancji.
Kontakt z żywnością	Dopuszczony krótkotrwały, pośredni kontakt z produktami spożywczymi.
Instrukcja użytkowania	Produkt jednorazowego użytku niesterylne
Zastrzeżenia	Za właściwe określenie spektrum zastosowania produktów care & serve® odpowiada wyłącznie użytkownik. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie produktów care & serve®. Jeżeli analiza ryzyka dowodzi, że powyższe środki ochrony NIE są wystarczające, należy zastosować odzież ochronną o wyższym stopniu ochrony.
Obszary zastosowania	przemysł przemysł farmaceutyczny HACCP sprzątanie higiena dom i ogród rolnictwo budownictwo
Dodatkowe informacje o materiałach	nie zawiera lateksu
Wskazówki dotyczące zdrowia	W przypadku podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, produkty nie zawierają żadnych substancji toksycznych, rakotwórczych ani mutagennych, jeśli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie zawiera białek lateksu i dlatego jest odpowiedni dla osób z alergią na lateks. Może jednak zawierać przyspieszacze procesu wiązania (alergeny typu IV).



Standardy

Oznakowanie CE	Środki ochrony indywidualnej III kategorii zgodnie z normą UE 2016/425
Oznakowanie CE	Oznaczenie CE gwarantuje swobodny przepływ produktów i towarów w obrębie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Produkt oznaczony znakiem CE spełnia zasadnicze wymagania określone w przepisach europejskich.
EN ISO 21420:2020	Norma dotycząca rękawic ochronnych - ogólne wymagania i metody badań







	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość pH</td> <td>Zaliczony</td> </tr> <tr> <td>Zakres ruchu</td> <td>5</td> </tr> <tr> <th>Minimalna długość</th> <th>Długość</th> </tr> <tr> <td>Rozmiar 7: 230 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Rozmiar 8: 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Rozmiar 9: 250 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Rozmiar 10: 260 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Rozmiar 11: 270 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informacje Należy zaznaczyć się z informacjami o produkcie i przestrzegać instrukcji obsługi.</p>	Test	Wynik	Wartość pH	Zaliczony	Zakres ruchu	5	Minimalna długość	Długość	Rozmiar 7: 230 mm	≈ 240 mm	Rozmiar 8: 240 mm	≈ 240 mm	Rozmiar 9: 250 mm	≈ 240 mm	Rozmiar 10: 260 mm	≈ 240 mm	Rozmiar 11: 270 mm	≈ 240 mm	
Test	Wynik																			
Wartość pH	Zaliczony																			
Zakres ruchu	5																			
Minimalna długość	Długość																			
Rozmiar 7: 230 mm	≈ 240 mm																			
Rozmiar 8: 240 mm	≈ 240 mm																			
Rozmiar 9: 250 mm	≈ 240 mm																			
Rozmiar 10: 260 mm	≈ 240 mm																			
Rozmiar 11: 270 mm	≈ 240 mm																			
EN 455-1:2022	<p>Rękawice medyczne jednorazowego użytku - część 1: Wymagania i badanie szczelności</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test odporności na przepuszczalność wody</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Szczelność</td> <td>AQL 1.5</td> </tr> </tbody> </table>	Test odporności na przepuszczalność wody	Wynik	Szczelność	AQL 1.5															
Test odporności na przepuszczalność wody	Wynik																			
Szczelność	AQL 1.5																			
EN 455-2:2015	<p>Rękawice medyczne jednorazowego użytku - część 2: Wymagania i badanie właściwości fizycznych</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Minimalna długość</th> <th>Długość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS - XL ≈ 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <th>Test</th> <th>Wynik</th> </tr> <tr> <td>Siła rozrywająca</td> <td>Zaliczony</td> </tr> </tbody> </table>	Minimalna długość	Długość	XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm	Test	Wynik	Siła rozrywająca	Zaliczony											
Minimalna długość	Długość																			
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm																			
Test	Wynik																			
Siła rozrywająca	Zaliczony																			
EN 455-3:2015	<p>Rękawice medyczne jednorazowego użytku - część 3: Wymagania i badania do oceny biologicznej</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pozostałości pudru</td> <td>0,11 mg/g</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Wynik	Pozostałości pudru	0,11 mg/g															
Test	Wynik																			
Pozostałości pudru	0,11 mg/g																			
EN 455-4:2009	<p>Rękawice medyczne jednorazowego użytku - część 4: Wymagania i badania w celu ustalenia minimalnej trwałości</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Liczba lat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trwałość</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Liczba lat	Trwałość	5															
Test	Liczba lat																			
Trwałość	5																			
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B	<p>Norma dotycząca rękawic ochronnych, chroniących przed niebezpiecznymi chemikaliami i mikroorganizmami - część 1: Wymagania w zakresie eksploatacji i terminologii dotyczącej zagrożeń chemicznych.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test chemiczny</th> <th>Stopień</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J n-heptan</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>K wodorotlenek sodu 40 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L kwas siarkowy 96 %</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>O woda amoniakowa 25 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>P nadtlenek wodoru 30 %</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>T formaldehyd 37 %</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informacje Czas przebicia: stopień 1 > 10 Min. stopień 2 > 30 Min. stopień 3 > 60 Min. stopień 4 > 120 Min. stopień 5 > 240 Min. stopień 6 > 480 Min. Niniejsze informacje nie odzwierciedlają rzeczywistego okresu ochrony w danym miejscu pracy, a także nie biorą pod uwagę różnicy między mieszaninami i czystymi chemikaliami. Odporność na chemikalia została przetestowana w warunkach laboratoryjnych, na podstawie próbek pobranych z wewnętrznej strony dłoni (z wyjątkiem rękawic o minimalnej długości 400 mm, w których testowany był też mankiet) i odnosi się wyłącznie do przetestowanych chemikaliów. Odporność może ulec zmianie, jeśli stosowane są chemikalia w formie mieszaniny. Każdorazowo należy przetestować, czy rękawice nadają się do stosowania na danym stanowisku pracy, ponieważ warunki na stanowisku mogą odbiegać od warunków panujących podczas testów pod względem temperatury, ścieralności i degradacji. Rękawice, które były już wcześniej użytkowane, mogą posiadać inne właściwości fizyczne, a w konsekwencji niższą odporność na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych. Rekomendowany okres użytkowania może zostać znacznie skrócony przez czynniki spowodowane kontaktem z chemikaliami, takie jak degradacja, rozciągnięcie, zmiana elastyczności lub przetarcie. W przypadku pracy z agresywnymi chemikaliami, degradacja może być najważniejszym czynnikiem do rozważenia podczas wyboru odpowiednich rękawic ochronnych. Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy rękawice nie posiadają wad i uszkodzeń. Przeznaczony do użytku jednorazowego, nie używać ponownie.</p>	Test chemiczny	Stopień	J n-heptan	2	K wodorotlenek sodu 40 %	6	L kwas siarkowy 96 %	1	O woda amoniakowa 25 %	6	P nadtlenek wodoru 30 %	4	T formaldehyd 37 %	5					
Test chemiczny	Stopień																			
J n-heptan	2																			
K wodorotlenek sodu 40 %	6																			
L kwas siarkowy 96 %	1																			
O woda amoniakowa 25 %	6																			
P nadtlenek wodoru 30 %	4																			
T formaldehyd 37 %	5																			
EN ISO 374-2:2019	<p>Rękawice ochronne, chroniące przed niebezpiecznymi chemikaliami i mikroorganizmami - część 2: Oznaczenie odporności na penetrację</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Test na przepuszczalność wody</td> <td>Zaliczony</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Wynik	Test na przepuszczalność wody	Zaliczony															
Test	Wynik																			
Test na przepuszczalność wody	Zaliczony																			
EN ISO 374-4:2019	<p>Rękawice ochronne, chroniące przed niebezpiecznymi chemikaliami i mikroorganizmami - część 4: Oznaczenie odporności na degradację wywołaną przez chemikalia</p>																			





	Test chemiczny	Degradation %
	J n-heptan	50,6
	K wodorotlenek sodu 40 %	-7,1
	L kwas siarkowy 96 %	100
	O woda amoniakowa 25 %	27
	P nadtlenek wodoru 30 %	27,1
	T formaldehyd 37 %	17,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Norma dotycząca rękawic ochronnych, chroniących przed niebezpiecznymi chemikaliami i mikroorganizmami - część 5: Wymagania w zakresie eksploatacji i terminologii dotyczącej zagrożeń wywołanych przez mikroorganizmy.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ochrona przed bakteriami i grzybami</td> <td>Zaliczony</td> </tr> <tr> <td>Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami</td> <td>Zaliczony</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Wynik	Ochrona przed bakteriami i grzybami	Zaliczony	Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami	Zaliczony	
Test	Wynik							
Ochrona przed bakteriami i grzybami	Zaliczony							
Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami	Zaliczony							
	<p>Informacje</p> <p>Odporność na penetrację została przetestowana w warunkach laboratoryjnych i dotyczy jedynie przebadanych próbek.</p>							
VO (EU) 2023/988	Rozporządzenie (UE) nr 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów							
VO (EG) 1935/2004	Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.							
VO (EU) 10/2011	Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych dopuszczonych do kontaktu z żywnością							
XXI/1.	Zalecenie Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka XXI/1. w sprawie towarów konsumpcyjnych z kauczuku naturalnego i syntetycznego mających kontakt z żywnością							
	<p>Informacje</p> <p>Kategoria 3 – kontakt krótkotrwały</p> <p>Stosowane są wyłącznie dozwolone substancje zgodnie z tabelą 1 zalecenia BfR XXI/1, dodatki zgodnie z załącznikiem do zalecenia BfR XXI i tabelą 2 zalecenia BfR XXI/1. Zachowane są zalecane wartości graniczne.</p>							

Stosowanie

Instrukcja obsługi	<p>Przed użyciem</p> <p>Przed zastosowaniem produktu należy upewnić się, że jest on dostosowany do potrzeb oraz obszarów zastosowania, a także zaleceń podanych w normach. W razie pytań należy skontaktować się z dostawcą jednorazowych rękawic ochronnych.</p> <p>Nie należy stosować jednorazowych rękawic ochronnych, jeśli wykazują one wady lub ślady wcześniejszego zastosowania. Jednorazowe rękawice ochronne są przeznaczone wyłącznie do krótkotrwałej pracy z lekkimi chemikaliami.</p> <p>Użytkowanie</p> <p>Należy wybrać odpowiedni dla siebie rozmiar.</p> <p>Jednorazowe rękawice ochronne chronią jedynie obszar skóry zakryty przez nie. Jeśli podczas pracy wymagana jest ochrona innych części ciała lub dróg oddechowych, należy zastosować dalsze środki ochrony indywidualnej. Należy stosować jedynie środki ochrony indywidualnej zatwierdzone do konkretnego zastosowania. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe dobranie dodatkowych środków ochrony indywidualnej oraz za ich zgodność z normami, dotyczącymi danego zastosowania. Użytkownik na własną odpowiedzialność określa czas przydatności produktu w trakcie danego zastosowania, biorąc pod uwagę skuteczność ochrony oraz komfort użytkowania. Jeśli wystąpiła kontaminacja środków, nie można wykluczyć zmiany lub zmniejszenia ich działania ochronnego. Podczas użytkowania należy regularnie sprawdzać, czy produkt nie został uszkodzony. W przypadku uszkodzenia należy natychmiast zmienić jednorazowe rękawice ochronne na nieuszkodzone. W przypadku uszkodzenia lub kontaminacji należy natychmiast zdjąć jednorazowe rękawice ochronne i zutylizować je w sposób zgodny z przepisami.</p>
Wskazówka bezpieczeństwa	Zgodnie z naszą analizą ryzyka przeprowadzoną zgodnie z normą EN ISO 14971:2019 + A11:2021, dla tego produktu nie są wymagane żadne dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa.
Utylizacja	Produkty, który nie były użytkowane ani skażone, mogą zostać spalone lub zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Skażone produkty należy zutylizować w sposób zgodny z obowiązującym krajowymi zaleceniami i przepisami prawnymi.
Trwałość	5 lat od daty produkcji, jeśli produkt był prawidłowo przechowywany i nieużywany
Przechowywanie	<p>Chronić przed gorącem, światłem słonecznym, mrozem, wilgocią, ozonem, promieniami rentgenowskimi i ultrafioletowymi.</p> <p>Przechowywać w suchym miejscu.</p> <p>Temperatura przechowywania powinna wynosić pomiędzy 10 °C a 40 °C.</p> <p>Niewłaściwe przechowywanie może obniżyć trwałość produktu.</p>
Identyfikowalność	Możliwość identyfikacji konkretnej partii od zgłoszenia zapotrzebowania do opuszczenia magazynu.





Karta produktu Wersja 2 ważne od partii 2617 +

Opakowanie

Recykling

Licencjonowane przez VerpackG, numer licencji DE1618662887322.
Opakowanie należy zwrócić do ponownego przetworzenia.



www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/>

Wariant 1

jednostka sprzedaży 1000 sztuka/karton

Poziom pakowania 1 100 sztuka/Dozownik

Minimalna ilość zamówienia 1 karton

Numer artykułu	Numer artykułu	kolor	Rozmiar	rozmiar (S x D)	tolerancja
	40458771	czarny	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458772	czarny	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458773	czarny	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458774	czarny	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458775	czarny	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
	40458781	pomarańczowy	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458782	pomarańczowy	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458783	pomarańczowy	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458784	pomarańczowy	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458785	pomarańczowy	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm

GTINs

Numer artykułu	Unit of Use UDI	Poziom pakowania 1 UDI	Poziom pakowania 2 UDI	karton UDI
40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823


Wartości liczbowe dotyczące rozmiarów, masy, grubości i tolerancji należy rozumieć jako wartości nominalne, które mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Podane informacje są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Nie stanowią gwarancji właściwości produktu oraz nie stanowią umownego rozumienia prawa. Informacje, które zostały podane przed okresem 2 lat, wymagają ponownego potwierdzenia.

Błędy i pomyłki zastrzeżone.

Udostępnione karty informacyjne produktów są własnością firmy WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Firma WIROS Wilfried Rosbach GmbH jest właścicielem wszelkich praw autorskich/praw do używania i wykorzystywania kart informacyjnych produktów. Zabronione jest dokonywanie zmian w kartach informacyjnych produktów oraz wykorzystywanie piktogramów. Udostępnionych kart informacyjnych produktów można używać wyłącznie w połączeniu z oryginalnymi produktami firmy WIROS.





NITRIL-HANDSKER

Uden pudder | Diamant-greb-tekstur



PROFESSIONAL





Producent

Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmærke	care & serve®

Produktbeskrivelse

Kategori	PROFESSIONAL
Produktbetegnelse	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Nitril-handsker Uden pudder Diamant-greb-tekstur
Produktegenskaber	Pudrefri Diamant-greb-tekstur



Materiale

Materiale	syntetisk nitrilkaustjuk
Materialetykkelse	Finger ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) Håndflade ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Kant ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Materialets vægt	Størrelse M ≈ 6,5 g/St. (± 0,2 g)

Anvendelse

Anvendelsesformål	Engangsbeskyttelseshandsker, der forhindrer hændernes overflade i at komme i berøring med sundhedsskadelige stoffer og blandinger eller biologiske virkestoffer. Beskyttelsesgraden samt den maksimale anvendelsestid kan udledes af det angivne beskyttelsesniveau i forhold til det testede stof.
Fødevarerkontakt	Kortvarig, indirekte kontakt med fødevarer er tilladt.
Anvendelsehenvisning	Engangsprodukt ikke steril
Begrænsning	Det er alene brugerens ansvar at vurdere, om care & serve® produkterne egner sig til anvendelsen. Producenten påtager sig ikke noget ansvar for ukorrekt anvendelse af care & serve® produkterne. Såfremt en risikoanalyse har ført til det resultat, at den anførte beskyttelse IKKE er tilstrækkelig, skal der anvendes en beskyttelsesbeklædning med en højere beskyttende effekt.
Anvendelsesområder	Industri farmaindustri HACCP Rengøring Hygiejne Hus + have Landbrug Byggeri
Yderligere oplysninger om materialet	latexfri
Sundhedshenvisning	Hvis der opstår hudirritation eller allergiske reaktioner, skal du straks afbryde brugen og søge læge. Så vidt det er kendt i henhold til det aktuelle tekniske niveau, indeholder produkterne ingen giftige, kræftfremkaldende eller mutagene stoffer, når de anvendes i overensstemmelse med deres tilsigtede anvendelse. Indeholder ingen latexproteiner og er derfor velegnet til personer med latexallergi. Kan dog indeholde vulkaniseringsacceleratorer (type IV-allergener).





Standarder

CE-mærkning	Personligt værneudstyr i kategori III i henhold til EU 2016/425
CE-mærkning	CE-mærkningen garanterer fri bevægelighed for produkter og varer inden for det Europæiske Økonomiske Fællesskab. Det CE-mærkede produkt opfylder de grundlæggende krav i de angivne europæiske regulativer.






<p>EN ISO 21420:2020</p>	<p>EU-standard vedrørende beskyttelseshandsker - almene krav og testprocedurer</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Resultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ph-værdi</td> <td>Bestået</td> </tr> <tr> <td>Bevægelighed</td> <td>5</td> </tr> <tr> <th>Minimumslængde</th> <th>Længde</th> </tr> <tr> <td>Størrelse 7: 230 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Størrelse 8: 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Størrelse 9: 250 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Størrelse 10: 260 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Størrelse 11: 270 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informationer Vær opmærksom på produktoplysningerne og følg brugsanvisningen.</p>	Test	Resultat	ph-værdi	Bestået	Bevægelighed	5	Minimumslængde	Længde	Størrelse 7: 230 mm	≈ 240 mm	Størrelse 8: 240 mm	≈ 240 mm	Størrelse 9: 250 mm	≈ 240 mm	Størrelse 10: 260 mm	≈ 240 mm	Størrelse 11: 270 mm	≈ 240 mm	 <p>www.wiros.de/IFU</p>
Test	Resultat																			
ph-værdi	Bestået																			
Bevægelighed	5																			
Minimumslængde	Længde																			
Størrelse 7: 230 mm	≈ 240 mm																			
Størrelse 8: 240 mm	≈ 240 mm																			
Størrelse 9: 250 mm	≈ 240 mm																			
Størrelse 10: 260 mm	≈ 240 mm																			
Størrelse 11: 270 mm	≈ 240 mm																			
<p>EN 455-1:2022</p>	<p>Medicinske engangshandsker - del 1: Krav til og test af tæthed</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>vandtæthedstest</th> <th>Resultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tæthed</td> <td>AQL 1.5</td> </tr> </tbody> </table>	vandtæthedstest	Resultat	Tæthed	AQL 1.5	<p>AQL 1.5</p>														
vandtæthedstest	Resultat																			
Tæthed	AQL 1.5																			
<p>EN 455-2:2015</p>	<p>Medicinske engangshandsker - del 2: Krav til og test af de fysiske egenskaber</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Minimumslængde</th> <th>Længde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS - XL ≈ 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <th>Test</th> <th>Resultat</th> </tr> <tr> <td>Rivstyrke</td> <td>Bestået</td> </tr> </tbody> </table>	Minimumslængde	Længde	XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm	Test	Resultat	Rivstyrke	Bestået											
Minimumslængde	Længde																			
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm																			
Test	Resultat																			
Rivstyrke	Bestået																			
<p>EN 455-3:2015</p>	<p>Medicinske engangshandsker - del 3: Krav til og test af biologisk evaluering</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Resultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pudderrester</td> <td>0,11 mg/g</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Resultat	Pudderrester	0,11 mg/g															
Test	Resultat																			
Pudderrester	0,11 mg/g																			
<p>EN 455-4:2009</p>	<p>Medicinske engangshandsker - del 4: Krav til og test af mindste holdbarhed</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>år</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Holdbarhed</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Test	år	Holdbarhed	5															
Test	år																			
Holdbarhed	5																			
<p>EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B</p>	<p>Standard vedrørende handsker til beskyttelse mod farlige kemikalier og mikroorganismer - del 1: Terminologi og præstationskrav i forhold til kemiske risici.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Teststof</th> <th>Level</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J n-heptan</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>K Natriumhydroxid 40 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L Svovlsyre 96 %</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>O Ammoniakvand 25%</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>P Brintoverilte 30 %</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>T Formaldehyd 37 %</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informationer Gennembrudstid: Level 1 > 10 min. Level 2 > 30 min. Level 3 > 60 min. Level 4 > 120 min. Level 5 > 240 min. Level 6 > 480 min. Denne information siger intet om varigheden af den faktiske beskyttelse ude på selve arbejdspladsen eller om forskellen mellem blandede og rene kemikalier.</p> <p>Modstandsdygtigheden over for kemikalier er blevet testet under laboratoriebetingselser og ud fra prøver, der kun er blevet taget fra området på indersiden af hånden (undtagen i tilfælde hvor handskens er 400 mm er længere – i dette tilfælde er handskens krave også blevet testet) og resultatet vedrører udelukkende de kemikalier, der specifikt er testet for. Modstandsdygtigheden kan forandre sig, hvis det pågældende kemikalie indgår i en blanding.</p> <p>Det anbefales at teste, hvorvidt handskerne egner sig til den tiltænkte anvendelse, eftersom betingelserne på arbejdspladsen kan afvige fra testbetingelserne hvad angår temperatur, slid og nedbrydning.</p> <p>Hvis beskyttelseshandskerne allerede har været anvendt, kan de grundet forandringer i de fysiske egenskaber udvise en lavere modstandsdygtighed over for farlige kemikalier. Den faktiske anvendelsestid kan forringes betragteligt som følge af berøringen med kemikalier og deraf følgende nedbrydning, form-ændring, optrevling, slitage osv. Ved aggressive kemikalier kan nedbrydningen være den vigtigste faktor at tage hensyn til, når der skal træffes valg af kemikaliebestandige handsker.</p> <p>Inden anvendelsen skal handskerne kontrolleres for fejl eller mangler af enhver art. Er kun beregnet til at bruge én gang, må ikke genbruges.</p>	Teststof	Level	J n-heptan	2	K Natriumhydroxid 40 %	6	L Svovlsyre 96 %	1	O Ammoniakvand 25%	6	P Brintoverilte 30 %	4	T Formaldehyd 37 %	5					
Teststof	Level																			
J n-heptan	2																			
K Natriumhydroxid 40 %	6																			
L Svovlsyre 96 %	1																			
O Ammoniakvand 25%	6																			
P Brintoverilte 30 %	4																			
T Formaldehyd 37 %	5																			
<p>EN ISO 374-2:2019</p>	<p>Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer - del 2: Bestemmelse af modstand mod penetration</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Resultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vand-lækage-test</td> <td>Bestået</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Resultat	Vand-lækage-test	Bestået															
Test	Resultat																			
Vand-lækage-test	Bestået																			
<p>EN ISO 374-4:2019</p>	<p>Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer - del 4: Bestemmelse af modstand mod kemisk nedbrydning</p>																			






Teststof	Degradation %
J n-heptan	50,6
K Natriumhydroxid 40 %	-7,1
L Svovlsyre 96 %	100
O Ammoniakvand 25%	27
P Brintoverilte 30 %	27,1
T Formaldehyd 37 %	17,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Direktiv vedrørende handsker til beskyttelse mod farlige kemikalier og mikroorganismer - del 5: Terminologi og præstationskrav i forhold til risici fra mikroorganismer							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Resultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bakterie- og svampebeskyttelse</td> <td>Bestået</td> </tr> <tr> <td>Bakterie-, svampe- og virusbeskyttelse</td> <td>Bestået</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Resultat	Bakterie- og svampebeskyttelse	Bestået	Bakterie-, svampe- og virusbeskyttelse	Bestået	
Test	Resultat							
Bakterie- og svampebeskyttelse	Bestået							
Bakterie-, svampe- og virusbeskyttelse	Bestået							
	Informationer Modstandsdygtigheden over for indtrængning er testet under laboratoriebetingelser og vedrører udelukkende de testede prøver.							

VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 vedr. generel produktsikkerhed
------------------	---

VO (EG) 1935/2004	Forordning vedrørende materialer og genstande af kunststof, som er tiltænkt kontakt med levnedsmidler.	
-------------------	--	---

VO (EU) 10/2011	Forordning om plastmaterialer- og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
-----------------	---

XXI/1.	Henstilling fra det føderale institut for risikovurdering XXI/1. om forbrugsgoder af natur- og kunstgummi i kontakt med fødevarer
	Informationer Kategori 3 - Kortvarig kontakt
	Der anvendes kun godkendte stoffer i henhold til tabel 1 BFR-anbefaling XXI/1, additiver i henhold til bilaget til BFR-anbefaling XXI og tabel 2 i BFR-anbefaling XXI/1. De anbefalede grænseværdier overholdes.




Anvendelse

Brugsanvisning	<p>Inden brug</p> <p>Inden brug skal du sikre dig, at du har valgt det passende produkt i forhold til dine behov og det tiltænkte anvendelsesområde. Vær opmærksom på bestemmelser i de relevante standarder. Kontakt venligst leverandøren af dine engangshandsker i tilfælde af spørgsmål.</p> <p>Brug aldrig engangshandskerne, hvis de udviser mangler eller allerede er blevet brugt. Engangshandskerne er kun tiltænkt kortvarig brug i forbindelse med milde kemikalier.</p> <p>Håndtering</p> <p>Vælg den passende størrelse.</p> <p>Engangshandskerne beskytter det område, handskerne dækker. Hvis andre kropsdele eller luftvejene kræver personlig beskyttelse, skal du supplere med yderligere personlige værnemidler. Anvend altid kun personlige værnemidler, der er godkendte til det pågældende anvendelsesområde. Brugeren er alene ansvarlig for at vælge den rigtige kombination af yderligere personlige værnemidler samt overholdelsen af de nødvendige anvisninger i standarderne i henhold til anvendelsesformålet.</p> <p>Du analyserer og fastsætter egenhændigt varigheden af anvendelsen ved hvert brugstilfælde, dette under hensyntagen til beskyttelsesvirkning og anvendelseskomfort. Efter kontamination kan en ændring af de angivne præstationsniveauer ikke udelukkes. Kontrollér også regelmæssigt under anvendelsen, at produktet er ubeskadiget. Udskift omgående beskadigede engangshandsker med et nyt og intakt par. Ved urenheder eller skader skal engangshandsken tages af og bortskaffes på korrekt vis.</p>
----------------	--

Sikkerhedshenvisning	Ifølge vores risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021 kræves ingen yderligere sikkerhedsanvisninger for dette produkt.
----------------------	--

Bortskaffelse	Ubrugte og ukontaminerede produkter kan forbrændes på miljøvenlig vis eller bortskaffes via et deponeringsanlæg. Kontaminerede produkter skal bortskaffes i henhold til nationale love og forskrifter alt efter den pågældende kontamineringstype.
---------------	--

Holdbarhed	5 år efter produktionsdatoen, hvis ubrugte og under forudsætning af korrekt opbevaring.
------------	---

Opbevaring	<p>Beskyt mod stærk varme, sollys, frost, fugt, ozon, røntgenstråler og ultraviolet lys.</p> <p>Skal opbevares tørt.</p> <p>Opbevaringstemperaturer mellem 10 °C og 40 °C.</p> <p>Forkert opbevaring kan medføre reduceret holdbarhed.</p>	  
------------	--	---

Sporbarhed	Charge-baseret sporbarhed fra meddelelse om behov frem til forsendelse fra lageret. Produktdatablad Version 2 gyldig fra charge 2617 +
------------	---





wiroSTRUCTUREGRIP PF

Emballage

Genbrug Licenseret i henhold til VerpackG, licensnummer DE1618662887322.
Afløber emballagen på en genbrugsstation.



www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/>

Variant 1

Salgsenhed 1000 Styk/Kasse

Emballageniveau 1 100 Styk/Dispenserboks

Minimumsbestillingsmængde 1 Kasse

Varenumre	Artikelnummer	Farve	Størrelse	Størrelse (B x L)	Tolerance
	40458771	sort	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458772	sort	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458773	sort	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458774	sort	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458775	sort	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
	40458781	orange	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458782	orange	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458783	orange	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458784	orange	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458785	orange	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm


GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Emballageniveau 1 UDI	Emballageniveau 2 UDI	Kasse UDI
	40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
	40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
	40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
	40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
	40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
	40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
	40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
	40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
	40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
	40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823

Talangivelsen vedrørende mål, vægt, tykkelse og tolerancer skal forstås som målværdier og kan afvige.

Angivelserne er baseret på vores aktuelle viden. De udgør ikke nogen garanti for bestemte produkttegenskaber og danner ikke noget grundlag for et juridisk kontraktforhold. Angivelser ældre end 2 år bør søges bekræftet på ny. Med forbehold for fejl.

Produktdatabladene er WIROS Wilfried Rosbach GmbH's ejendom. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er indehaver af alle ophavsrettigheder/rettigheder til brug og udnyttelse af produktdatabladene. Det er ikke tilladt at ændre produktdatabladene eller at bruge piktogrammerne. De medfølgende produktdatablade må kun anvendes i forbindelse med originale WIROS produkter.





Produktdatablad

wiroSTRUCTUREGRIP PF



NITRILHANDSKAR

Puderfri | Greppstruktur med diamantmönster



PROFESSIONAL





Tillverkare

Företag + Adress	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
Varumärke	care & serve®

Produktbeskrivning

Kategori	PROFESSIONAL
Produktbeteckning	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Nitrilhandskar Puderfri Greppstruktur med diamantmönster
Produktegenskaper	Puderfri Greppstruktur med diamantmönster



Material

Material	Syntetiskt nitrilgummi
Materialtjocklek	Finger: ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) Handflata: ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Kant: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Materialets vikt	Storlek M ≈ 6,5 g/st. (± 0,2 g)

Användning

Användningsområde	Engångsskyddshandske avsedd att förhindra att händernas ytskikt kommer i beröring med hälsovådliga ämnen och blandningar eller med skadliga biologiska aktiva substanser. Skyddsnivå och maximal användningstid framgår av den fastställda prestandanivån för varje kontrollerat ämne.
Kontakt med livsmedel	Kortvarig indirekt kontakt med livsmedel är tillåten.
Anvisningarna för användandet	Produkt för engångsbruk ej steril
Begränsning	Fastläggandet av huruvida plagget är lämpligt för care & serve®-produkter ligger uteslutande på användarens ansvar. Tillverkaren tar inget som helst ansvar för felaktig användning av care & serve®-produkter. Om en riskanalys ådagalägger att det anförda skyddet INTE är tillräckligt, bör skyddskläder med än bättre skyddsegenskaper användas.
Användningsområden	Industrin Läkemedelsindustrin HACCP Rengöring Hygien Hus + trädgård Jordbruk Byggbranschen
Ytterligare materialinformation	Latexfri
Hälsovarningar	Om hudirritation eller allergiska reaktioner uppstår, avbryt användningen omedelbart och uppsök läkare. Enligt vad som är känt enligt den senaste tekniken innehåller produkterna inga giftiga, cancerframkallande eller mutagena ämnen när de används enligt avsedd användning. Innehåller inga latexproteiner och är därför lämplig för personer med latexallergier. Kan dock innehålla vulkaniseringsacceleratorer (typ IV allergener).



Standarder

CE-märkning	Personlig skyddsutrustning i kategori III enligt EU 2016/425
CE-märkning	CE-märkningen garanterar fri handel med produkter och varor inom Europeiska ekonomiska gemenskapen. Den CE-märkta produkten uppfyller de grundläggande kraven i de angivna europeiska förordningarna.
EN ISO 21420:2020	Standard för skyddshandskar – Allmänna krav och testmetoder










	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Resultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH-värde:</td> <td>Godkänd</td> </tr> <tr> <td>Rörlighet</td> <td>5</td> </tr> <tr> <th>Minsta längd</th> <th>Längd</th> </tr> <tr> <td>Storlek 7: 230 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Storlek 8: 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Storlek 9: 250 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Storlek 10: 260 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>storlek 11: 270 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Information Beakta bruksanvisningen och produktinformationen.</p>	Test	Resultat	pH-värde:	Godkänd	Rörlighet	5	Minsta längd	Längd	Storlek 7: 230 mm	≈ 240 mm	Storlek 8: 240 mm	≈ 240 mm	Storlek 9: 250 mm	≈ 240 mm	Storlek 10: 260 mm	≈ 240 mm	storlek 11: 270 mm	≈ 240 mm	
Test	Resultat																			
pH-värde:	Godkänd																			
Rörlighet	5																			
Minsta längd	Längd																			
Storlek 7: 230 mm	≈ 240 mm																			
Storlek 8: 240 mm	≈ 240 mm																			
Storlek 9: 250 mm	≈ 240 mm																			
Storlek 10: 260 mm	≈ 240 mm																			
storlek 11: 270 mm	≈ 240 mm																			
EN 455-1:2022	<p>EN 1 Engångshandskar för sjukvård – Del 1: Krav samt provning av hållföremål</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vattentättestad</th> <th>Resultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Täthet</td> <td>AQL 1.5</td> </tr> </tbody> </table>	Vattentättestad	Resultat	Täthet	AQL 1.5															
Vattentättestad	Resultat																			
Täthet	AQL 1.5																			
EN 455-2:2015	<p>EN 2 Engångshandskar för sjukvård – Del 2: Krav på och provning av fysikaliska egenskaper</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Minsta längd</th> <th>Längd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS - XL ≈ 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <th>Test</th> <th>Resultat</th> </tr> <tr> <td>Rivhållfasthet</td> <td>Godkänd</td> </tr> </tbody> </table>	Minsta längd	Längd	XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm	Test	Resultat	Rivhållfasthet	Godkänd											
Minsta längd	Längd																			
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm																			
Test	Resultat																			
Rivhållfasthet	Godkänd																			
EN 455-3:2015	<p>EN 3 Engångshandskar för sjukvård – Del 3: Krav och provningsmetoder för biologisk utvärdering</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Resultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Puderrester</td> <td>0,11 mg/g</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Resultat	Puderrester	0,11 mg/g															
Test	Resultat																			
Puderrester	0,11 mg/g																			
EN 455-4:2009	<p>EN 4 Engångshandskar för sjukvård – Del 4: Krav och provningsmetoder för lagringsegenskaper</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>år</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hållbarhet</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Test	år	Hållbarhet	5															
Test	år																			
Hållbarhet	5																			
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B	<p>Standard för skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer – del 1: Terminologi och prestandakrav för kemiska risker</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Testkemikalie</th> <th>Nivå</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J n-heptan</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>K Natriumhydroxid 40 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L Svavelsyra 96 %</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>O Ammoniakvatten 25 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>P Väteperoxid 30 %</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>T Formaldehyd 37 %</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Information Genombrottstid: Nivå 1 > 10 min Nivå 2 > 30 min Nivå 3 > 60 min Nivå 4 > 120 min Nivå 5 > 240 min Nivå 6 > 480 min Denna information upplyser inte om den verkliga skyddsperioden på arbetsplatsen eller skillnaden mellan blandningar och rena kemikalier. Beständighet mot kemikalier har utvärderats under laboratorieförhållanden på prover som endast togs från handflatan (utom i det fall då handsken är 400 mm eller längre – i detta fall testas även manschetten) och gäller endast de testade kemikalierna. Beständigheten kan vara annorlunda om kemikalien används i en blandning.</p> <p>Det rekommenderas att det kontrolleras om handskarna är lämpliga för den avsedda användningen, eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från dem i typprovningen beroende på temperatur, nötning och försämring. Om skyddshandskar redan har använts kan de erbjuda mindre beständighet mot farliga kemikalier på grund av förändringar i deras fysikaliska egenskaper. Försämring, rörelser, nedbrytning, friktion, etc. som orsakas av kontakt med kemikalier kan minska den faktiska användningstiden avsevärt. För aggressiva kemikalier kan försämringen vara den viktigaste faktorn att beakta när man väljer kemikaliebeständiga handskar. Före användning måste handskarna kontrolleras avseende eventuella fel eller defekter. Endast för engångsbruk, ska inte återanvändas.</p>	Testkemikalie	Nivå	J n-heptan	2	K Natriumhydroxid 40 %	6	L Svavelsyra 96 %	1	O Ammoniakvatten 25 %	6	P Väteperoxid 30 %	4	T Formaldehyd 37 %	5					
Testkemikalie	Nivå																			
J n-heptan	2																			
K Natriumhydroxid 40 %	6																			
L Svavelsyra 96 %	1																			
O Ammoniakvatten 25 %	6																			
P Väteperoxid 30 %	4																			
T Formaldehyd 37 %	5																			
EN ISO 374-2:2019	<p>Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer – Del 2: Bestämning av penetrationsmotstånd</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Resultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vattentäthetsprovning</td> <td>Godkänd</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Resultat	Vattentäthetsprovning	Godkänd															
Test	Resultat																			
Vattentäthetsprovning	Godkänd																			
EN ISO 374-4:2019	<p>Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer – Del 4: Bestämning av beständighet mot försämring genom kemikalier</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Testkemikalie</th> <th>Degradation %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J n-heptan</td> <td>50,6</td> </tr> <tr> <td>K Natriumhydroxid 40 %</td> <td>-7,1</td> </tr> </tbody> </table>	Testkemikalie	Degradation %	J n-heptan	50,6	K Natriumhydroxid 40 %	-7,1													
Testkemikalie	Degradation %																			
J n-heptan	50,6																			
K Natriumhydroxid 40 %	-7,1																			






	L Svavelsyra 96 %	100	
	O Ammoniakvatten 25 %	27	
	P Väteperoxid 30 %	27,1	
	T Formaldehyd 37 %	17,7	
EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Standard för skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer – del 5: Terminologi och prestandakrav för risker till följd av mikroorganismer		
	Test	Resultat	
	Bakterie- och svampskydd	Godkänd	
	Bakterie-, svamp- och virussydd	Godkänd	
	Information Penetrationsmotståndet har bedömts under laboratorieförhållanden och gäller endast de testade proverna.		
VO (EU) 2023/988	EU-förordning nr 2023/988 om allmän produktsäkerhet		
VO (EG) 1935/2004	Förordning om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel		
VO (EU) 10/2011	Förordning om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel		
XXI/1.	Rekommendation från Bundesinstitut für Risikobewertung [Federala institutet för riskbedömning] XXI/1. om erforderliga redskap av naturlig och syntetisk kautschuk vid livsmedelskontakt		
	Information Kategori 3 - Kortvarig kontakt		
	Endast godkända ämnen enligt tabell 1 i BfR:s rekommendation XXI/1, tillsatser enligt bilagan till BfR:s rekommendation XXI och tabell 2 i BfR:s rekommendation XXI/1 används. De rekommenderade gränsvärdena följs.		

Användning

Bruksanvisning	<p>Före användning</p> <p>Se till att du har valt rätt produkt för dina behov och användningsområden och följ riktlinjerna i relevanta standarder. Om du har några frågor, kontakta leverantören av din engångsskyddshandske.</p> <p>Använd inte engångsskyddshandsken ifall den uppvisar några defekter eller redan har använts. Engångsskyddshandskar är, när det gäller arbete med lätta kemikalier, endast avsedda för kortvarigt bruk.</p> <p>Hantering</p> <p>Välj den storlek som passar dig.</p> <p>Engångsskyddshandsken skyddar det område som den täcker. Om det är nödvändigt att använda personlig skyddsutrustning för att skydda andra kroppsdelar eller luftvägar, komplettera med andra PPE-produkter. Använd endast PPE som godkänts för avsedd användning. Användaren är ensamt ansvarig för att kompletterande PPE-produkter kombineras på rätt sätt och för att de obligatoriska riktlinjerna i standarderna för varje användningsområde följs.</p> <p>Det är ditt eget ansvar att bestämma användningstiden för respektive användning med hänsyn till skyddseffekten och bärkomforten. Efter kontaminering kan en förändring av de angivna prestandanivåerna inte uteslutas. Kontrollera även under användningen regelbundet att produkten är felfri. Byt omedelbart ut en skadad engångsskyddshandske mot en intakt. Om engångsskyddshandsken är kontaminerad eller skadad ska den tas av och avfallshanteras korrekt.</p>	
Säkerhetsanvisning	Enligt vår riskanalys, enligt EN ISO 14971:2019 + A11:2021 krävs inga ytterligare säkerhetsinstruktioner för denna produkt.	
Avfallshantering	Oanvända och okontaminerade produkter kan miljövänligt förbrännas eller avfallshanteras på en deponi. Kontaminerade produkter måste avfallshanteras i enlighet med gällande lagar och förordningar utifrån typ av kontaminering.	
Hållbarhet	5 år från produktionsdatumet, om den är oanvänd och har förvarats korrekt.	
Förvaring	<p>Skydda mot stark värme, solljus, frost, fukt, ozon, röntgenstrålar och ultraviolett ljus.</p> <p>Förvaras torr.</p> <p>Lagringstemperatur mellan 10 °C och 40 °C.</p> <p>Felaktig förvaring kan leda till en minskad hållbarhet.</p>	  
Spårbarhet	Batchrelaterad spårbarhet från behovsbedömning till lagerutgång. Produktdatablad Version 2 Giltigt fr.o.m. batch 2617 +	

Förpackning

Återvinning	Licensierad enligt VerpackG (tysk förpackningslag), licensnummer DE1618662887322. Vänligen lämna in förpackningen för återvinning.	
-------------	---	---





wiroSTRUCTUREGRIP PF

SVerpackG

www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/>

Varianter 1

Försäljningsenhet	1000 Antal/Kartong
Förpackningsnivå 1	100 Antal/Dispenserbox
Minsta ordervolym	1 Kartong

Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Storlek	Storlek (B x L)	Tolerans
	40458771	svart	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458772	svart	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458773	svart	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458774	svart	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458775	svart	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
	40458781	orange	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458782	orange	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458783	orange	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458784	orange	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458785	orange	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm


GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Förpackningsnivå 1 UDI	Förpackningsnivå 2 UDI	Kartong UDI
	40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
	40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
	40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
	40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
	40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
	40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
	40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
	40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
	40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
	40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823

Siffrorna för mått, vikter, tjocklekar och toleranser ska förstås som börvärden och kan variera.

Uppgifterna är baserade på vår nuvarande kunskapsnivå. De är inte någon garanterad försäkring om produktfunktioner och motiverar inte någon avtalsenlig tolkning av lagen. Var god och inhämta bekräftelse för uppgifter som är äldre än 2 år. Inmatningsfel och fel förbehållna.

De bifogade produktdatabladen tillhör WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH är innehavare av alla upphavs-/användnings-/nyttjanderättigheter till produktdatabladen. Det är inte tillåtet att ändra produktdatabladen eller använda piktogrammen. De bifogade produktdatabladen får endast användas i samband med original WIROS-produkter.





Produktdatablad

wiroSTRUCTUREGRIP PF



NITRIL-HANSKER

Pudderfri | Diamantmønstret grep



PROFESSIONAL





Produsent

Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
Varemerke	care & serve®

Produktbeskrivelse

Kategori	PROFESSIONAL
Produktnavn	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Nitril-hansker Puddefri Diamantmønstret grep
Produktgenskaper	Puddefritt Diamantmønstret grep



Materiale

Materiale	syntetisk nitrilgummi
Materialstyrke	Finger: ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) Håndflate: ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Rand: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Materialvekt	Størrelse M ≈ 6,5 g/St. (± 0,2 g)

Bruk

Bruksområde	Slitasjebestandige og rivebestandige beskytteshansker for å forhindre at hendenes overflate kommer i kontakt med stoffer og blandinger som er helsefarlige eller med skadelige biologiske virkestoffer. Beskytteshøyden, så vel som maksimal brukstid, er gitt gjennom det fastsatte ytelsesnivået for hvert enkelt testet stoff.
Matkontakt	Kortvarig indirekte kontakt med matvarer er tillatt.
Veiledning ang. bruk	Engangsprodukt Ikke-sterile
Begrensning	Å fastslå hvorvidt care & serve®-produkter er egnet for brukerens formål er brukerens eneansvar. Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for feil bruk av care & serve®-produkter. Hvis en risikoanalyse har gitt det resultatet at den angitte beskyttelsen IKKE er tilstrekkelig, bør vernetøy med høyere grad av beskyttelse brukes.
Bruksområder	Industri Farmasøytisk industri HACCP Rengjøring Hygiene Hus & hage Landbruk Anleggsbransjen
Ytterligere informasjon om materialet	uten lateks
Veiledning ang. helse	Hvis det oppstår hudirritasjon eller allergiske reaksjoner, må du umiddelbart avbryte bruken, og søke legehjelp. Så langt det er kjent i henhold til den nåværende teknikken, inneholder produktene ingen giftige, kreftfremkallende, mutagene stoffer når de brukes i henhold til tiltenkt bruk. Inneholder ingen lateksproteiner, og er derfor egnet for personer med lateksallergi. Kan imidlertid inneholde vulkaniseringsakseleratorer (allergener av type IV).





Standarder

CE-merking	Personlig verneutstyr i kategori III i henhold til EU-forordning 2016/425
	CE-merking CE-merkingen garanterer fri bevegelighet av produkter og varer innenfor Det europeiske økonomiske fellesskapet. Det CE-merkede produktet oppfyller de grunnleggende kravene i de europeiske bestemmelsene som er oppgitt.







<p>EN ISO 21420:2020</p>	<p>Standard for vernehansker - generelle krav og testprosedyrer</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Resultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH-verdi</td> <td>Bestått</td> </tr> <tr> <td>Mobilitet</td> <td>5</td> </tr> <tr> <th>Minimumslengde</th> <th>Lengde</th> </tr> <tr> <td>Størrelse 7: 230 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Størrelse 8: 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Størrelse 9: 250 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Størrelse 10: 260 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Størrelse 11: 270 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informasjon Les og følg informasjonen i produktinformasjonen og bruksanvisningen.</p>	Test	Resultat	pH-verdi	Bestått	Mobilitet	5	Minimumslengde	Lengde	Størrelse 7: 230 mm	≈ 240 mm	Størrelse 8: 240 mm	≈ 240 mm	Størrelse 9: 250 mm	≈ 240 mm	Størrelse 10: 260 mm	≈ 240 mm	Størrelse 11: 270 mm	≈ 240 mm	
Test	Resultat																			
pH-verdi	Bestått																			
Mobilitet	5																			
Minimumslengde	Lengde																			
Størrelse 7: 230 mm	≈ 240 mm																			
Størrelse 8: 240 mm	≈ 240 mm																			
Størrelse 9: 250 mm	≈ 240 mm																			
Størrelse 10: 260 mm	≈ 240 mm																			
Størrelse 11: 270 mm	≈ 240 mm																			
<p>EN 455-1:2022</p>	<p>Medisinske hansker til engangsbruk – del 1: Krav og testing for tetthet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vannrett</th> <th>Resultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tetthet</td> <td>AQL 1.5</td> </tr> </tbody> </table>	Vannrett	Resultat	Tetthet	AQL 1.5	<p>AQL 1.5</p>														
Vannrett	Resultat																			
Tetthet	AQL 1.5																			
<p>EN 455-2:2015</p>	<p>Medisinske hansker til engangsbruk – del 2: Krav og testing av de fysiske egenskapene</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Minimumslengde</th> <th>Lengde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS - XL ≈ 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <th>Test</th> <th>Resultat</th> </tr> <tr> <td>Rive-kraftige</td> <td>Bestått</td> </tr> </tbody> </table>	Minimumslengde	Lengde	XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm	Test	Resultat	Rive-kraftige	Bestått											
Minimumslengde	Lengde																			
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm																			
Test	Resultat																			
Rive-kraftige	Bestått																			
<p>EN 455-3:2015</p>	<p>Medisinske hansker til engangsbruk – del 3: Krav og testing for biologisk evaluering</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Resultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pulverresistente</td> <td>0,11 mg/g</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Resultat	Pulverresistente	0,11 mg/g															
Test	Resultat																			
Pulverresistente	0,11 mg/g																			
<p>EN 455-4:2009</p>	<p>Medisinske hansker til engangsbruk – del 4: Krav og testing for fastsettelse av minimal holdbarhet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>År</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Holdbarhet</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Test	År	Holdbarhet	5															
Test	År																			
Holdbarhet	5																			
<p>EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B</p>	<p>Standard for vernehansker som beskytter mot farlige kjemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og ytelseskrav for kjemiske risikoer.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Testkjemikalie</th> <th>Nivå</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J n-heptan</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>K Natriumhydroksyd 40 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L Svovelsyre 96 %</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>O Ammoniakkvann 25 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>P Hydrogenperoksyd 30 %</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>T Formaldehyd 37 %</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informasjon Gjennombruddstid: Nivå 1 > 10 min. Nivå 2 > 30 min. Nivå 3 > 60 min. Nivå 4 > 120 min. Nivå 5 > 240 min. Nivå 6 > 480 min. Denne informasjonen er ingen angivelse av den faktiske beskyttelsesvarigheten på arbeidsplassen og heller ingen angivelse til bruk ved skille mellom kjemiske blandinger og rene kjemikalier. Motstandsdyktigheten mot kjemikalier er testet under laboratoriebetingelser på prøver som er tatt fra innsiden av hånden (unntatt for hansker som er lengre enn 400 mm - i dette tilfellet er det også tatt prøver fra mansjetten), og resultatene gjelder utelukkende for de testede kjemikaliene. Motstandsdyktigheten kan avvike fra dette hvis kjemikaliene forekommer i blandinger. Det anbefales å kontrollere om hanskene er egnet for den tiltenkte bruken, siden betingelsene på arbeidsplassen er avhengig av temperatur, slitasje og degenerering, og kan avvike fra betingelsene testene er utført under. Hvis vernehanskene allerede er brukt, kan de ha mindre motstandsdyktighet mot farlige kjemikalier på grunn av endringer i de fysiske egenskapene. Degenerering, bevegelser i materialet, slitasje osv. som oppstår ved kontakt med kjemikalier, kan redusere den faktiske brukstiden vesentlig. For aggressive kjemikalier kan degenerering være den viktigste faktoren å ta hensyn til når man skal velge hansker som er motstandsdyktige mot kjemikalier. Før bruk skal det kontrolleres om hanskene har feil eller mangler. Er kun beregnet på engangsbruk, får ikke brukes gjentatte ganger.</p>	Testkjemikalie	Nivå	J n-heptan	2	K Natriumhydroksyd 40 %	6	L Svovelsyre 96 %	1	O Ammoniakkvann 25 %	6	P Hydrogenperoksyd 30 %	4	T Formaldehyd 37 %	5					
Testkjemikalie	Nivå																			
J n-heptan	2																			
K Natriumhydroksyd 40 %	6																			
L Svovelsyre 96 %	1																			
O Ammoniakkvann 25 %	6																			
P Hydrogenperoksyd 30 %	4																			
T Formaldehyd 37 %	5																			
<p>EN ISO 374-2:2019</p>	<p>Beskyttelsehansker som beskytter mot farlige kjemikalier og mikroorganismer - del 2: Fastsettelse av motstand mot gjennomtrengning</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Resultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontroll av vannlekkasje</td> <td>Bestått</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Resultat	Kontroll av vannlekkasje	Bestått															
Test	Resultat																			
Kontroll av vannlekkasje	Bestått																			
<p>EN ISO 374-4:2019</p>	<p>Beskyttelsehansker som beskytter mot farlige kjemikalier og mikroorganismer - del 4: Bestemmelse av motstandsdyktighet mot degenerering på grunn av kjemikalier</p>																			








wiroSTRUCTUREGRIP PF

Testkjemikalie	Degradation %
J n-heptan	50,6
K Natriumhydroksyd 40 %	-7,1
L Svovelsyre 96 %	100
O Ammoniakkvann 25 %	27
P Hydrogenperoksyd 30 %	27,1
T Formaldehyd 37 %	17,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Standard for vernehansker som beskytter mot farlige kjemikalier og mikroorganismer - Del 5: Terminologi og ytelseskrav for risikoer på grunn av mikroorganismer							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Resultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vern mot bakterier og sopp</td> <td>Bestått</td> </tr> <tr> <td>Vern mot bakterie, sopp og virus</td> <td>Bestått</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Resultat	Vern mot bakterier og sopp	Bestått	Vern mot bakterie, sopp og virus	Bestått	
Test	Resultat							
Vern mot bakterier og sopp	Bestått							
Vern mot bakterie, sopp og virus	Bestått							
	<p>Informasjon</p> <p>Motstandsdyktigheten mot penetrering er vurdert ved laboratoriebetingelser og gjelder utelukkende for de testede prøvene.</p>							
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 om generell produktsikkerhet							
VO (EG) 1935/2004	Direktiv ang. plastmaterialer og -gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med matvarer.							
VO (EU) 10/2011	Forordning om materialer og gjenstander av kunststoff, som er laget for å komme i kontakt med matvarer.							
XXI/1.	Anbefaling fra det føderale instituttet for risikovurdering XXI/1. om forbruksvarer laget av naturlig og syntetisk gummi som kommer i kontakt med matvarer							
	<p>Informasjon</p> <p>Kategori 3 - kortvarig kontakt</p> <p>Det brukes bare tillatte stoffer i henhold til tabell 1 i Anbefalinger fra BfR XXI/1, tilsetningsstoffer i henhold til vedlegg til Anbefalinger fra BfR XXI og tabell 2 i Anbefalinger fra BfR XXI/1. De anbefalte grenseverdiene overholdes.</p>							

Bruk

Bruksanvisning	<p>Før bruk</p> <p>Forsikre deg om at du har valgt riktig produkt for dine behov og bruksområder, og følg kravene i de respektive standardene. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte leverandøren av engangsvernehanskene.</p> <p>Ikke bruk engangsvernehanskene hvis de har feil eller allerede er brukt. Engangsvernehansker er kun beregnet for kortvarig bruk når du arbeider med lette kjemikalier.</p> <p>Håndtering</p> <p>Velg en størrelse som passer til deg.</p> <p>Engangsvernehansker beskytter området som dekkes av hansken. Hvis personlig beskyttelse av andre deler av kroppen eller luftveiene er nødvendig, må du benytte mer verneutstyr. Bruk kun verneutstyr som er godkjent for den tiltenkte bruken. Brukeren er alene ansvarlig for riktig bruk og kombinasjon av verneutstyr og overholdelse av alle nødvendige standarder i henhold til bruksformålet.</p> <p>Du er alene ansvarlig for å bestemme varigheten av bruken og ta hensyn til den beskyttende effekten og bærekraften. Etter kontaminering er det ikke utelukket at det angitte ytelsesnivået blir endret. Sjekk også regelmessig under bruk at kjeledressen er intakt. Bytt umiddelbart ut en ødelagt engangsvernehanske med en intakt. I tilfelle forurensning eller skade bør engangsvernehanskene tas av og avhendes på riktig måte.</p>	
Sikkerhetshenvisninger	I følge vår risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021, er det ikke nødvendig med ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for dette produktet.	
Avfallshåndtering	Produkter som ikke er brukte eller ikke er kontaminerte kan brennes i henhold til lowerket eller leveres til avfallshåndtering. Kontaminerte produkter må avhendes etter gjeldende lowerk og forskrifter i henhold til type forurensning.	
Holdbarhet	5 år etter produksjonsdato, så lenge produktet er ubrukt og korrekt oppbevart.	
Oppbevaring	<p>Beskyttes mot overdreven varme, sollys, frost, fuktighet, ozon, røntgen og ultrafiolett lys.</p> <p>Skal oppbevares tørt.</p> <p>Oppbevaringstemperatur mellom 10 °C og 40 °C.</p> <p>Feil oppbevaring kan føre til en reduksjon av holdbarheten.</p>	  
Sporbarhet	<p>Sporbarhet for batcher fra behovsbestemmelse til transport fra lager.</p> <p>Produktdatablad Versjon 2 gyldig fra batch 2617 +</p>	





wiroSTRUCTUREGRIP PF

Forpakning

Gjenvinning

Lisensiert i henhold til VerpackG, lisensnummer DE1618662887322.
Lever også forpakningen til gjenvinning.



www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/>

Variant 1

Salgsenhet

1000 Stk./Kartong

Emballasjenivå 1

100 Stk./Dispensereske

Minste bestillingsvolum

1 Kartong

Artikkelnummer	Varenummer	Farge	Størrelse	Størrelse (B x L)	Toleranse
	40458771	svart	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458772	svart	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458773	svart	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458774	svart	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458775	svart	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
	40458781	oransje	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458782	oransje	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458783	oransje	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458784	oransje	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458785	oransje	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm

GTINs	Varenummer	Unit of Use UDI	Emballasjenivå 1 UDI	Emballasjenivå 2 UDI	Kartong UDI
	40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
	40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
	40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
	40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
	40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
	40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
	40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
	40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
	40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
	40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823


Tallverdiene for størrelser, vekt, styrke og toleranser er å anse som nominelle verdier og kan være avvikende.

Angivelsene er basert på vår nåværende kunnskap. De er ingen garantert forsikring om egenskaper og er ikke å forstå som en rettskraftig kontrakt. Informasjon som er eldre enn 2 år skal bekreftes på nytt.

Med forbehold om feil og mangler.

Produktdatabladene som tilbys tilhører WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er eier av alle opphavsrettigheter, utnyttings- og bruksrettigheter av produktdatabladene. Det er ikke tillatt å endre produktdatabladene eller bruke piktogrammene. Produktdatabladene som leveres kan kun brukes sammen med originale WIROS-produkter.





Informační list výrobku

wiroSTRUCTUREGRIP PF



NITRILOVÉ RUKAVICE

Nepudrované | textura diamond grip



PROFESSIONAL





Výrobce

Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Německo
Obchodní značka	care & serve®

Popis výrobku

Kategorie	PROFESSIONAL
Označení výrobku	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Nitrilové rukavice Nepudrované textura diamond grip
Vlastnosti výrobku	Nepudrované Textura diamond grip



Materiál

Materiál	syntetický nitrilový kaučuk
Tloušťka materiálu	Prsty: ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) Dlaň: ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Lem: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Hmotnost materiálu	Velikost M ≈ 6,5 g/ks (±0,2 g)

Použití

Účel použití	Jednorázové ochranné rukavice odolné proti oděru a roztržení k vyloučení kontaktu povrchu rukou se zdraví ohrožujícími látkami a směsmi nebo se škodlivými biologickými účinnými látkami. Úroveň ochrany i maximální doba nošení vyplývají ze stanoveného výkonostního stupně daného testovaného materiálu.
Styk s potravinami	Krátkodobý nepřímý styk s potravinami je povolen.
Pokyny pro použití	Jednorázový výrobek nesterilní
Omezení	Stanovení vhodnosti výrobků care & serve® pro použití spadá do výhradní odpovědnosti uživatele. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobků care & serve®. Pokud bylo na základě analýzy rizik zjištěno, že uvedená ochrana NENÍ dostačující, měl by být použit ochranný oděv s vyšším stupněm ochrany.
Oblasti použití	Průmysl Farmaceutický průmysl HACCP Čištění Hygiena Dům a zahrada Zemědělství Stavebnictví
Další informace o materiálu	bez latexu
Informace týkající se zdraví	V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc. Podle současného stavu techniky výrobky neobsahují žádné toxické, karcinogenní ani mutagenní látky, pokud jsou používány v souladu se svým určením. Výrobek neobsahuje latexové proteiny, a je proto vhodný pro osoby s alergií na latex. Může však obsahovat urychlovače vulkanizace (alergeny typu IV).



Standards

Označení CE	Osobní ochranné prostředky kategorie III dle nařízení (EU) č. 2016/425
Označení CE	Označení CE zaručuje volný pohyb výrobků a zboží v rámci Evropského hospodářského společenství. Výrobek s označením CE splňuje základní požadavky uvedených evropských nařízení.



EN ISO 21420:2020	Norma týkající se ochranných rukavic – Všeobecné požadavky a metody zkoušení
-------------------	--

Test

Výsledek





Hodnota pH	Obstál	www.wiros.de/PU
Übersetzung bitte noch eintragen	5	
Minimální délka	Délka	
Velikost 7: 230 mm	≈ 240 mm	
Velikost 8: 240 mm	≈ 240 mm	
Velikost 9: 250 mm	≈ 240 mm	
Velikost 10: 260 mm	≈ 240 mm	
Velikost 11: 270 mm	≈ 240 mm	

Informace

Věnujte pozornost informacím o výrobku a návodu k použití.

EN 455-1:2022	Lékařské rukavice pro jednorázové použití – Část 1: Požadavky a zkoušení nepropustnosti	AQL 1.5	
	zkouška nepropustnosti		Výsledek
	Nepropustnost		AQL 1.5

EN 455-2:2015	Lékařské rukavice pro jednorázové použití – Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností		
	Minimální délka		Délka
	XS – XL ≈ 240 mm		≈ 240 mm
	Test		Výsledek
	pevnost v tahu	Obstál	

EN 455-3:2015	Lékařské rukavice pro jednorázové použití – Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení		
	Test		Výsledek
	zbytky pudru		0,11 mg/g

EN 455-4:2009	Lékařské rukavice pro jednorázové použití – Část 4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti		
	Test		Roky
	Životnost		5

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B	Norma týkající se ochranných rukavic proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika.	AJKLMOPT	
	Zkoušená chemická látka		Třída
	J n-heptan		2
	K hydroxid sodný 40 %		6
	L kyselina sírová 96 %		1
	O čpavková voda 25 %		6
	P peroxid vodíku 30 %		4
	T formaldehyd 37 %		5

Informace

Doba průniku: Třída 1 > 10 min. | Třída 2 > 30 min. | Třída 3 > 60 min. | Třída 4 > 120 min. | Třída 5 > 240 min. | Třída 6 > 480 min.

Tato informace nevyjadřuje skutečnou dobu trvání ochrany na pracovišti a rozdíl mezi směsí a čistými chemikáliemi.

Protichemická odolnost byla hodnocena v laboratorních podmínkách pouze na vzorcích odebraných z dlaně (s výjimkou případů, kdy je rukavice dlouhá alespoň 400 mm – v takovém případě je testována i manžeta) a vztahuje se pouze na zkoušené chemikálie. Tato odolnost se může lišit, pokud se použijí směsi chemikálií.

Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro předpokládané použití, protože podmínky na pracovišti se mohou lišit od typové zkoušky vlivem teploty, oděru a degradace.

Pokud již byly ochranné rukavice použity, mohou poskytovat menší odolnost proti nebezpečným chemikáliím v důsledku změn fyzikálních vlastností. Degradace, pohyby, obrušování, odírání atd., způsobené kontaktem s chemikálií, mohou významně snížit skutečnou dobu použití. U agresivních chemikálií může být degradace nejdůležitějším faktorem při výběru protichemicky odolných rukavic.

Před použitím zkontrolujte, zda rukavice nemají vady nebo nedostatky.



Určeno pouze pro jednorázové použití. Nepoužívejte opakovaně.

EN ISO 374-2:2019	Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci		
	Test		Výsledek
	Zkouška pronikání vody		Obstál

EN ISO 374-4:2019	Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi		
	Zkoušená chemická látka		Degradation %
	J n-heptan		50,6
	K hydroxid sodný 40 %		-7,1
	L kyselina sírová 96 %	100	






	O čpavková voda 25 %	27	
	P peroxid vodíku 30 %	27,1	
	T formaldehyd 37 %	17,7	
EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Norma týkající se ochranných rukavic proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů		
	Test	Výsledek	
	Ochrana proti bakteriím a houbám	Obstál	
	Ochrana proti bakteriím, houbám a virům	Obstál	
	Informace Odolnost proti penetraci byla hodnocena v laboratorních podmínkách a vztahuje se pouze na zkoušené vzorky.		
VO (EU) 2023/988	Nařízení (EU) č. 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků		
VO (EG) 1935/2004	Vyhláška o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami		
VO (EU) 10/2011	Nařízení o materiálech a předmětech z plastu určených pro styk s potravinami		
XXI/1.	Doporučení Spolkového úřadu pro hodnocení rizik BfR XXI/1. týkající se předmětů denní potřeby z přírodního a syntetického kaučuku ve styku s potravinami		
	Informace Kategorie 3 – krátkodobý kontakt Používají se pouze povolené látky podle tabulky 1 doporučení BfR XXI/1, aditiva podle přílohy doporučení BfR XXI a tabulky 2 doporučení BfR XXI/1. Doporučené mezní hodnoty jsou dodrženy.		

Použití

Návod k použití	<p>Před použitím Ujistěte se, že jste zvolili výrobek vhodný pro vaše potřeby a oblasti použití, a věnujte pozornost požadavkům jednotlivých norem. V případě dotazů se obraťte na svého dodavatele jednorázových ochranných rukavic. Jednorázové ochranné rukavice nenoste, pokud vykazují nedostatky nebo již byly použity. Jednorázové ochranné rukavice jsou určeny pouze pro krátkodobé použití při práci s neagresivními chemikáliemi.</p> <p>Manipulace Zvolte vhodnou velikost. Jednorázové ochranné rukavice chrání oblast, kterou pokrývají. Je-li nutné chránit i jiné části těla nebo dýchací cesty, použijte další OOP. Používejte pouze OOP, které byly schváleny pro daný způsob použití. Uživatel nese výhradní odpovědnost za správnou kombinaci dalších OOP a za dodržování nezbytných požadavků norem pro daný účel použití. Na vlastní odpovědnost určujete dobu použitelnosti při daném použití s ohledem na účinnost ochrany a pohodlí při nošení. V případě kontaminace nelze vyloučit změnu uvedených výkonnostních úrovní. Během používání rovněž pravidelně kontrolujte, zda není výrobek poškozen. Poškozené jednorázové ochranné rukavice okamžitě vyměňte za nové. V případě znečištění nebo poškození je nutné jednorázové ochranné rukavice sejmut a náležitým způsobem zlikvidovat.</p>
Bezpečnostní upozornění	Podle naší analýzy rizik v souladu s normou EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nevyžaduje tento výrobek žádné další bezpečnostní pokyny.
Likvidace	Nepoužitá a nekontaminovaná výrobky lze spálit způsobem šetrným k životnímu prostředí nebo uložit na skládku. Kontaminovaná výrobky je nutné zlikvidovat v souladu s platnými vnitrostátními zákony a předpisy v závislosti na typu kontaminace.
Životnost	5 let od data výroby, pokud je zboží nepoužité a bylo skladováno správně.
Skladování	<p>Chraňte před příliš velkým horkem, slunečním zářením, mrazem, vlhkostí, ozonem, rentgenovými paprsky a ultrafialovým světlem.</p> <p>Skladujte v suchu. Skladovací teplota mezi 10 °C a 40 °C. Nevhodné skladování může vést ke snížení životnosti.</p>
Vysledovatelnost	<p>Vysledovatelnost šarže od zjištění potřeb až po odběr ze skladu. Informační list výrobku Verze 2 platí od šarže 2617 +</p>



Obal

Recyklace	Licence podle zákona VerpackG, číslo licence: DE1618662887322. Obal prosím předejte k recyklaci.	
-----------	---	---





wiroSTRUCTUREGRIP PF

SVerpackG

www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/>

Varianta 1

Prodejní jednotka 1000 kus/Kartón

Úroveň obalu 1 100 kus/Dávkovač

Minimální objednáací množství 1 Kartón

Číslo výrobků	Číslo výrobku	Barva	Velikost	Velikost (Š × D)	Tolerance
	40458771	černá	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458772	černá	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458773	černá	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458774	černá	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458775	černá	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
	40458781	oranžová	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458782	oranžová	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458783	oranžová	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458784	oranžová	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458785	oranžová	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm

GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň obalu 1 UDI	Úroveň obalu 2 UDI	Kartón UDI
	40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
	40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
	40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
	40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
	40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
	40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
	40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
	40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
	40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
	40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823


Číselné údaje o rozměrech, hmotnostech, tloušťkách a tolerancích je nutné chápat jako cílové hodnoty, a proto mohou být odlišné.

Veškeré údaje jsou založeny na aktuálním stavu našich vědomostí. Nejsou ujištěním o vlastnostech výrobku a nevyplývá z nich žádný právní vztah smluvní povahy. Údaje starší než 2 roky nechte prosím znovu ověřit.

Chyby při zadávání a omyly vyhrazeny.

Poskytnuté informační listy výrobků jsou majetkem společnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Společnost WIROS Wilfried Rosbach GmbH vlastní veškerá autorská/uživatelská a uživatelská práva k informačním listům výrobků. Není dovoleno informační listy výrobků měnit nebo používat jejich piktogramy. Poskytnuté informační listy výrobků smí být použity pouze v souvislosti s originálními výrobky WIROS.





Termékadatlap

wiroSTRUCTUREGRIP PF



NITRIL VÉDŐKESZTYŰ

Hintópormmentes | Gyémántrács-textúra



PROFESSIONAL





Gyártó

Cég + Cím	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Németország
Márkanév	care & serve®

Termékleírás

Kategória	PROFESSIONAL
Termék megnevezése	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Nitril védőkesztyű Hintőpormentes Gyémántrács-textúra
Termékjellemzők	Hintőpormentes Gyémántrács-textúra



Anyaga

Anyaga	szintetikus nitril-kaucsuk
Anyagvastagság	Ujjak: ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) Tenyér: ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Él. ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Anyag tömege	Méret: M ≈ 6,5 g/db (± 0,2 g)

Használat

Felhasználási cél	Egyszer használatos védőkesztyűk annak megakadályozására, hogy a kézfelület egészségkárosító anyagokkal és keverékekkel vagy káros biológiai hatóanyagokkal érintkezzen. A védelmi szintet és a maximális viselési időt a vizsgált anyag meghatározott teljesítményszintje alapján határozzák meg.
-------------------	--

Élelmiszerrel való érintkezés	Rövid ideig tartó közvetett érintkezés élelmiszerrel megengedett.
-------------------------------	---

Felhasználásra vonatkozó előírás	Egyszer használatos termék nem steril
----------------------------------	--



Korlátozás	A care & serve®-termékek alkalmasságának megállapítása a felhasználó kizárólagos felelőssége. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a care & serve®-termékek nem rendeltetésszerű használatáért. Amennyiben egy kockázatelemzés arra az eredményre vezetett, hogy a felhasznált védelem NEM elégséges, magasabb szintű védelmet nyújtó védőruházat használata szükséges.
------------	--

Felhasználási területek	Ipar gyógyszeripar HACCP-rendszer Tisztítás higiénia Ház + kert mezőgazdaság építőipar
-------------------------	---



Az anyagra vonatkozó további információk	latex-mentes
--	--------------



Egészségügyi megjegyzés	Bőrirritáció vagy allergiás reakció esetén a használatot azonnal le kell állítani, és orvosi tanácsot kell kérni. A technika jelen állása szerinti ismeretek értelmében a rendeltetésszerűen használt termékeink nem tartalmaznak mérgező, rákkeltő vagy mutagén anyagokat. Nem tartalmaz latexfehérje-t, így latexre allergiás személyek számára is használható. Azonban tartalmazhat vulkanizálási gyorsítószer (IV. típusú allergén).
-------------------------	--

Szabványok

CE-megjelölés	III-as kategóriájú egyéni védőfelszerelés az (EU) 2016/425 rendeletének megfelelően
---------------	---



CE-megjelölés	A CE-jelölés garantálja a termékek és áruk szabad forgalmazását az Európai Gazdasági Közösségen belül. A CE-jelöléssel ellátott termék megfelel a mindenkor érvényes európai rendeletek alapvető követelményeinek.
---------------	--


EN ISO 21420:2020	Védőkesztyűkre vonatkozó szabvány - általános követelmények és vizsgálati módszerek
-------------------	---





	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Teszt</th> <th>Eredmény</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH-érték</td> <td>Megfelelt</td> </tr> <tr> <td>Mobilitás</td> <td>5</td> </tr> <tr> <th>Minimális hossz</th> <th>Hossz</th> </tr> <tr> <td>7-es méret: 230 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>8-as méret: 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>9-es méret: 250 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>10-es méret: 260 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>розмір 11: 270 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Információk Vegye figyelembe a termékinformációkat és a használati utasításokat.</p>	Teszt	Eredmény	pH-érték	Megfelelt	Mobilitás	5	Minimális hossz	Hossz	7-es méret: 230 mm	≈ 240 mm	8-as méret: 240 mm	≈ 240 mm	9-es méret: 250 mm	≈ 240 mm	10-es méret: 260 mm	≈ 240 mm	розмір 11: 270 mm	≈ 240 mm	
Teszt	Eredmény																			
pH-érték	Megfelelt																			
Mobilitás	5																			
Minimális hossz	Hossz																			
7-es méret: 230 mm	≈ 240 mm																			
8-as méret: 240 mm	≈ 240 mm																			
9-es méret: 250 mm	≈ 240 mm																			
10-es méret: 260 mm	≈ 240 mm																			
розмір 11: 270 mm	≈ 240 mm																			
EN 455-1:2022	<p>Egyszer használatos orvosi védőkesztyűk – 1. rész: Lyukmentességi követelmények és vizsgálatok</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vízállósági vizsgálat</th> <th>Eredmény</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Szivárgásvizsgálat</td> <td>AQL 1.5</td> </tr> </tbody> </table>	Vízállósági vizsgálat	Eredmény	Szivárgásvizsgálat	AQL 1.5															
Vízállósági vizsgálat	Eredmény																			
Szivárgásvizsgálat	AQL 1.5																			
EN 455-2:2015	<p>Egyszer használatos orvosi védőkesztyűk – 2. rész: A fizikai tulajdonságok követelményei és vizsgálata</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Minimális hossz</th> <th>Hossz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS – XL ≈ 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <th>Teszt</th> <th>Eredmény</th> </tr> <tr> <td>Húzóerő</td> <td>Megfelelt</td> </tr> </tbody> </table>	Minimális hossz	Hossz	XS – XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm	Teszt	Eredmény	Húzóerő	Megfelelt											
Minimális hossz	Hossz																			
XS – XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm																			
Teszt	Eredmény																			
Húzóerő	Megfelelt																			
EN 455-3:2015	<p>Egyszer használatos orvosi védőkesztyűk – 3. rész: Követelmények és vizsgálat a biológiai értékeléshez</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Teszt</th> <th>Eredmény</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Púdermaradványok</td> <td>0,11 mg/g</td> </tr> </tbody> </table>	Teszt	Eredmény	Púdermaradványok	0,11 mg/g															
Teszt	Eredmény																			
Púdermaradványok	0,11 mg/g																			
EN 455-4:2009	<p>Egyszer használatos orvosi védőkesztyűk – 4. rész: Követelmények és vizsgálatok az eltarthatósági időtartam meghatározásához</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Teszt</th> <th>év</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eltarthatóság</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Teszt	év	Eltarthatóság	5															
Teszt	év																			
Eltarthatóság	5																			
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B	<p>A veszélyes vegyi anyagok és mikroorganizmusok elleni védőkesztyűkre vonatkozó szabvány - 1. rész: A kémiai kockázatokra vonatkozó terminológiai és teljesítménykövetelmények.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vizsgálati vegyi anyag</th> <th>Szint</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J n-heptán</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>K nátrium-hidroxid 40 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L kénsav 96 %</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>O vizes ammónium-hidroxid 25 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>P hidrogén-peroxid 30 %</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>T formaldehid 37 %</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Információk Áttörési idő: 1. szint > 10 perc 2. szint > 30 perc 3. szint > 60 perc 4. szint > 120 perc 5. szint > 240 perc 6. szint > 480 perc Ez az információ nem utal a munkahelyi tényleges védelmi időtartamra, valamint a keverékek és a tiszta vegyszerek közötti különbségtételre. A vegyi anyagokkal szembeni ellenállást laboratóriumi körülmények között csak a tenyérreszből vett mintákban értékelték (kivéve azt a esetet, amikor a kesztyű 400 mm vagy annál hosszabb - ebben az esetben a mandzsettát is megvizsgálják), és az csak a vizsgált vegyi anyagokra vonatkozik. Az ellenállás eltérő lehet, ha a vegyi anyagot keverékekben használják. Javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy a kesztyű megfelel-e rendeltetészerű használatra, mivel a munkahelyi körülmények a lebomlás, a kopás és az elhasználódás függvényében eltérhetnek a típusvizsgálat körülményeitől. Ha már használtak védőkesztyűt, a fizikai tulajdonságaik megváltozása miatt kevésbé tudnak ellenállni a veszélyes vegyi anyagoknak. A vegyi anyagokkal történő érintkezés által okozott lebomlás, mozgás, szálhúzás, súrlódás, stb. jelentősen csökkentheti a tényleges felhasználási időt. Agresszív vegyi anyagok esetén a lebomlás lehet a legfontosabb tényező, amelyet figyelembe kell venni, amikor vegyi anyagokkal szemben ellenálló kesztyűt választanak. Használat előtt a kesztyűt ellenőrizni kell, hogy nem áll-e fenn valamilyen hiba vagy hiányosság. Kizárólag egyszeri használatra, ne használja újra.</p>	Vizsgálati vegyi anyag	Szint	J n-heptán	2	K nátrium-hidroxid 40 %	6	L kénsav 96 %	1	O vizes ammónium-hidroxid 25 %	6	P hidrogén-peroxid 30 %	4	T formaldehid 37 %	5					
Vizsgálati vegyi anyag	Szint																			
J n-heptán	2																			
K nátrium-hidroxid 40 %	6																			
L kénsav 96 %	1																			
O vizes ammónium-hidroxid 25 %	6																			
P hidrogén-peroxid 30 %	4																			
T formaldehid 37 %	5																			
EN ISO 374-2:2019	<p>Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen - 2. rész: A behatolási ellenállás meghatározása</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Teszt</th> <th>Eredmény</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Víz szivárgásvizsgálat</td> <td>Megfelelt</td> </tr> </tbody> </table>	Teszt	Eredmény	Víz szivárgásvizsgálat	Megfelelt															
Teszt	Eredmény																			
Víz szivárgásvizsgálat	Megfelelt																			
EN ISO 374-4:2019	<p>Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen - 4. rész: A vegyszerek általi lebomlási ellenállás meghatározása</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vizsgálati vegyi anyag</th> <th>Degradation %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J n-heptán</td> <td>50,6</td> </tr> <tr> <td>K nátrium-hidroxid 40 %</td> <td>-7,1</td> </tr> </tbody> </table>	Vizsgálati vegyi anyag	Degradation %	J n-heptán	50,6	K nátrium-hidroxid 40 %	-7,1													
Vizsgálati vegyi anyag	Degradation %																			
J n-heptán	50,6																			
K nátrium-hidroxid 40 %	-7,1																			





	L kénsav 96 %	100	
	O vizes ammónium-hidroxid 25 %	27	
	P hidrogén-peroxid 30 %	27,1	
	T formaldehid 37 %	17,7	
EN ISO 374-5:2016 VIRUS	A veszélyes vegyi anyagok és mikroorganizmusok elleni védőkesztyűkre vonatkozó szabvány - 5. rész: A mikroorganizmus-kockázatokra vonatkozó terminológiai és teljesítménykövetelmények		
	teszt	Eredmény	
	Bakteriális és gombásodás elleni védelem	Megfelelt	
	Bakteriális és gombásodás és vírusok elleni védelem	Megfelelt	
	Információk Az átjárhatósági ellenállást laboratóriumi körülmények között értékelték, és csak a vizsgált mintákra vonatkozik.		
VO (EU) 2023/988	988/2023 sz., az általános termékbiztonságról szóló EU-rendelet		
VO (EG) 1935/2004	Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyokról szóló rendelet		
VO (EU) 10/2011	Rendelet az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyokról		
XXI/1.	A Szövetségi Kockázattértékelési Intézet XXI/1 sz. javaslata az élelmiszerekkel érintkező természetes és szintetikus gumból készült fogyasztási cikkekre vonatkozóan.		
	Információk 3. kategória - Rövid ideig tartó érintkezés Olyan cikkek, amelyek rendeltetésszerű használat esetén legfeljebb 10 percig érintkeznek az élelmiszerekkel. Csakis a BfR XXI/1 ajánlás 1. táblázat szerinti anyagok, a BfR XXI ajánlásának melléklete szerinti és a BfR XXI/1 ajánlás 2. táblázat szerinti adalékok használhatók. A javasolt határértékeket be kell tartani.		


Alkalmazás

Használati utasítás	<p>Használat előtt</p> <p>Bizonyosodjon meg arról, hogy a kiválasztott termék megfelel igényeinek és az alkalmazási körnek és cselekedjen a mindenkor érvényes szabványok előírásai szerint. További információkért kérjük, forduljon az egyszer használatú védőkesztyű szállítójához.</p> <p>Ne viselje az egyszer használatos védőkesztyűt, ha hiányosságokat észlel rajta, vagy ha az már használt. Az egyszer használatos védőkesztyűt könnyű vegyipari termékekkel történő, rövid ideig tartó munkákhoz készült.</p> <p>Használat</p> <p>Válassza ki a megfelelő méretet.</p> <p>Az egyszer használatú védőkesztyű a kesztyű által lefedett területen nyújt védelmet. Amennyiben egyéb testrészek vagy a légutak egyéni védelmére van szükség, használjon egyéb egyéni védőeszközöket. Az egyéni védőeszközöket kizárólag az előírt célra használja. Kizárólag a felhasználó felelős a kiegészítő egyéni védőeszközök megfelelő kombinációjáért és a szabványok felhasználási célhoz kapcsolódó szükséges előírásainak betartásáért.</p> <p>A védőruházat adott időpontban történő alkalmazásának időtartama a védőhatás és a viselő kényelmének figyelembevételével történik, mely esetben a felelősség kizárólag a felhasználót terheli. Szennyeződés esetén nem zárható ki a megadott teljesítőképességi fokozatok módosulása. A használat során rendszeresen ellenőrizze a termék épségét. A sérült egyszer használatú védőkesztyűt azonnal cserélje le egy újra. Szennyeződések vagy sérülések esetén vegye le az egyszer használatos védőkesztyűt és ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően.</p>
Biztonsági figyelmeztetés	Az EN ISO 14971:2019 + A11:2021 szerint végzett kockázatelemzésünk értelmében erre a termékre vonatkozóan nincs szükség további biztonsági utasításokra.
Ártalmatlanítás	A fel nem használt és nem kontaminált termékeket környezetbarát módon el lehet égetni vagy ártalmatlanítani. A szennyezett termékeket a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, a kontamináció típusa szerint kell megsemmisíteni.
Eltarthatóság	5 év a gyártás dátumától számítva, amennyiben nem használják fel és helyesen tárolják.
Tárolás	<p>Tűzoltó hőtől, napfénytől, fagytól, nedvességtől, ózontól, röntgensugarktól és ultrabolya sugárzástól távol tartandó.</p> <p>Száraz helyen tárolandó.</p> <p>Tárolási hőmérséklet 10 °C és 40 °C között.</p> <p>A szakszerűtlen tárolás csökkentheti az eltarthatóságot.</p>
Visszakövethetőség	<p>A tételekkel kapcsolatos nyomon-követhetőség a szükségletek megadásától a raktárból történő kilépéséig.</p> <p>Termékadatlap Verzió 2 érvényes ettől a tételtől 2617 +</p>



Csomagolás





Recycling

Engedélyezve a VerpackV szerint, licenzszám: DE1618662887322.
Kérjük, adja le a csomagolást újrahasznosítás céljából.



www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/>

Változatok 1

Eladási egység 1000 Darab/Karton

1. Csomagolási szint 100 Darab/Adagolódoboz

Minimális rendelési mennyiség 1 Karton

Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Méret	Méret (SZ x H)	Tűrés
	40458771	fekete	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458772	fekete	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458773	fekete	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458774	fekete	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458775	fekete	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
	40458781	narancssárga	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458782	narancssárga	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458783	narancssárga	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458784	narancssárga	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458785	narancssárga	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm

GTINs	Cikkszám	Unit of Use UDI	Csomagolási szintek 1 UDI	Csomagolási szintek 2 UDI	Karton UDI
	40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
	40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
	40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
	40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
	40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
	40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
	40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
	40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
	40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
	40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823


A méretekre, súlyokra, vastagságokra és tűrésre vonatkozó számadatokat névleges értékeként kell érteni, és azok eltérhetnek.

Az információ ismereteink jelenlegi állásán alapul. Ezek nem garantálják a termék tulajdonságait, és nem indokolják a jog szerződéses megértését. A 2 évnél régebbi információkra, kérjük, kérjen ismételt megerősítést.

Fenntartjuk a hibák és a tévedések jogát.

A rendelésre bocsátott termékismertető adatlapok a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonát képezik. A termékismertető adatlapokhoz tartozó minden szerzői/használati és értékesítési jog a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonában áll. Tilos a termékismertető adatlapok módosítása vagy a piktogramok használata. A rendelésre bocsátott termékismertető adatlapok csak az eredeti WIROS termékekre vonatkoznak.





Informačný list výrobku

wiroSTRUCTUREGRIP PF



NITRILOVÉ RUKAVICE

Bez púdro | prílnavá kosoštvorcová textúra



PROFESSIONAL





Výrobca

Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemecko
Ochranná známka	care & serve®

Opis výrobku

Katégoria	PROFESSIONAL
Označenie výrobku	care & serve® PROFESSIONAL wirosSTRUCTUREGRIP PF Nitrilové rukavice Bez púdru prílnavá kosoštvorcová textúra
Vlastnosti výrobku	Nepúdrované Prílnavá kosoštvorcová textúra



Materiál

Materiál	syntetický nitrilový kaučuk
Hrúbka materiálu	Prsty: ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) Dlaň: ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Okraj: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Hmotnosť materiálu	Veľkosť M ≈ 6,5 g/ks (± 0,2 g)

Použitie

Účel použitia	Jednorazové ochranné rukavice na zabránenie kontaktu povrchu rúk so zdraviu škodlivými látkami a zmesami alebo so škodlivými biologickými agensmi. Úroveň ochrany ako aj maximálna dĺžka použitia závisia od zisteného výkonnostného stupňa jednotlivých skúmaných materiálov.
Kontakt s potravinami	Krátkodobý nepriamy kontakt s potravinami je prípustný.
Pokyn na použitie	Jednorazový výrobok nesterilné
Obmedzenie	Za zistenie vhodnosti použitia výrobkov care & serve® je zodpovedný výhradne samotný používateľ. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za neodborné použitie výrobkov care & serve®. Pokiaľ sa na základe analýzy rizík zistilo, že uvedená ochrana NEPOSTAČUJE, mali by ste použiť ochranný odev s vyšším stupňom ochrany.
Oblasti použitia	Priemysel Farmaceutický priemysel HACCP Čistenie Hygiena Domácnosť a záhrada Poľnohospodárstvo Stavebníctvo
Doplňujúce informácie o materiáli	bez latexu
Zdravotné upozornenie	Ak dôjde k podráždeniu pokožky alebo alergickým reakciám, okamžite prestaňte výrobok používať a vyhľadajte lekársku pomoc. Podľa súčasného stavu techniky neobsahujú výrobky žiadne toxické, karcinogénne ani mutagénne látky, ak sa používajú v súlade s ich zamýšľaným použitím. Výrobok neobsahuje latexové proteíny, a preto je vhodný pre ľudí s alergiou na latex. Môže však obsahovať urýchľovače vulkanizácie (alergény typu IV).

Štandardy

Označenie CE	Osobné ochranné prostriedky kategórie III podľa (EÚ) 2016/425
Označenie CE	Označenie CE zaručuje voľný pohyb výrobkov a tovarov v rámci Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Výrobok s označením CE zodpovedá základným požiadavkám uvedených európskych nariadení.
EN ISO 21420:2020	Norma o ochranných rukaviciach - Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy



Test

Výsledok





Hodnota pH	Vyhovel	www.wiros.de/FU
Pohyblivosť	5	
Minimálna dĺžka	Dĺžka	
Veľkosť 7: 230 mm	≈ 240 mm	
Veľkosť 8: 240 mm	≈ 240 mm	
Veľkosť 9: 250 mm	≈ 240 mm	
Veľkosť 10: 260 mm	≈ 240 mm	
Veľkosť 11: 270 mm	≈ 240 mm	

Informácie

Rešpektujte informácie o výrobku a návod na použitie.

EN 455-1:2022	Zdravotnícke rukavice na jedno použitie - časť 1: Požiadavky a skúšanie na nepremokavosť	AQL 1.5	
	Skúška zadržiavania vody		Výsledok
	Nepriepustnosť		AQL 1.5

EN 455-2:2015	Zdravotnícke rukavice na jedno použitie - časť 2: Požiadavky a skúšanie fyzikálnych vlastností		
	Minimálna dĺžka		Dĺžka
	XS - XL ≈ 240 mm		≈ 240 mm
	Test		Výsledok
	Síla pretrhnutia	Vyhovel	

EN 455-3:2015	Zdravotnícke rukavice na jedno použitie - časť 3: Požiadavky a skúšanie na biologické hodnotenie		
	Test		Výsledok
	Zvyšky púdru		0,11 mg/g

EN 455-4:2009	Zdravotnícke rukavice na jedno použitie - časť 4: Požiadavky a skúšobné metódy minimálnej trvanlivosti		
	Test		Roky
	Trvanlivosť		5

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B	Norma o ochranných rukavičkách proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom - časť 1: Terminológia a požiadavky na vyhotovenie pre chemické riziká.	AJKLMOPT	
	Chemikália použitá pri skúške		Trieda
	J n-heptán		2
	K Hydroxid sodný 40 %		6
	L Kyselina sírová 96 %		1
	O Čpavková voda 25 %		6
	P Peroxid vodíka 30 %		4
	T Formaldehyd 37 %		5

Informácie

Doba prieniku: Trieda 1 > 10 min. | Trieda 2 > 30 min. | Trieda 3 > 60 min. | Trieda 4 > 120 min. | Trieda 5 > 240 min. | Trieda 6 > 480 min.

Táto informácia nevypovedá o skutočnej dobe trvania ochrany na pracovisku a rozlíšenie medzi zmesami a čistými chemikáliami.

Odolnosť proti chemikáliám bola posúdená v laboratórnych podmienkach na vzorkách odobraných iba z dlane (s výnimkou prípadu, v ktorom je rukavica dlhá 400 mm alebo viac - v tomto prípade bola testovaná aj manžeta) a vzťahuje sa výhradne na skúšané chemikálie. Odolnosť sa môže líšiť, keď sa použije zmes chemikálií.

Odporúčame skontrolovať, či sú rukavice vhodné na plánované použitie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu líšiť od typovej skúšky vplyvom teploty, oderu a degradácie.

Ak už boli ochranné rukavice použité, môžu poskytovať menšiu odolnosť proti nebezpečným chemikáliám v dôsledku zmien ich fyzikálnych vlastností. Degradácia, pohyby, vytáhanie vlákien, trenie, atď. spôsobené kontaktom s chemikáliami môžu výrazne znížiť skutočnú dobu použitia. Pri agresívnych chemikáliách môže byť degradácia najdôležitejším faktorom, ktorý musí zohľadnený pri výbere rukavíc odolných proti chemikáliám.

Pred použitím skontrolujte, či rukavice nevykazujú chyby alebo nedostatky.



Určené len na jednorazové použitie, nepoužívajte opakovane.

EN ISO 374-2:2019	Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom - časť 2: Stanovenie odolnosti proti penetrácii		
	Test		Výsledok
	Skúška prieniku vody		Vyhovel

EN ISO 374-4:2019	Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom - časť 4: Stanovenie odolnosti proti degradácii chemikáliami		
	Chemikália použitá pri skúške		Degradation %
	J n-heptán		50,6
	K Hydroxid sodný 40 %		-7,1
	L Kyselina sírová 96 %		100






	O Čpavková voda 25 %	27	
	P Peroxid vodíka 30 %	27,1	
	T Formaldehyd 37 %	17,7	
EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Norma o ochranných rukavičkách proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom - časť 5: Terminológia a požiadavky na vyhotovenie pre mikrobiálne riziká		
	Test	Výsledok	
	Ochrana proti baktériám a hubám	Vyhovel	
	Ochrana proti baktériám, hubám a vírusom	Vyhovel	
	Informácie Odolnosť proti penetrácii bola posúdená v laboratórnych podmienkach a vzťahuje sa výhradne skúšané vzorky.		
VO (EU) 2023/988	Nariadenie (EÚ) č. 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov		
VO (EG) 1935/2004	Nariadenie o materiáloch a predmetoch z plastu, ktoré sú určené na kontakt s potravinami		
VO (EU) 10/2011	Nariadenie o materiáloch a predmetoch z umelej hmoty, ktoré sú určené na styk s potravinami		
XXI/1.	Odporúčanie spoločného inštitútu pre hodnotenie rizika XXI/1. o tovare dennej spotreby z prírodného a syntetického kaučuku pri kontakte s potravinami		
	Informácie Kategória 3 – krátkodobý kontakt		
	Používajú sa iba schválené látky v súlade s tabuľkou 1 odporúčania BFR XXI/1, aditíva v súlade s prílohou odporúčania BFR XXI a tabuľkou 2 odporúčania BFR XXI/1. Sú dodržané odporúčané limitné hodnoty.		

Použitie

Návod na použitie	<p>Pred použitím Uistite sa, že ste zvolili výrobok vhodný na vaše potreby a oblasti použitia a rešpektujte zadania príslušných noriem. V prípade otázok sa obráťte na dodávateľa vašich jednorazových ochranných rukavíc. Jednorazové ochranné rukavice nepoužívajte, ak vykazujú nedostatky alebo už boli použité. Jednorazové ochranné rukavice sú určené na práce s ľahkými chemikáliami len na krátkodobé použitie.</p> <p>Manipulácia Zvoľte si vhodnú veľkosť. Jednorazové ochranné rukavice chránia oblasť, ktorú zakrývajú. Ak by bolo potrebné chrániť iné časti tela alebo dýchacie cesty, použite aj ďalšie OOPP. Používajte iba OOPP, ktoré boli schválené na daný účel použitia. Používateľ je zodpovedný za správnu kombináciu ďalších OOPP a za dodržanie potrebných predpisov noriem v závislosti od účelu použitia. Na vlastnú zodpovednosť určujete dobu použitia pri príslušnom použití za zohľadnenia ochranného účinku a pohodlia pri nosení. Pri kontaminácii nie je možné vylúčiť zmenu uvedených výkonnostných tried. Aj počas používania pravidelne kontrolujte, či je výrobok nepoškodený. Poškodené jednorazové ochranné rukavice okamžite vymeňte za neporušené. V prípade znečistenia alebo poškodenia by ste mali jednorazové ochranné rukavice vyzliecť a riadne zlikvidovať.</p>
Bezpečnostné upozornenie	Podľa našej analýzy rizík v zmysle EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nie sú pre tento výrobok potrebné žiadne ďalšie bezpečnostné pokyny.
Likvidácia	Nepoužitá a nekontaminovaná výrobky je možné spáliť ekologickým spôsobom alebo uložiť na skládku. Kontaminované výrobky musia byť zlikvidované podľa platných národných zákonov a predpisov v závislosti od druhu kontaminácie.
Trvanlivosť	5 rokov od dátumu výroby, pokiaľ výrobok nebol použitý a bol správne skladovaný.
Skladovanie	<p>Chráňte pred vysokými teplotami, slnečným žiarením, mrazom, vlhkom, ozónom, röntgenovými lúčmi a ultrafialovým svetlom.</p> <p>Skladujte na suchom mieste.</p> <p>Teplota skladovania medzi 10 °C a 40 °C.</p> <p>Nevhodné skladovanie môže spôsobiť skrátenie trvanlivosti.</p>
Výsledovateľnosť	<p>Výsledovateľnosť vzťahujúca sa na šaržu od zistenia potrieb až po odber zo skladu.</p> <p>Informačný list výrobku Verzia 2 platné od šarže 2617 +</p>



Balenie

Recyklácia	Licencované podľa zákona VerpackG, číslo licencie DE1618662887322. Obal odovzdajte na recykláciu.	
------------	--	---





wiroSTRUCTUREGRIP PF

SVerpackG

www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/>

Variant 1

Predajná jednotka 1000 Kus/Kartón

Úroveň balenia 1 100 Kus/Dávkovacia škatuľa

Minimálne objednané množstvo 1 Kartón

Číslo výrobkov	Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Rozmer (š x d)	Tolerancia
	40458771	čierne	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458772	čierne	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458773	čierne	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458774	čierne	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458775	čierne	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
	40458781	oranžové	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458782	oranžové	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458783	oranžové	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458784	oranžové	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458785	oranžové	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm

GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň balenia 1 UDI	Úroveň balenia 2 UDI	Kartón UDI
	40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
	40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
	40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
	40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
	40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
	40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
	40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
	40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
	40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
	40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823


Číselné údaje o rozmeroch, hmotnostiach, hrúbkach a toleranciách je potrebné chápať ako požadované hodnoty a môžu sa líšiť.

Údaje vychádzajú z aktuálneho stavu našich znalostí. Nepredstavujú garantovaný prísľub vlastností výrobku, a preto nezakladajú žiadny právny vzťah zmluvnej povahy. Údaje, ktoré sú staršie ako 2 roky, si nechajte potvrdiť nanovo.

Chyby pri zadávaní a omyly sú vyhradené.

Poskytnuté karty údajov o výrobku sú vlastníctvom spoločnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Spoločnosť WIROS Wilfried Rosbach GmbH je vlastníkom všetkých autorských práv/práv na použitie a práv na využitie kariet údajov o výrobku. Karty údajov o výrobku nie je dovolené meniť alebo používať piktogramy. Poskytnuté karty údajov o výrobku sa môžu používať len v súvislosti s originálnymi výrobkami WIROS.





Podatkovni list izdelka

wiroSTRUCTUREGRIP PF



ROKAVICE IZ NITRILA

Brez prahu | Diamantna tekstura za oprijem



PROFESSIONAL





Proizvajalec

Podjetje + Naslov	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemčija
Blagovna znamka	care & serve®

Opis izdelka

Kategorija	PROFESSIONAL
Opis izdelka	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Rokavice iz nitrila Brez prahu Diamantna tekstura za oprijem
Lastnosti izdelka	Brez pudra Diamantna tekstura za oprijem



Material

Material	sintetični nitrilni kavčuk
Debelina materiala	Prst: ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) Dlan: ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Obroba: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Teža materiala	Velikost M ≈ 6,5 g/kos (± 0,2 g)

Uporaba

Namen uporabe	Rokavice za enkratno uporabo za preprečevanje stika površine rok z za zdravje škodljivimi snovmi in zmesmi ali škodljivimi biološkimi učinkovinami. Stopnja zaščite in najdaljši dovoljeni čas nošenja sta določena z ugotovljeno stopnjo zmogljivosti glede na preverjen material.
Stik z živili	Dovoljen je kratek posredni stik z živili.
Napitek za uporabo	Izdelek za enkratno uporabo nesterilno
Omejitev	Ugotavljanje ustreznosti za uporabo izdelkov care & serve® je v lastni odgovornosti uporabnika. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za neprimerno uporabo izdelkov care & serve®. Če je analiza tveganja pripeljala do rezultata, da navedena zaščita NE zadostuje, potem je treba uporabljati zaščitna oblačila z višjim zaščitnim obnašanjem.
Področja uporabe	Industrija Farmacevtska industrija HACCP Čiščenje Higiena Hiša + vrt Kmetijstvo Gradbeništvo
Dodatne informacije o materialu	ne vsebuje lateksa
Napitek za zdravje	V primeru draženja kože ali alergijskih reakcij takoj prenehajte z uporabo in poiščite zdravniško pomoč. Kolikor je znano glede na trenutno tehnološko stanje, izdelki ne vsebujejo strupenih, rakotvornih ali mutagenih snovi, če se uporabljajo v skladu s predvidenim namenom. Ne vsebuje proteinov lateksa, zato je primeren za ljudi z alergijami na lateks. Vendar pa lahko vsebuje pospeševalce vulkanizacije (alergeni IV. tipa).



Standardi

Oznaka CE	Osebna zaščitna oprema kategorije III v skladu z (EU) 2016/425
Oznaka CE	Oznaka CE zagotavlja prost pretok izdelkov in blaga znotraj Evropske gospodarske skupnosti. Z oznako CE označen izdelek ustreza osnovnim zahtevam navedene evropske uredbe.
EN ISO 21420:2020	Standard o zaščitnih rokavicah - Splošne zahteve in preskusne metode






	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Rezultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ph-vrednost</td> <td>Opravljen</td> </tr> <tr> <td>Gibljivost</td> <td>5</td> </tr> <tr> <th>Minimalna dolžina</th> <th>Dolžina</th> </tr> <tr> <td>Velikost 7: 230 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Velikost 8: 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Velikost 9: 250 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Velikost 10: 260 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Velikost 11: 270 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informacije Upošteвайте informacije o izdelku in navodila za uporabo.</p>	Test	Rezultat	ph-vrednost	Opravljen	Gibljivost	5	Minimalna dolžina	Dolžina	Velikost 7: 230 mm	≈ 240 mm	Velikost 8: 240 mm	≈ 240 mm	Velikost 9: 250 mm	≈ 240 mm	Velikost 10: 260 mm	≈ 240 mm	Velikost 11: 270 mm	≈ 240 mm	
Test	Rezultat																			
ph-vrednost	Opravljen																			
Gibljivost	5																			
Minimalna dolžina	Dolžina																			
Velikost 7: 230 mm	≈ 240 mm																			
Velikost 8: 240 mm	≈ 240 mm																			
Velikost 9: 250 mm	≈ 240 mm																			
Velikost 10: 260 mm	≈ 240 mm																			
Velikost 11: 270 mm	≈ 240 mm																			
EN 455-1:2022	<p>Medicinske rokavice za enkratno uporabo – 1. del: Zahteve in preskusi za ugotavljanje tesnjenja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Preverjena odpornost na vodo</th> <th>Rezultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesnjenje</td> <td>AQL 1.5</td> </tr> </tbody> </table>	Preverjena odpornost na vodo	Rezultat	Tesnjenje	AQL 1.5															
Preverjena odpornost na vodo	Rezultat																			
Tesnjenje	AQL 1.5																			
EN 455-2:2015	<p>Medicinske rokavice za enkratno uporabo – 2. del: Zahteve in preskusi za ugotavljanje fizikalnih lastnosti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Minimalna dolžina</th> <th>Dolžina</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS - XL ≈ 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <th>Test</th> <th>Rezultat</th> </tr> <tr> <td>Odpornost proti trganju</td> <td>Opravljen</td> </tr> </tbody> </table>	Minimalna dolžina	Dolžina	XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm	Test	Rezultat	Odpornost proti trganju	Opravljen											
Minimalna dolžina	Dolžina																			
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm																			
Test	Rezultat																			
Odpornost proti trganju	Opravljen																			
EN 455-3:2015	<p>Medicinske rokavice za enkratno uporabo – 3. del: Zahteve in preskušanje za biološko ovrednotenje</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Rezultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ostanki pudra</td> <td>0,11 mg/g</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Rezultat	Ostanki pudra	0,11 mg/g															
Test	Rezultat																			
Ostanki pudra	0,11 mg/g																			
EN 455-4:2009	<p>Medicinske rokavice za enkratno uporabo – 4. del: Zahteve in preskusi za določanje roka uporabnosti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Št. let</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rok trajanja</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Št. let	Rok trajanja	5															
Test	Št. let																			
Rok trajanja	5																			
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B	<p>Standard o zaščitnih rokavicah proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom - del 1: Terminologija in standardi učinkovitosti za kemijska tveganja</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Preskusna kemikalija</th> <th>Stopnja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J n-Heptan</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>K Natrijev hidroksid 40 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L Žveplova kislina 96 %</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>O Amoniakova voda 25 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>P Vodikov peroksid 30 %</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>T Formaldehid 37 %</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informacije Čas preboja: Stopnja 1 > 10 min. Stopnja 2 > 30 min. Stopnja 3 > 60 min. Stopnja 4 > 120 min. Stopnja 5 > 240 min. Stopnja 6 > 480 min. Te informacije ne zagotavljajo podatkov o dejanskem trajanju zaščite na delovnem mestu in o razlikovanju zmesi in čistih kemikalij. Odpornost proti kemikalijam je bil ocenjen v laboratorijskih pogojih na vzorcih, ki so bili vzeti zgolj z dlani (razen v primeru, kjer je rokavica dolga 400 mm ali daljša - v tem primeru se prav tako preizkuša tudi zavihek) in se nanaša izključno na preverjene kemikalije. Odpornost je lahko drugačne, če se kemikalija uporablja v zmesi.</p> <p>Priporočamo preverjanje, če so rokavice primerne za načrtovano uporabo, saj lahko pogoji na delovnem mestu odstopajo glede na temperaturo, obrabo in razgradnjo od tistih pri preizkusu tipa. Če so bile zaščitne rokavice že uporabljene, lahko na podlagi sprememb njenih fizikalnih lastnosti zagotavljajo nižjo odpornost proti nevarnim kemikalijam. Zaradi razgradnje, gibanja, povlečenih niti, trenja itd. ob dotiku s kemikalijami se lahko dejanski čas uporabe bistveno zniža. Pri agresivnih kemikalijah je lahko razgradnja pomemben dejavnik, katerega je treba upoštevati pri izbiri rokavic, ki so odporne na kemikalije. Pred uporabo je treba preveriti, da rokavice nimajo napak ali pomanjkljivosti. Namenjeno samo za enkratno uporabo, ne uporabljajte ponovno.</p>	Preskusna kemikalija	Stopnja	J n-Heptan	2	K Natrijev hidroksid 40 %	6	L Žveplova kislina 96 %	1	O Amoniakova voda 25 %	6	P Vodikov peroksid 30 %	4	T Formaldehid 37 %	5					
Preskusna kemikalija	Stopnja																			
J n-Heptan	2																			
K Natrijev hidroksid 40 %	6																			
L Žveplova kislina 96 %	1																			
O Amoniakova voda 25 %	6																			
P Vodikov peroksid 30 %	4																			
T Formaldehid 37 %	5																			
EN ISO 374-2:2019	<p>Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom - 2. del: Odpornost proti penetraciji</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Rezultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Preskus puščanja vode</td> <td>Opravljen</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Rezultat	Preskus puščanja vode	Opravljen															
Test	Rezultat																			
Preskus puščanja vode	Opravljen																			
EN ISO 374-4:2019	<p>Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom - 4. del: Določilo o odpornosti proti razgradnji zaradi kemikalij</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Preskusna kemikalija</th> <th>Degradation %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J n-Heptan</td> <td>50,6</td> </tr> <tr> <td>K Natrijev hidroksid 40 %</td> <td>-7,1</td> </tr> </tbody> </table>	Preskusna kemikalija	Degradation %	J n-Heptan	50,6	K Natrijev hidroksid 40 %	-7,1													
Preskusna kemikalija	Degradation %																			
J n-Heptan	50,6																			
K Natrijev hidroksid 40 %	-7,1																			






	L Žveplova kislina 96 %	100	
	O Amoniakova voda 25 %	27	
	P Vodikov peroksid 30 %	27,1	
	T Formaldehid 37 %	17,7	
EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Standard o zaščitnih rokavicah proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom - del 5: Terminologija in zahteve glede učinkovitosti za tveganja zaradi mikroorganizmov		
	Test	Rezultat	
	Zaščita pred bakterijami in glivicami	Opravljen	
	Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi	Opravljen	
	<p>Informacije</p> <p>Odpornost proti prodoru je bila preverjena v laboratorijskih pogojih in se nanaša izključno na preverjene vzorce.</p>		
VO (EU) 2023/988	Uredba (EU) št. 2023/988 o splošni varnosti proizvodov		
VO (EG) 1935/2004	Uredba o materialih in izdelkih iz plastike, namenjenih stiku z živili		
VO (EU) 10/2011	Uredba o polimernih materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili		
XXI/1.	Priporočilo Zveznega inštituta za oceno tveganja XXI/1. o potrebnosti naravnega in sinteznega kavčuka v stiku s hrano		
	<p>Informacije</p> <p>Kategorija 3 – kratkotrajni stik</p> <p>Uporabljajo se samo dovoljene snovi v skladu s preglednico 1 Priporočila BfR XXI/1, dodatki v skladu s Prilogo k Priporočilu BfR XXI in preglednico 2 Priporočila BfR XXI/1. Priporočene mejne vrednosti so upoštevane.</p>		

Uporaba

Navodila za uporabo	<p>Pred uporabo</p> <p>Prosim, pripravite se, da ste za vaše potrebe in področja uporabe izbrali primeren izdelek in upoštevajte določila ustreznih standardov. V primeru vprašanj se, prosimo, obrnite na dobavitelja vaših zaščitnih rokavic za enkratno uporabo. Prosim, da zaščitnih rokavic za enkratno uporabo ne nosite, če imajo napako ali pa so že bile uporabljene. Rokavice za enkratno uporabo so pri delih z lahki kemikalijami predvidene samo za kratkotrajno uporabo.</p> <p>Uporaba</p> <p>Prosim, izberite zase primerno velikost.</p> <p>Zaščitne rokavice za enkratno uporabo ščitijo področje, katerega pokrivajo. Če je potrebna zaščita drugih delov telesa ali dihalnih poti, potem uporabite še druge izdelke iz osebne zaščitne opreme in uporabite samo tisto osebno zaščitno opremo, ki je predvidena za predviden namen uporabe. Odgovornost uporabnika je, da se odloči za pravilno kombinacijo dodatne osebne varovalne opreme in da upošteva nujna določila standardov glede na namen uporabe.</p> <p>V lastni odgovornosti določate čas uporabe pri ustrezni uporabi z upoštevanjem zaščitnega učinka in udobja nošenja. Po kontaminaciji spremembe navedenih stopenj zmogljivosti ni mogoče izključiti. Tudi med uporabo redno preverjajte ali je izdelek nepoškodovan. Poškodovano rokavico za enkratno uporabo takoj zamenjajte z brezhibno rokavico. Če je umazana in poškodovana, je treba rokavico za enkratno uporabo sneti in jo pravilno odložiti med odpadke.</p>
Varnostni napotek	Glede na našo analizo tveganja v skladu s standardom EN ISO 14971:2019 + A11:2021 za ta izdelek niso potrebna dodatna varnostna navodila.
Odlaganje	Neuporabljene izdelke in izdelke, ki niso kontaminirani, lahko zažgete na okolju prijazen način ali pa jih odložite na deponijo. Kontaminirane izdelke je treba odložiti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in predpisi glede na vrsto onesnaženosti.
Rok trajanja	5 let od datuma proizvodnje, če so neuporabljene in pravilno skladiščene.
Skladiščenje	<p>Zaščiti pred vplivom močnega sonca, mrazom, vlago, ozonom, rentgenskimi žarki in ultravijolično svetlobo.</p> <p>Skladiščiti na suhem.</p> <p>Temperatura skladiščenja med 10 °C in 40 °C.</p> <p>Nepravilno skladiščenje lahko pripelje do zmanjšanja obstojnosti.</p>
Sledljivost	<p>Sledljivost, ki se nanaša na posamezne serije, od ugotavljanja potreb do zmanjšanja zalog</p> <p>Podatkovni list izdelka Različica 2 veljavno od serije 2617 +</p>



Embalaža

Recikliranje	<p>Licenca v skladu z zakonom o embalaži, številka licence DE1618662887322.</p> <p>Prosim, da embalažo oddate v recikliranje.</p>	
--------------	---	---





wiroSTRUCTUREGRIP PF

www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/>

Različica 1

Prodajna enota 1000 kos/Karton

Raven pakiranja 1 100 kos/Boks za razdeljevanje

Minimalna količina naročila 1 Karton

Številke artiklov

Številka proizvoda	Barva	Velikost	Velikost (Š x D)	Toleranca
40458771	črno	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
40458772	črno	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
40458773	črno	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
40458774	črno	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
40458775	črno	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
40458781	oranžno	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
40458782	oranžno	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
40458783	oranžno	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
40458784	oranžno	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
40458785	oranžno	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm

GTINs

Številka proizvoda	Unit of Use UDI	Raven pakiranja 1 UDI	Raven pakiranja 2 UDI	Karton UDI
40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823


Številčne navedbe k meram, težam, debelinam in tolerancam, se razumejo kot predvidene vrednosti in lahko odstopajo.

Navedbe se opirajo na aktualno stanje našega znanja. Niso zagotovilo o lastnostih izdelka in ne utemeljujejo nobenega pogodbenega pravnega razumevanja. Za navedbe, starejše od 2 let, zagotovite ponovno potrditev.

Pridržana pravica do napak pri vnosu in pomot.

Razpoložljivi podatkovni listi proizvodov so last podjetja WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Podjetje WIROS Wilfried Rosbach GmbH je lastnik vseh avtorskih pravic/pravic uporabe in pravic do izkoriščanja podatkovnih listov proizvoda. Informativnih listov proizvodov ni dovoljeno spreminjati ali uporabljati piktogramov. Razpoložljivi podatkovni listi izdelka se lahko uporabljajo samo v povezavi z originalnimi izdelki WIROS.





Fișa produsului

wiroSTRUCTUREGRIP PF



DEGETARE DIN NITRIL

Fără pudră | textură diamantată aderentă



PROFESSIONAL





Producător

Firmă + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
Marca comercială	care & serve®

Descrierea produsului

Categorie	PROFESSIONAL
Denumire produs	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Degetare din nitril Fără pudră textură diamantată aderentă
Proprietăți produs	Fără pudră Textură diamantată aderentă



Material

Material	Cauciuc nitril sintetic
Grosimea materialului	Deget: ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) Suprafața mâinii: ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Marginea: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Greutate material	Mărime M ≈ 6,5 g/buc. (± 0,2 g)

Utilizare

Scopul utilizării	Mănuși de unică folosință pentru prevenirea intrării în contact a suprafeței mâinilor cu substanțele și amestecurile periculoase sau cu substanțele biologice dăunătoare. Înălțimea de protecție precum și durata maximă de purtare reies din treapta de eficiență pentru fiecare material testat.
Contactul cu alimentele	Este permis un contact indirect, de scurtă durată, cu produsele alimentare.
Indicații de utilizare	Produs de unică folosință nesteril
Limitare	Stabilirea caracterului adecvat al utilizării produselor care & serve® reprezintă responsabilitatea utilizatorului. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru o utilizare necorespunzătoare a produselor care & serve®. În măsura în care analiza riscului a dus la rezultatul potrivit căruia protecția descrisă NU este suficientă, îmbrăcămintea de protecție trebuie utilizată cu foarte mare precauție.
Domenii de utilizare	Industrie Industria farmaceutică HACCP Curățare Igienă Casa + Grădină Agricultură Construcții
Informații suplimentare referitoare la materiale	fără latex
Indicații de sănătate	Dacă apar iritații ale pielii sau reacții alergice, opriți imediat utilizarea și solicitați sfatul medicului. Conform stadiului actual al tehnologiei, produsele nu conțin substanțe toxice, cancerigene sau mutagene, cu condiția să fie utilizate conform scopului lor prevăzut. Nu conține proteine de latex, prin urmare este potrivit pentru persoanele cu alergii la latex. Poate conține însă acceleratori de vulcanizare (alergeni de tipul IV).

Standarde

Marcaj CE	Echipament personal de protecție din categoria III conform standardelor armonizate (EU) 2016/425
-----------	--



Marcaj CE

Marcajul CE garantează libera circulație a produselor și mărfurilor în interiorul Comunității

Economice Europene. Produsul marcat cu CE respectă cerințele de bază ale regulamentelor europene menționate.



economice Europene. Produsul marcat cu CE respecta cerințele de baza ale reglementărilor europene menționate.

EN ISO 21420:2020

Norma privind mănușile de protecție - Cerințe generale și procedura de verificare

Test	Rezultat
valoare pH	Promovat
Mobilitate	5
Lungimea minimă	Lungime
Mărimea 7: 230 mm	≈ 240 mm
Mărimea 8: 240 mm	≈ 240 mm
Mărimea 9: 250 mm	≈ 240 mm
Mărimea 10: 260 mm	≈ 240 mm
Mărime 11: 270 mm	≈ 240 mm



www.wiros.de/PU

Informații

Se vor respecta informațiile privind produsul și instrucțiunile de utilizare.

EN 455-1:2022

Mănuși medicinale de unică folosință - Partea 1: Cerințe și verificare cu privire la etanșeitate

zkouška nepropustnosti	Rezultat
Etanșeitate	AQL 1.5

AQL
1.5

EN 455-2:2015

Mănuși medicinale de unică folosință - Partea 2: Cerințe și verificări referitoare la caracteristicile fizice

Lungimea minimă	Lungime
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Test	Rezultat
pevnost v tahu	Promovat

EN 455-3:2015

Mănuși medicinale de unică folosință - Partea 3: Cerințe și verificare referitoare la evaluarea biologică

Test	Rezultat
zbytky pudru	0,11 mg/g

EN 455-4:2009

Mănuși medicinale de unică folosință - Partea 4: Cerințe și verificare pentru determinarea datei de valabilitate

Test	Ani
Durată de valabilitate	5

EN ISO 374-1:2016 +
A1:2018 TYPE B

Norma privind mănușile de protecție împotriva riscurilor chimice și a microorganismelor - Partea 1: Terminologie și cerințe de performanță pentru riscuri chimice

Substanțe chimice de verificare	Nivel
J n-heptan	2
K Hidroxid de sodiu 40%	6
L Acid sulfuric 96%	1
O Apă amoniacală 25%	6
P Peroxid de hidrogen 30%	4
T Formaldehidă 37%	5



AJKLMOPT

Informații

Timp de perforare: Nivel 1 > 10 Min. | Nivel 2 > 30 Min. | Nivel 3 > 60 Min. | Nivel 4 > 120 Min. | Nivel 5 > 240 Min. | Nivel 6 > 480 Min.

Aceste informații nu reprezintă date reale referitoare la durata de protecție la locul de muncă și diferențierea între amestecuri și substanțe chimice pure.

Rezistența împotriva substanțelor chimice a fost evaluată în condiții de laborator pe mostre, care au fost prelevate de pe suprafața interioară a palmei (excepția o face cazul în care mănușa are 400 mm sau este mai lungă - în acest caz se testează și de pe manșetă) și se referă exclusiv doar la substanțele chimice verificate. Rezistența poate fi diferită dacă substanțele chimice sunt folosite într-un amestec.

Se recomandă o verificare pentru a vedea dacă mănușile sunt adecvate pentru utilizarea prevăzută, deoarece condițiile la locul de muncă pot varia în funcție de temperatură, uzură și degradare și de verificarea tipului.

Dacă mănușile au fost deja folosite, acestea pot oferi o rezistență redusă datorită modificărilor caracteristicilor fizice împotriva substanțelor chimice periculoase. Degradarea, mișcările, semnele de uzură frecarea etc. cauzate prin contactul cu substanțele chimice se poate reduce durata efectivă de utilizare. În cazul substanțelor chimice agresive, degradarea poate fi cel mai important factor care trebuie luat în considerare la alegerea mănușilor rezistente la substanțele chimice.

Înainte de utilizare mănușile trebuie verificate cu privire la orice tip de uzură sau deteriorări.

Doar de unică folosință, nu se reutilizează.



EN ISO 374-2:2019

Mănuși de protecție împotriva produselor chimice și a microorganismelor - Partea 2: Determinarea rezistenței la penetrare

Test	Rezultat
Verificare scurgere apă	Promovat





EN ISO 374-4:2019	Mănuși de protecție împotriva produselor chimice și a microorganismelor – Partea 4: Determinarea rezistenței la degradare cu produse chimice															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Substanțe chimice de verificare</th> <th>Degradation %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J n-heptan</td> <td>50,6</td> </tr> <tr> <td>K Hidroxid de sodiu 40%</td> <td>-7,1</td> </tr> <tr> <td>L Acid sulfuric 96%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>O Apă amoniacală 25%</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>P Peroxid de hidrogen 30%</td> <td>27,1</td> </tr> <tr> <td>T Formaldehidă 37%</td> <td>17,7</td> </tr> </tbody> </table>	Substanțe chimice de verificare	Degradation %	J n-heptan	50,6	K Hidroxid de sodiu 40%	-7,1	L Acid sulfuric 96%	100	O Apă amoniacală 25%	27	P Peroxid de hidrogen 30%	27,1	T Formaldehidă 37%	17,7	
Substanțe chimice de verificare	Degradation %															
J n-heptan	50,6															
K Hidroxid de sodiu 40%	-7,1															
L Acid sulfuric 96%	100															
O Apă amoniacală 25%	27															
P Peroxid de hidrogen 30%	27,1															
T Formaldehidă 37%	17,7															
EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Norma privind mănușile de protecție împotriva riscurilor chimice și a microorganismelor - Partea 5: Terminologie și cerințe de performanță pentru riscuri cauzate de microorganisme															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Rezultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protecția împotriva bacteriilor și a ciupercilor</td> <td>Promovat</td> </tr> <tr> <td>Protecția împotriva bacteriilor, ciupercilor și virusilor</td> <td>Promovat</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informații Rezistența împotriva penetrării a fost evaluată în condiții de laborator și se referă în mod exclusiv la mostrele verificate.</p>	Test	Rezultat	Protecția împotriva bacteriilor și a ciupercilor	Promovat	Protecția împotriva bacteriilor, ciupercilor și virusilor	Promovat									
Test	Rezultat															
Protecția împotriva bacteriilor și a ciupercilor	Promovat															
Protecția împotriva bacteriilor, ciupercilor și virusilor	Promovat															
VO (EU) 2023/988	Regulamentul (UE) nr. 2023/988 referitor la siguranța generală a produsului															
VO (EG) 1935/2004	Regulament privind materialele și obiectele din plastic care sunt prevăzute pentru a intra în contact cu alimentele.															
VO (EU) 10/2011	Regulament privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare															
XXI/1.	Recomandarea Institutului Federal pentru Evaluarea Riscurilor XXI/1. cu privire la bunurile de consum din cauciuc natural și sintetic în cazul contactului cu alimentele															
	<p>Informații Categoría 3 - Contact pe termen scurt</p> <p>Se folosesc doar materialele aprobate conform Tabelului 1 din Recomandarea XXI/1 a Institutului Federal pentru Evaluarea Riscurilor (BfR) și aditivi conform anexei din Recomandarea XXI a BfR și Tabelului 2 din Recomandarea XXI/1 a BfR. Sunt respectate valorile limită recomandate.</p>															

Utilizare

Instrucțiuni de utilizare	<p>Înainte de utilizare Asigurați-vă că ați ales produsul adecvat pentru nevoile dvs. și pentru domeniile dvs. de utilizare și respectați cerințele normelor respective. Dacă aveți întrebări, adresați-vă furnizorului dvs. de mănuși de protecție de unică folosință.</p> <p>Nu purtați mănușile de protecție de unică folosință dacă acestea prezintă deteriorări sau dacă au fost deja folosite. Mănușile de protecție de unică folosință sunt prevăzute pentru utilizarea de scurtă durată în lucrul cu substanțe chimice ușoare.</p> <p>Manipulare Vă rugăm să alegeți mărimea care vi se potrivește. Mănușile de protecție de unică folosință protejează zona pe care o acoperă. Dacă este necesară protejarea altor părți ale corpului sau a căilor respiratorii, completați cu alte EIP și utilizați doar echipamente individuale de protecție aprobate pentru utilizarea prevăzută. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru combinația corectă de EIP suplimentar și pentru respectarea prevederilor necesare ale normelor, în funcție de utilizarea preconizată.</p> <p>Dumneavoastră stabiliți pe propria răspundere durata de utilizare pentru fiecare caz în parte, luând în considerare efectul de protecție și confortul la purtare. În urma unei contaminări nu poate fi exclusă o modificare a nivelului de performanță indicat. De asemenea, în timpul utilizării, verificați în mod regulat dacă produsul este intact. Înlocuiți imediat o mănușă de protecție de unică folosință deteriorată cu una intactă. În cazul contaminărilor sau al deteriorărilor, mănușa de protecție de unică folosință trebuie scoasă și eliminată în mod corespunzător.</p>
Indicație de siguranță	Conform analizei noastre de risc ce respectă EN ISO 14971:2019 + A11:2021, acest produs nu necesită indicații suplimentare de siguranță.
Înlăturare	Produsele neutilizate și necontaminate pot fi arse conform prevederilor mediului sau pot fi eliminate la punctele de colectare. Produsele contaminate trebuie eliminate conform legilor și prevederilor naționale în vigoare în funcție de tipul de contaminare.
Durată de valabilitate	5 ani de la data fabricației, în măsura în care sunt neutilizate și în cazul unei depozitări corecte.
Depozitare	<p>A se proteja de căldura puternică, acțiunea razelor solare, îngheț, umiditate, ozon, raze Röntgen și lumină ultravioletă.</p> <p>Depozitare uscată</p> <p>Temperatura de depozitare între 10 °C și 40 °C.</p> <p>Depozitarea necorespunzătoare poate duce la reducerea valabilității.</p>





Trasabilitatea Trasabilitatea în funcție de lot de la redarea necesarului până la ieșirea din depozit.
Fișa produsului Versiune 2 valabil de la lotul 2617 +

Ambalaj

Reciclare Licențiat conform ambalajului, număr licență DE1618662887322.
Vă rugăm să duceți ambalajul la reciclare.

**www.wiros.de**

WEB <https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/>

VARIANTĂ 1

Unitate de vânzare 1000 bucată/Carton

Strat de ambalaj 1 100 bucată/Cutie de dozare

Cantitate minimă de comandă 1 Carton

Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Mărime	Mărime (l x L)	Toleranță
	40458771	negru	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458772	negru	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458773	negru	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458774	negru	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458775	negru	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
	40458781	portocaliu	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458782	portocaliu	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458783	portocaliu	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458784	portocaliu	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458785	portocaliu	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm

GTINs	Nr. articol	Unit of Use UDI	Strat de ambalaj 1 UDI	Strat de ambalaj 2 UDI	Carton UDI
	40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
	40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
	40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
	40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
	40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
	40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
	40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
	40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
	40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
	40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823


Cifrele referitoare la dimensiuni, greutate, grosimi și toleranțe trebuie înțelese ca valori nominale și pot varia.

Datele se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre. Nu reprezintă o asigurare garantată a caracteristicilor produsului și nu reprezintă un drept contractual. Datele care sunt mai vechi de 2 ani trebuie confirmate din nou.

Ne asumăm dreptul la erorile de introducere și la greșeli.

Fișele produsului puse la dispoziție sunt proprietatea WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH este proprietarul tuturor drepturilor de autor/utilizare și exploatare ale fișelor cu datele produselor. Nu este permisă modificarea fișelor cu datele produsului sau modificarea pictogramei. Fișele cu datele produsului puse la dispoziție pot fi utilizate doar împreună cu produsele originale WIROS.





Folha de dados do produto

wiroSTRUCTUREGRIP PF



LUVAS DE BORRACHA NITRÍLICA

Sem pó | Textura aderente em losango



PROFESSIONAL





Fabricante

Empresa + Morada	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemanha
Marca comercial	care & serve®

Descrição do produto

Categoria	PROFESSIONAL
Designação do produto	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Luvas de borracha nitrílica Sem pó Textura aderente em losango
Características do produto	Sem pó Textura aderente em losango



Material

Material	borracha nitrílica sintética
espessura do material	Dedo: ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) Superfície da mão: ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Orla: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Peso do material	Tamanho M ≈ 6,5 g/un. (± 0,2 g)

Utilização

Uso pretendido	Luva de proteção descartável para evitar o contacto da superfície da mão com substâncias e misturas perigosas para a saúde ou com agentes biológicos nocivos. O nível de proteção e o tempo máximo de uso são determinados pelo nível de desempenho para cada substância testada.
Contacto com alimentos	É permitido um contacto indireto breve com os alimentos.
Indicação de utilização	Produto descartável. não estéril
Limitação	A avaliação da adequabilidade dos produtos care & serve® é da inteira responsabilidade do utilizador. O fabricante não assume qualquer responsabilidade pela utilização inadequada dos produtos care & serve®. Se uma análise de risco chegar à conclusão que a proteção mencionada NÃO é suficiente, deve ser usado um vestuário de proteção com um comportamento de proteção superior.
Áreas de aplicação	Indústria Indústria farmacêutica HACCP Limpeza Higiene Casa + Jardim Agricultura Construção civil
Informações adicionais sobre o material	sem látex
Indicação sobre a saúde	Se ocorrerem irritações cutâneas ou reações alérgicas, interrompa imediatamente a utilização e procure aconselhamento médico. Tanto quanto se sabe, de acordo com o estado atual da tecnologia, os produtos não contêm qualquer substância tóxica, cancerígena ou mutagénica quando utilizados de acordo com a utilização prevista. Não contém proteínas do látex e, por isso, é adequado para pessoas com alergia ao látex. No entanto, pode conter aceleradores de vulcanização (alergénios do tipo IV).



Normas

Marcação CE	Equipamento de proteção individual da categoria III de acordo com a resolução (UE) 2016/425
-------------	---



Marcação CE

A marcação CE garante a livre circulação de produtos e mercadorias dentro da Comunidade

Económica Europeia. O produto com a marca CE cumpre os requisitos essenciais dos regulamentos europeus aplicáveis.



economica Europeia. O produto com a marca CE cumpre os requisitos essenciais aos regulamentos europeus especificados.

EN ISO 21420:2020

Norma sobre luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de teste

Teste	Resultado
Valor pH	Aprovado
Mobilidade	5
Comprimento mínimo	Comprimento
Tamanho 7: 230 mm	≈ 240 mm
Tamanho 8: 240 mm	≈ 240 mm
Tamanho 9: 250 mm	≈ 240 mm
Tamanho 10: 260 mm	≈ 240 mm
rozmiar 11: 270 mm	≈ 240 mm



Informações

Observe as informações e instruções de uso do produto.

EN 455-1:2022

Luvas médicas para uso único - Parte 1: Requisitos e ensaio à estanquidade

Verificação de retenção de água	Resultado
Estanquidade	AQL 1.5

AQL
1.5

EN 455-2:2015

Luvas médicas para uso único - Parte 2: Requisitos e ensaios às propriedades físicas

Comprimento mínimo	Comprimento
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Teste	Resultado
Resistência ao rasgo	Aprovado

EN 455-3:2015

Luvas médicas para uso único - Parte 3: Requisitos e ensaios para a avaliação biológica

Teste	Resultado
Resíduos de pó	0,11 mg/g

EN 455-4:2009

Luvas médicas para uso único - Parte 4: Requisitos e ensaios para determinação da validade mínima

Teste	Anos
Validade	5

EN ISO 374-1:2016 +
A1:2018 TYPE B

Norma sobre luvas de proteção contra produtos químicos perigosos e microrganismos - Parte 1: Terminologia e requisitos de desempenho para riscos químicos.

Substância química de ensaio	Nível
J n-heptano	2
K hidróxido de sódio 40%	6
L ácido sulfúrico 96%	1
O água de amônia 25%	6
P peróxido de hidrogênio 30%	4
T Formaldeído 37%	5



Informações

Tempo de avanço: Nível 1 > 10 Min. | Nível 2 > 30 Min. | Nível 3 > 60 Min. | Nível 4 > 120 Min. | Nível 5 > 240 Min. | Nível 6 > 480 Min.

Esta informação não especifica o tempo real de proteção no local de trabalho e a distinção entre misturas e produtos químicos puros.

A resistência a produtos químicos foi avaliada em condições de laboratório em amostras colhidas apenas na palma da mão (exceto no caso em que a luva é de 400 mm ou mais - nesse caso, o manguito também é testado) e refere-se exclusivamente a os produtos químicos testados. A resistência pode ser diferente se o produto químico for usado em uma mistura.

Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, pois as condições do local de trabalho podem diferir daquelas do teste de tipo, dependendo da temperatura, abrasão e degradação.

Se já foram usadas luvas de proteção, elas podem oferecer menos resistência a produtos químicos perigosos devido a alterações em suas propriedades físicas. Degradação, movimento, arrasto, atrito, etc. causados pelo contato com produtos químicos podem reduzir significativamente a vida útil real. Com produtos químicos agressivos, a degradação pode ser o fator mais importante a ser considerado na escolha de luvas resistentes a produtos químicos.

As luvas devem ser verificadas quanto a falhas ou defeitos antes do uso.

Concebido apenas para uma utilização única, não volte a utilizar.

EN ISO 374-2:2019

Luvas de proteção contra substâncias químicas e microrganismos - Parte 2: Determinação da resistência à penetração

Teste	Resultado
Teste de vazamento de água	Aprovado



EN ISO 374-4:2019

Luvas de proteção contra substâncias químicas e microrganismos - Parte 4: Determinação da resistência à degradação por produtos químicos






Substância química de ensaio	Degradation %
J n-heptano	50,6
K hidróxido de sódio 40%	-7,1
L ácido sulfúrico 96%	100
O água de amônia 25%	27
P peróxido de hidrogênio 30%	27,1
T Formaldeído 37%	17,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Norma sobre luvas de proteção contra produtos químicos perigosos e microrganismos - Parte 5: Terminologia e requisitos de desempenho para riscos de microrganismos							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Teste</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proteção bacteriana e fúngica</td> <td>Aprovado</td> </tr> <tr> <td>Proteção bacteriana e fúngica e viral</td> <td>Aprovado</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informações A resistência à penetração foi avaliada em condições de laboratório e se aplica somente às amostras testadas.</p>	Teste	Resultado	Proteção bacteriana e fúngica	Aprovado	Proteção bacteriana e fúngica e viral	Aprovado	
Teste	Resultado							
Proteção bacteriana e fúngica	Aprovado							
Proteção bacteriana e fúngica e viral	Aprovado							
VO (EU) 2023/988	Regulamento (UE) n.º 2023/988 relativo à segurança geral dos produtos							
VO (EG) 1935/2004	Regulamento relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios							
VO (EU) 10/2011	Regulamento sobre materiais e objetos de plástico destinados a entrar em contato com alimentos							
XXI/1.	Recomendação do Instituto Federal alemão de Avaliação de Riscos XXI/1. sobre bens de consumo de borracha natural e sintética em contacto com géneros alimentícios							
	<p>Informações Categoria 3 - Contacto de curta duração</p> <p>Utiliza-se apenas substâncias aprovadas de acordo com a tabela 1 da Recomendação XXI/1 do BfR, aditivos de acordo com o anexo da Recomendação XXI do BfR e a tabela 2 da Recomendação XXI/1 do BfR. Os valores-limite recomendados são respeitados.</p>							

Utilização

Instruções de utilização	<p>Antes da utilização Certifique-se de que selecionou o produto certo para as suas necessidades e áreas de aplicação e cumpra as especificações das normas respetivas. Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o fornecedor da sua luva de proteção descartável. Não use a luva de proteção descartável se esta apresentar defeitos ou já tiver sido usada. As luvas de proteção descartáveis são destinadas apenas ao uso de curta duração em trabalhos com produtos químicos leves.</p> <p>Utilização Escolha o tamanho indicado para si. A luva de proteção descartável protege a área coberta com a mesma. Caso seja necessário proteger outras partes do corpo ou do trato respiratório, faça uso de EPI adicionais e use apenas EPI aprovados para o uso pretendido. O utilizador é o único responsável pela combinação correta de EPI ou dispositivos médicos adicionais e pelo cumprimento das especificações das normas exigidas para cada aplicação. . É o único responsável por determinar o tempo de utilização do produto, tendo em consideração o efeito protetor e o conforto. Após a contaminação, uma alteração nos níveis de desempenho especificados não pode ser excluída. Verifique mesmo durante a utilização se o artigo não está danificado. Substitua imediatamente uma luva de proteção descartável danificada por uma luva intacta. Se contaminada ou danificada, a luva de proteção descartável deve ser removida e adequadamente eliminada.</p>
Nota de Segurança	De acordo com a nossa análise de riscos de acordo com a EN ISO 14971:2019 + A11:2021, não são necessárias quaisquer instruções de segurança adicionais para este produto.
Eliminação	Os produtos não utilizados e não contaminados podem ser incinerados ou descartados de maneira ambientalmente correta. Os produtos contaminados devem ser descartados de acordo com as leis e regulamentos nacionais aplicáveis a cada tipo de contaminação.
Validade	5 anos a partir da data de produção, se não for usado e armazenado corretamente.
Armazenagem	<p>Proteger contra o calor forte, radiação solar, geada, humidade ozono, raios X e luz ultravioleta. Armazenar a seco. Temperatura de armazenamento entre 10 °C e 40 °C. Um armazenamento inadequado pode levar a uma redução na validade.</p>
Rastreabilidade	<p>Rastreabilidade relacionada ao lote desde a determinação de requisitos até a saída do armazém Folha de dados do produto Versão 2 Válido a partir do lote 2617 +</p>





Embalagem

Reciclagem

Licenciado de acordo com a norma alemã VerpackG, número de licença DE1618662887322.
Por favor, devolva a embalagem para reciclagem.



www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/>

Variante 1

Unidade de venda

1000 unidade/Cartão

Nível de embalagem 1

100 unidade/Caixa dispensadora

Quantidade mínima

1 Cartão

Números de artigo

Número de artigo	Cor	Tamanho	Tamanho (L x C)	Tolerância
40458771	preto	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
40458772	preto	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
40458773	preto	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
40458774	preto	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
40458775	preto	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
40458781	laranja	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
40458782	laranja	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
40458783	laranja	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
40458784	laranja	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
40458785	laranja	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm

GTINs


Número de artigo	Unit of Use UDI	Nível de embalagem 1 UDI	Nível de embalagem 2 UDI	Cartão UDI
40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823

Os valores das dimensões, pesos, espessuras e tolerâncias devem ser entendidos como valores nominais e podem diferir.

As informações são baseadas no estado atual do nosso conhecimento. Elas não são uma garantia dos recursos do produto e não fundamentam um entendimento contratual da lei Por favor, reconfirme as informações com mais de 2 anos. Erros ortográficos e equívocos reservados.

As fichas técnicas do produto fornecidas são propriedade da WIROS Wilfried Rosbach GmbH. A WIROS Wilfried Rosbach GmbH é detentora de todos os direitos de autor, de utilização e exploração das fichas técnicas do produto. Não são permitidas quaisquer alterações às fichas técnicas do produto ou a utilização de pictogramas. As fichas técnicas do produto fornecidas só podem ser utilizadas em conjunto com os produtos originais WIROS.





Gaminio duomenų lapas

wiroSTRUCTUREGRIP PF



NITRILO PIRŠTINĖS

Nepudruota | Deimantinės rankenos tekstūra



PROFESSIONAL





Gamintojas

Firma + Adresas	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vokietija
Prekiniai ženklai	care & serve®

Gaminio aprašymas

Kategorija	PROFESSIONAL
Gaminio pavadinimas	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Nitrilo pirštinės Nepudruota Deimantinės rankenos tekstūra
Gaminio savybės	Nepudruota Deimantinės rankenos tekstūra



Medžiaga

Medžiaga	sintetinis nitrilo kaučiukas
Medžiagos storis	Pirštas: ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) Delnas: ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Kraštas: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Medžiagos svoris	M dydis ≈ 6,5 g/vnt. (± 0,2 g)

Naudojimas

Naudojimo paskirtis	Vienkartinės apsauginės pirštinės skirtos išvengti plaštakų paviršiaus kontakto su sveikatai kenksmingomis medžiagomis ir mišiniais arba su kenksmingomis biologiškai aktyviomis medžiagomis. Apsaugomo ploto aukštis ir ilgiausia dėvėjimo trukmė priklauso nuo bandytos medžiagos nustatyto veiksmingumo lygio.
Kontaktas su maisto produktais	Leidžiamas trumpalaikis, netiesioginis kontaktas su maisto produktais.
Naudojimo nurodymas	Vienkartinis gaminys nesterilus
Apribojimai	Už tinkamumą naudoti „care & serve®“ gaminius atsako tik naudotojas. Gamintojas jokiū būdu neprisima atsakomybės už netinkamą „care & serve®“ gaminių naudojimą. Jei rizikos analizė parodė, kad nurodytos apsaugos NEPAKANKA, turėtumėte naudoti apsauginius drabužius su didesne apsauga.
Naudojimo sritys	Gamybos farmacijos pramonė HACCP Valymas Higiena Buitis + sodas žemės ūkis statybos sektorius
Papildoma informacija apie medžiagas	be latekso
Nurodymai dėl sveikatos	Jei sudirginama oda ar pasireiškia alerginės reakcijos, nedelsiant nutraukite naudojimą ir kreipkitės į gydytoją. Kiek žinoma pagal esamą technikos lygį, gaminiuose nėra jokių toksiškų, kancerogeninių, mutageninių medžiagų, kai jie naudojami pagal paskirtį. Nėra latekso proteinų, todėl tinka asmenims, turintiems alergiją lateksui. Tačiau gali būti vulkanizacijos greitiklių (IV tipo alergenu).


Standartai

CE ženklas	III kategorijos asmeninės apsaugos priemonės pagal ES 2016/425
CE ženklas	CE ženklas užtikrina laisvą gaminių ir prekių judėjimą Europos ekonominėje bendrijoje. CE ženklu pažymėtas gaminys atitinka esminius nurodytų Europos reglamentų reikalavimus.
EN ISO 21420:2020	Apsauginės pirštinės. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai



Bandymas

Rezultatas





wiroSTRUCTUREGRIP PF

	<table border="1"> <tr> <td>pH reikšmė</td> <td>Išlaikytas</td> <td rowspan="8">www.wiros.de/FU</td> </tr> <tr> <td>Judėjimas</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Mažiausias ilgis</td> <td>Ilgis</td> </tr> <tr> <td>7 dydis: 230 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>8 dydis: 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>9 dydis: 250 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>10 dydis: 260 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Dydis 11: 270 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> </table> <p>Informacija Laikykitės nurodymų, pateiktų informacijoje apie gaminį ir jo naudojimo instrukcijoje.</p>	pH reikšmė	Išlaikytas	www.wiros.de/FU	Judėjimas	5	Mažiausias ilgis	Ilgis	7 dydis: 230 mm	≈ 240 mm	8 dydis: 240 mm	≈ 240 mm	9 dydis: 250 mm	≈ 240 mm	10 dydis: 260 mm	≈ 240 mm	Dydis 11: 270 mm	≈ 240 mm
pH reikšmė	Išlaikytas	www.wiros.de/FU																
Judėjimas	5																	
Mažiausias ilgis	Ilgis																	
7 dydis: 230 mm	≈ 240 mm																	
8 dydis: 240 mm	≈ 240 mm																	
9 dydis: 250 mm	≈ 240 mm																	
10 dydis: 260 mm	≈ 240 mm																	
Dydis 11: 270 mm	≈ 240 mm																	
EN 455-1:2022	<p>Vienkartinės medicininės pirštinės. 1 dalis. Skylių suradimas. Reikalavimai ir tikrinimas</p> <table border="1"> <tr> <td>Bandymas vandens pralaidumui</td> <td>Rezultatas</td> <td rowspan="2">AQL 1.5</td> </tr> <tr> <td>Tankis</td> <td>AQL 1.5</td> </tr> </table>	Bandymas vandens pralaidumui	Rezultatas	AQL 1.5	Tankis	AQL 1.5												
Bandymas vandens pralaidumui	Rezultatas	AQL 1.5																
Tankis	AQL 1.5																	
EN 455-2:2015	<p>Vienkartinės medicininės pirštinės. 2 dalis. Fizikinių savybių reikalavimai ir tikrinimas</p> <table border="1"> <tr> <td>Mažiausias ilgis</td> <td>Ilgis</td> </tr> <tr> <td>XS - XL ≈ 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Bandymas</td> <td>Rezultatas</td> </tr> <tr> <td>Plėšimo jėga</td> <td>Išlaikytas</td> </tr> </table>	Mažiausias ilgis	Ilgis	XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm	Bandymas	Rezultatas	Plėšimo jėga	Išlaikytas									
Mažiausias ilgis	Ilgis																	
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm																	
Bandymas	Rezultatas																	
Plėšimo jėga	Išlaikytas																	
EN 455-3:2015	<p>Vienkartinės medicininės pirštinės. 3 dalis. Biologinio įvertinimo reikalavimai ir bandymai</p> <table border="1"> <tr> <td>Bandymas</td> <td>Rezultatas</td> </tr> <tr> <td>Pudros likučiai</td> <td>0,11 mg/g</td> </tr> </table>	Bandymas	Rezultatas	Pudros likučiai	0,11 mg/g													
Bandymas	Rezultatas																	
Pudros likučiai	0,11 mg/g																	
EN 455-4:2009	<p>Vienkartinės medicininės pirštinės. 4 dalis. Mažiausios laikymo trukmės reikalavimai ir bandymai</p> <table border="1"> <tr> <td>Bandymas</td> <td>Metai</td> </tr> <tr> <td>Tinkamumas naudoti</td> <td>5</td> </tr> </table>	Bandymas	Metai	Tinkamumas naudoti	5													
Bandymas	Metai																	
Tinkamumas naudoti	5																	
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B	<p>Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. 1 dalis. Terminija ir apsaugos nuo cheminės rizikos charakteristikų reikalavimai.</p> <table border="1"> <tr> <td>Išbandytos cheminės medžiagos</td> <td>Lygis</td> <td rowspan="7">AJKLMOPT</td> </tr> <tr> <td>J n heptanas</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>K Natrio hidroksidas 40 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L Sieros rūgštis 96 %</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>O Amoniaکو vanduo 25 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>P Vandenių peroksidas 30 %</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>T Formaldehididas 37 %</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>Informacija Irimo laikas: 1 lygis > 10 min. 2 lygis > 30 min. 3 lygis > 60 min. 4 lygis > 120 min. 5 lygis > 240 min. 6 lygis > 480 min. Ši informacija nepateikia duomenų apie faktinę apsaugos trukmę darbo vietoje ir apie mišinių ir grynų cheminių medžiagų skaidymąsi. Atsparumas cheminėms medžiagoms nustatytas laboratorinėmis sąlygomis bandymą atliekant tik delno plote (išskyrus 400 mm ilgio ir ilgesnes pirštines; tokių buvo bandomas ir jų rankogalis) ir tik su išbandytais cheminėmis medžiagomis. Atsparumas gali kisti, jei naudojamas cheminių medžiagų mišinys. Rekomenduojame patikrinti, ar pirštinės tinkamos naudoti, nes sąlygos darbo vietoje gali kisti priklausomai nuo temperatūros, trinties ir blogėjimo ir dėl to gali pasikeisti tipinis bandymas. Jei apsaugines pirštines jau panaudojote, dėl pasikeitusių jų fizikinių savybių jų atsparumas pavojingos cheminėms medžiagoms gali pasikeisti. Dėl sąlyčio su cheminėmis medžiagomis atsiradęs blogėjimas, judesiai, išsitraukę siūlai, nusitrynimai ir kt. gali ženkliai sutrumpinti faktinę naudojimo trukmę. Naudojant agresyvias chemines medžiagas blogėjimas yra svarbiausias faktorius, į kurį reikia atsižvelgti, kai renkatės cheminių medžiagų poveikiui atsparias pirštines. Prieš naudodami pirštines patikrinkite, ar nėra broko ir trūkumų. Tik vienkartiniam naudojimui, pakartotinai nenaudoti.</p>	Išbandytos cheminės medžiagos	Lygis	AJKLMOPT	J n heptanas	2	K Natrio hidroksidas 40 %	6	L Sieros rūgštis 96 %	1	O Amoniaکو vanduo 25 %	6	P Vandenių peroksidas 30 %	4	T Formaldehididas 37 %	5		
Išbandytos cheminės medžiagos	Lygis	AJKLMOPT																
J n heptanas	2																	
K Natrio hidroksidas 40 %	6																	
L Sieros rūgštis 96 %	1																	
O Amoniaکو vanduo 25 %	6																	
P Vandenių peroksidas 30 %	4																	
T Formaldehididas 37 %	5																	
EN ISO 374-2:2019	<p>Apsauginės pirštinės nuo pavojingų cheminių medžiagų ir mikroorganizmų. 2 dalis: atsparumo praskisverbimui nustatymas</p> <table border="1"> <tr> <td>Bandymas</td> <td>Rezultatas</td> </tr> <tr> <td>Laidumo vandeniui bandymas</td> <td>Išlaikytas</td> </tr> </table>	Bandymas	Rezultatas	Laidumo vandeniui bandymas	Išlaikytas													
Bandymas	Rezultatas																	
Laidumo vandeniui bandymas	Išlaikytas																	
EN ISO 374-4:2019	<p>Apsauginės pirštinės nuo pavojingų cheminių medžiagų ir mikroorganizmų. 4 dalis: atsparumo cheminiams skilimui nustatymas</p> <table border="1"> <tr> <td>Išbandytos cheminės medžiagos</td> <td>Degradation %</td> </tr> <tr> <td>J n heptanas</td> <td>50,6</td> </tr> <tr> <td>K Natrio hidroksidas 40 %</td> <td>-7,1</td> </tr> <tr> <td>L Sieros rūgštis 96 %</td> <td>100</td> </tr> </table>	Išbandytos cheminės medžiagos	Degradation %	J n heptanas	50,6	K Natrio hidroksidas 40 %	-7,1	L Sieros rūgštis 96 %	100									
Išbandytos cheminės medžiagos	Degradation %																	
J n heptanas	50,6																	
K Natrio hidroksidas 40 %	-7,1																	
L Sieros rūgštis 96 %	100																	





	O Amoniako vanduo 25 %	27	
	P Vandenilio peroksidas 30 %	27,1	
	T Formaldehidas 37 %	17,7	
EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. 5 dalis. Terminija ir apsaugos nuo		
	Bandymas	Rezultatas	
	Apsauga nuo bakterijų ir grybelio	Išlaikytas	
	Apsauga nuo bakterijų, grybelio ir virusų	Išlaikytas	
	Informacija Atsparumas įsisukverdimui buvo nustatytas laboratorinėmis sąlygomis ir taikomas tik išbandytiems bandiniams.		
VO (EU) 2023/988	Reglamentas (ES) Nr. 2023/988 dėl bendros gaminių saugos		
VO (EG) 1935/2004	Potvarkis dėl medžiagų ir objektų, pagamintų iš plastiko, kurie skirti liestis su maisto produktais		
VO (EU) 10/2011	Potvarkis dėl medžiagų ir daiktų iš plastiko, skirtų sąlyčiui su maisto produktais		
XXI/1.	XXI/1-oji Federalinio rizikos vertinimo instituto rekomendacija dėl plataus vartojimo prekių iš natūralaus ir sintetinio kaučiuko, kurios turi sąlytį su maistu		
	Informacija 3 kategorija - trumpalaikis kontaktas		
	Naudojamos tik patvirtintos medžiagos pagal „BFR“ XXI/1 rekomendacijos 1 lentelę, priedai pagal „BFR“ rekomendacijos XXI priedą ir „BFR“ rekomendacijos XXI/1 2 lentelę. Laikomos rekomenduojamų slenkstinių verčių.		


Naudojimas


Naudojimo instrukcija	<p>Prieš naudojant</p> <p>Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą gaminį, atitinkantį jūsų poreikius ir taikymo sritis, ir laikykitės atitinkamų standartų nurodymų. Jei turite klausimų, susisiekite su vienkartinį apsauginių pirštinių tiekėju.</p> <p>Nedėvėkite vienkartinį apsauginių pirštinių, jei jos pažeistos arba jau buvo naudotos. Vienkartinės apsauginės pirštinės skirtos naudoti, kai dirbama su nestipriais chemikalais ir naudojamos tik trumpai.</p> <p>Tvarkymas</p> <p>Pasirinkite jums tinkantį dydį.</p> <p>Vienkartinė apsauginė pirštinė apsaugo ją uždengtą plotą. Jei reikalinga kitų kūno dalių arba kvėpavimo takų apsauga, naudokite papildomas AAP, naudokite tik tokias AAP, kurios leidžiamos naudoti numatytu tikslu. Už tinkamą papildomų AAP derinį ir būtinų standartų nurodymų laikymąsi pagal numatytą naudojimo paskirtį atsako tik naudotojas.</p> <p>Jūs patys esate atsakingi už naudojimo trukmės nustatymą, atsižvelgiant į apsauginį poveikį ir dėvėjimo patogumą. Po užteršimo gali pasikeisti nurodyta atsparumo klasė. Naudodami nuolat tikrinkite, ar gaminys nepažeistas. Nedelsdami pakeiskite pažeistą vienkartinę apsauginę pirštinę į nepažeistą. Užteršimo ar pažeidimo atveju vienkartinę apsauginę pirštinę reikia nuimti ir tinkamai pašalinti.</p>
Saugos nurodymas	Pagal mūsų rizikos analizę remiantis EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šiam gaminiui nereikalingi jokie papildomi saugos nurodymai.
Utilizavimas	Nepanaudoti ir neužteršti gaminiai gali būti deginami aplinkai saugiu būdu arba utilizuojami saugykloje. Užteršti gaminiai privalo būti utilizuojami pagal galiojančius nacionalinius įstatymus ir potvarkius atsižvelgiant į jų užterštumo pobūdį.
Tinkamumas naudoti	5 metai nuo pagaminimo datos, jei nenaudotos ir tinkamai sandėliuotos.
Laikymo sąlygos	<p>Saugoti nuo didelio karščio, saulės spindulių, šalnos, drėgmės, ozono, rentgeno spindulių ir ultravioletinių spindulių poveikio. Laikykite sausoje vietoje.</p> <p>Laikymo temperatūra nuo 10 °C iki 40 °C.</p> <p>Netinkamos laikymo sąlygos gali sutrumpinti tinkamumo naudoti trukmę.</p>
Atsekamumas	<p>Prekės partijos atsekamumas nuo paklausos tyrimo iki atsargų sumažinimo.</p> <p>Gaminio duomenų lapas Versija 2 galioja nuo prekės partijos 2617 +</p>



Pakuotė

Perdirbama	<p>Licencija išduota pagal „VerpackG“, licencijos numeris DE1618662887322.</p> <p>Prašome pakuotę pristatyti perdirbti.</p>	
------------	---	--





wiroSTRUCTUREGRIP PF

www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/>

Variantas 1

Pardavimo pakuotė 1000 vienetų/Kartono dėžutė

1 pakuotės lygis 100 vienetų/Dalytuvas

Mažiausias galimas užsakyti kiekis 1 Kartono dėžutė

Gaminio numeris	Gaminio numeris				
	Gaminio numeris	Spalva	Dydis	Dydis (P x I)	Tolerancija
	40458771	juoda	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458772	juoda	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458773	juoda	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458774	juoda	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458775	juoda	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
	40458781	oranžinė	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458782	oranžinė	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458783	oranžinė	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458784	oranžinė	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458785	oranžinė	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm

GTINs	GTINs				
	Gaminio numeris	Unit of Use UDI	Lygių pakuotė 1 UDI	Lygių pakuotė 2 UDI	Kartono dėžutė UDI
	40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
	40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
	40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
	40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
	40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
	40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
	40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
	40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
	40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
	40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823

Išmatavimų, svorio, storio ir tolerancijos duomenys yra tik formalūs ir gali skirtis.


Duomenys paremti mūsų turima dabartine informacija. Jie neužtikrina gaminio savybių ir nepagrindžia sutartinių teisinių santykių. Informaciją, kuri yra senesnė nei 2 metai, prašome patvirtinti iš naujo.

Galimi klaidingi duomenys ir neatitikimai.

Pristatomi gaminio duomenų lapai yra „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ nuosavybė. „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ yra gaminio duomenų lapų visų autorių (arba) naudojimo teisių savininkas. Draudžiama keisti gaminio duomenų lapus arba naudoti piktogramas.

Pristatomus gaminio duomenų lapus leidžiama naudoti tik su originaliais WIROS gaminiais.





Produkta datu lapa

wiroSTRUCTUREGRIP PF



NITRILA CIMDI

Bez pūdera | Rombveida saķeres tekstūra



PROFESSIONAL





Ražotājs

Uzņēmums + Adrese	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vācija
Preču zīme	care & serve®

Produkta apraksts

Kategorija	PROFESSIONAL
Produkta nosaukums	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Nitrila cimdi Bez pūdera Rombveida saķeres tekstūra
Produkta īpašības	Bez pūdera Rombveida saķeres tekstūra



Materiāls

Materiāls	Sintētiskais nitrilkaučuks
Materiāla biezums	Pirksti: ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) Plauksta: ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Mala: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Materiāla svars	Izmērs M ≈ 6,5 g/gab. (± 0,2 g)

Lietošana

Lietošanas mērķis	Vienreizējas lietošanas aizsargcimdš, kas paredzēts, lai izvairītos no plaukstu virsmas saskāres ar veselībai kaitīgām vielām un maisījumiem vai kaitīgām bioloģiski aktīvajām vielām. Aizsardzības pakāpe, kā arī maksimālais valkāšanas ilgums izriet no katram pārbaudītajam materiālam noteiktās veiktspējas klases.
Saskāre ar pārtikas produkti	Ir pieļaujama īslaicīga netieša saskāre ar pārtiku.
Lietošanas norādījums	Vienreizlietojams produkts nav sterili
Ierobežojums	Par care & serve® produktu pielietojuma atbilstības noteikšanu atbildīgs ir vienīgi pats lietotājs. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par nepareizu vai nelietprātīgu care & serve® produktu lietošanu. Ja riska analīzes rezultāti apliecina, ka minētā aizsardzība NAV pietiekama, ir jāizmanto aizsargapģērbs ar augstāku aizsardzības pakāpi.
Pielietojuma jomas	Rūpniecība farmaceutiskā rūpniecība HACCP Tīrīšana higiēna Māja + dārzs lauksaimniecība būvniecība
Papildu informācija par materiālu	nesatur lateksu
Norāde attiecībā uz veselību	Ja rodas ādas kairinājums vai alerģiskas reakcijas, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un meklējiet medicīnisku palīdzību. Cik zināms saskaņā ar pašreizējo tehnikas attīstības līmeni, produkti nesatur toksiskas, kancerogēnas vai mutagēnas vielas, ja tos izmanto atbilstoši paredzētajam lietojumam. Nesatur lateksa proteīnus, tāpēc ir piemērots cilvēkiem ar lateksa alerģiju. Tomēr var saturēt vulkanizācijas paātrinātājus (IV tipa alerģenus).

Standarti

CE marķējums	III kategorijas individuālie aizsargtīdzekļi saskaņā ar ES 2016/425
	CE marķējums CE marķējums garantē izstrādājumu un preču brīvu apriti Eiropas
EN ISO 21420:2020	Standarts par aizsargcimdiem – Vispārīgas prasības un pārbaudes metodes
	Pārbaude
	Rezultāts










	<table border="1"> <tr> <td>pH līmenis</td> <td>Sekmīga</td> <td rowspan="11" style="text-align: right; vertical-align: top;"><small>www.wiros.de/PU</small></td> </tr> <tr> <td>Kustīgums</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Minimālais garums</td> <td>Garums</td> </tr> <tr> <td>7. izmērs: 230 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>8. izmērs: 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>9. izmērs: 250 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>10. izmērs: 260 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Izmērs 11: 270 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Informācija</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nemiet vērā informāciju par produktu un lietošanas instrukciju.</td> </tr> </table>	pH līmenis	Sekmīga	<small>www.wiros.de/PU</small>	Kustīgums	5	Minimālais garums	Garums	7. izmērs: 230 mm	≈ 240 mm	8. izmērs: 240 mm	≈ 240 mm	9. izmērs: 250 mm	≈ 240 mm	10. izmērs: 260 mm	≈ 240 mm	Izmērs 11: 270 mm	≈ 240 mm	Informācija		Nemiet vērā informāciju par produktu un lietošanas instrukciju.	
pH līmenis	Sekmīga	<small>www.wiros.de/PU</small>																				
Kustīgums	5																					
Minimālais garums	Garums																					
7. izmērs: 230 mm	≈ 240 mm																					
8. izmērs: 240 mm	≈ 240 mm																					
9. izmērs: 250 mm	≈ 240 mm																					
10. izmērs: 260 mm	≈ 240 mm																					
Izmērs 11: 270 mm	≈ 240 mm																					
Informācija																						
Nemiet vērā informāciju par produktu un lietošanas instrukciju.																						
EN 455-1:2022	<p>Vienreizējas lietošanas medicīniskie cimdi – 1.daļa: Prasības un pārbaude, vai tajos nav caurumu</p> <table border="1"> <tr> <td>Ūdens izturības pārbaude</td> <td>Rezultāts</td> <td rowspan="2" style="text-align: right; vertical-align: middle;">AQL 1.5</td> </tr> <tr> <td>Hermētiskums</td> <td>AQL 1.5</td> </tr> </table>		Ūdens izturības pārbaude	Rezultāts	AQL 1.5	Hermētiskums	AQL 1.5															
Ūdens izturības pārbaude	Rezultāts	AQL 1.5																				
Hermētiskums	AQL 1.5																					
EN 455-2:2015	<p>Vienreizējas lietošanas medicīniskie cimdi – 2.daļa: Prasības un fizikālo īpašību testēšana</p> <table border="1"> <tr> <td>Minimālais garums</td> <td>Garums</td> </tr> <tr> <td>XS – XL ≈ 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Pārbaude</td> <td>Rezultāts</td> </tr> <tr> <td>Plēšanas spēks</td> <td>Sekmīga</td> </tr> </table>	Minimālais garums	Garums	XS – XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm	Pārbaude	Rezultāts	Plēšanas spēks	Sekmīga													
Minimālais garums	Garums																					
XS – XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm																					
Pārbaude	Rezultāts																					
Plēšanas spēks	Sekmīga																					
EN 455-3:2015	<p>Vienreizējas lietošanas medicīniskie cimdi – 3.daļa: Prasības un testi bioloģiskai novērtēšanai</p> <table border="1"> <tr> <td>Pārbaude</td> <td>Rezultāts</td> </tr> <tr> <td>Pūdera atlikumi</td> <td>0,11 mg/g</td> </tr> </table>	Pārbaude	Rezultāts	Pūdera atlikumi	0,11 mg/g																	
Pārbaude	Rezultāts																					
Pūdera atlikumi	0,11 mg/g																					
EN 455-4:2009	<p>Vienreizējas lietošanas medicīniskie cimdi – 4.daļa: Prasības un testēšana glabāšanas laika noteikšanai</p> <table border="1"> <tr> <td>Pārbaude</td> <td>Gadī</td> </tr> <tr> <td>Derīguma termiņš</td> <td>5</td> </tr> </table>	Pārbaude	Gadī	Derīguma termiņš	5																	
Pārbaude	Gadī																					
Derīguma termiņš	5																					
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B	<p>Standarts par aizsargcimdiem pret ķīmikālijām un mikroorganismiem – 1. daļa: Terminoloģija un īpašību prasības attiecībā uz ķīmisku apdraudējumu</p> <table border="1"> <tr> <td>Pārbaudes ķīmikālija</td> <td>Līmenis</td> <td rowspan="7" style="text-align: right; vertical-align: middle;"></td> </tr> <tr> <td>J n-heptāns</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>K Nātrija hidroksīds 40 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L Sērskābe 96 %</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>O Amonjakūdens 25 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>P Ūdeņraža peroksīds 30 %</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>T Formaldehīds 37 %</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>Informācija</p> <p>Materiāla pārrāvuma laiks: 1. līmenis > 10 min 2. līmenis > 30 min 3. līmenis > 60 min 4. līmenis > 120 min 5. līmenis > 240 min 6. līmenis > 480 min</p> <p>Šī informācija neatspoguļo faktisko aizsardzības ilgumu darba vietā un atšķirības starp maisījumiem un tīrām ķīmikālijām.</p> <p>Noturība pret ķīmikālijām ir novērtēta laboratorijas apstākļos, ņemot paraugus tikai no plaukšanas iekšējās virsmas (izņemot gadījumus, kad cimdi ir 400 mm vai garāks – tādā gadījumā tiek pārbaudīti arī piedurkne), un attiecas tikai uz pārbaudē izmantotajām ķīmikālijām. Noturība var būt citāda, ja ķīmikālija tiek lietota maisījumā.</p> <p>Ieteicams pārbaudīt, vai cimdi ir piemēroti paredzētajam lietojumam, jo apstākļi darba vietā var atšķirties no tipa pārbaudes apstākļiem atkarībā no temperatūras, nodiluma un degradācijas.</p> <p>Ja aizsargcimdi jau ir lietoti, cimdu sniegtā aizsardzība pret ķīmikālijām var būt pasliktināta fizikālo īpašību izmaiņu dēļ. Kustības, aizķeršanās, berze, degradācija, kuru izraisa saskare ar ķīmikālijām, utt. var būtiski samazināt faktisko lietošanas laiku. Kodīgu ķīmikāliju gadījumā degradācija var būt svarīgākais faktors, kas jāņem vērā, izvēloties cimdus aizsardzībai pret ķīmikālijām.</p> <p>Pirms lietošanas jāpārbauda, vai cimdiem nav nekādu trūkumu vai bojājumu.</p> <p>Paredzēti tikai vienreizējai lietošanai. Neizmantojiet atkārtoti.</p>	Pārbaudes ķīmikālija	Līmenis		J n-heptāns	2	K Nātrija hidroksīds 40 %	6	L Sērskābe 96 %	1	O Amonjakūdens 25 %	6	P Ūdeņraža peroksīds 30 %	4	T Formaldehīds 37 %	5						
Pārbaudes ķīmikālija	Līmenis																					
J n-heptāns	2																					
K Nātrija hidroksīds 40 %	6																					
L Sērskābe 96 %	1																					
O Amonjakūdens 25 %	6																					
P Ūdeņraža peroksīds 30 %	4																					
T Formaldehīds 37 %	5																					
EN ISO 374-2:2019	<p>Aizsargcimdi pret ķīmikālijām un mikroorganismiem – 2. daļa: Caurduršanas pretestības noteikšana</p> <table border="1"> <tr> <td>Pārbaude</td> <td>Rezultāts</td> </tr> <tr> <td>Ūdens noplūdes pārbaude</td> <td>Sekmīga</td> </tr> </table>	Pārbaude	Rezultāts	Ūdens noplūdes pārbaude	Sekmīga																	
Pārbaude	Rezultāts																					
Ūdens noplūdes pārbaude	Sekmīga																					
EN ISO 374-4:2019	<p>Aizsargcimdi pret ķīmikālijām un mikroorganismiem – 4. daļa: Noturība pret ķīmikāliju izraisītu degradāciju</p> <table border="1"> <tr> <td>Pārbaudes ķīmikālija</td> <td>Degradation %</td> </tr> <tr> <td>J n-heptāns</td> <td>50,6</td> </tr> <tr> <td>K Nātrija hidroksīds 40 %</td> <td>-7,1</td> </tr> </table>	Pārbaudes ķīmikālija	Degradation %	J n-heptāns	50,6	K Nātrija hidroksīds 40 %	-7,1															
Pārbaudes ķīmikālija	Degradation %																					
J n-heptāns	50,6																					
K Nātrija hidroksīds 40 %	-7,1																					






	L Sērskābe 96 %	100	
	O Amonjakūdens 25 %	27	
	P Ūdeņraža peroksīds 30 %	27,1	
	T Formaldehīds 37 %	17,7	
EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Standarts par aizsargcimdiem pret ķīmikālijām un mikroorganismiem – 5. daļa: Terminoloģija un īpašību prasības attiecībā uz mikroorganismu radītu apdraudējumu		
	Pārbaude	Rezultāts	
	Aizsardzība pret baktērijām un sēnītēm	Sekmīga	
	Aizsardzība pret baktērijām, sēnītēm un vīrusiem	Sekmīga	
	Informācija Noturība pret iekļūšanu ir pārbaudīta laboratorijas apstākļos un attiecas tikai uz pārbaudītajiem paraugiem.		
VO (EU) 2023/988	Regula (ES) Nr. 2023/988 par ražojumu vispārēju drošumu		
VO (EG) 1935/2004	Regula par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem		
			
VO (EU) 10/2011	Direktīva par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem		
XXI/1.	Federālā riska novērtēšanas institūta ieteikums XXI/1. par dabiskā un sintētiskā kaučuka patēriņa precēm, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem		
	Informācija 3. kategorija – Islaicīgs kontakts		
	Tiek izmantotas tikai atļautās vielas saskaņā ar BfR rekomendācijas XXI/1 1. tabulu, piedevas saskaņā ar BfR rekomendācijas XXI pielikumu un BfR rekomendācijas XXI/1 2. tabulu. Ieteicamās robežvērtības tiek ievērotas.		

Lietošana

Lietošanas instrukcija	<p>Pirms lietošanas Lūdzu, pārliecinieties, ka esat izvēlējis pareizo izstrādājumu atbilstoši savām prasībām un pielietojuma jomām, kā arī ievērojiet attiecīgo standartu specifikācijas. Jautājumu gadījumā vērsieties pie sava vienreizējās lietošanas aizsargcimdņu piegādātāja. Nevalkājiet vienreizējās lietošanas aizsargcimdņu, ja esat tajā pamanījis trūkumus vai tas jau ir lietots. Strādājot ar vieglām ķīmikālijām, vienreizējās lietošanas aizsargcimdņi ir paredzēti tikai īslaicīgai lietošanai.</p> <p>Lietošana Izvēlieties jums atbilstošu izmēru. Vienreizējās lietošanas aizsargcimdņi aizsargā ķermeņa daļas, kuras tie nosedz. Ja ir nepieciešama citu ķermeņa daļu vai elpceļu aizsardzība, izmantojiet papildu individuālos aizsardzības līdzekļus un lietojiet tikai individuālos aizsardzības līdzekļus, kuri ir atļauti paredzētajam lietojumam. Lietotājs ir personīgi atbildīgs par papildu individuālo aizsardzības līdzekļu pareizu kombinēšanu un standartos ietvertu nepieciešamo priekšrakstu ievērošanu atkarībā no izmantošanas mērķa. Jūs pilnībā esat atbildīgs par lietošanas ilguma noteikšanu attiecīgā lietojuma ietvaros, ņemot vērā aizsardzības īpašības un valkāšanas komfortu. Ja notiek kontaminācija, nevar izslēgt tai sekojošas norādīto lietošanas īpašību izmaiņas. Arī lietošanas laikā regulāri pārbaudiet, vai izstrādājums nav bojāts. Ja vienreizējās lietošanas aizsargcimdņi ir bojāti, nekavējoties nomainiet to pret nebojātu cimdņu. Ja vienreizējās lietošanas aizsargcimdņi ir netīrs vai bojāts, tas ir jānoveļk un jālikvidē atbilstoši noteikumiem.</p>
Drošības norāde	Saskaņā ar mūsu riska analīzi, kas veikta atbilstoši EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šim produktam nav nepieciešami papildu drošības norādījumi.
Utilizācija	Nelietotus un nekontaminētus produktus var sadedzināt vai utilizēt izgāztuvē vidi saudzējošā veidā. Kontaminēti produkti ir jāutilizē saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem likumiem un noteikumiem un atbilstoši kontaminācijas veidam.
Derīguma termiņš	5 gadi no ražošanas datuma, ja produkts nav lietots un ir pareizi uzglabāts.
Glabāšana	Sargāt no pārmērīga karstuma, saules gaismas, sala, mitruma, ozona, rentgena starojuma un ultravioletās gaismas iedarbības. Glabājiet sausā vietā. Glabāšanas temperatūra no 10°C līdz 40°C. Nepareiza glabāšana var izraisīt derīguma termiņa saīsināšanos.
	  
Izsekojamība	Izsekojamas partijas no pieprasījuma noteikšanas līdz preču izsūtīšanai. Produkta datu lapa Versija 2 spēkā no partijas 2617 +

Iepakojums





Produkta datu lapa

wiroSTRUCTUREGRIP PF



Pārstrāde

Licencēts saskaņā ar Vācijas Likumu par iepakojumiem (VerpackG), licences numurs DE1618662887322.
Lūdzu, nododiet iepakojumu otrreizējai pārstrādei.



www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/>

Variants 1

Pārdošanas vienība	1000 Gab./Kartona kaste
Iepakojuma līmenis 1	100 Gab./izsniegšanas kastīte
Minimālais pasūtīšanas daudzums	1 Kartona kaste

Preču numuri	Preces numurs	Krāsa	Izmērs	Izmērs (P x G)	Pielaide
	40458771	melnā krāsā	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458772	melnā krāsā	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458773	melnā krāsā	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458774	melnā krāsā	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458775	melnā krāsā	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
	40458781	oranžā krāsā	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458782	oranžā krāsā	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458783	oranžā krāsā	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458784	oranžā krāsā	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458785	oranžā krāsā	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm

GTINs	Preces numurs	Unit of Use UDI	Iepakojuma līmenis 1 UDI	Iepakojuma līmenis 2 UDI	Kartona kaste UDI
	40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
	40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
	40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
	40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
	40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
	40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
	40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
	40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
	40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
	40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823


Izmēru, svara, stiprības un pielaižu skaitliskās vērtības ir uzskatāmas par nominālajām vērtībām un var atšķirties no faktiskajām vērtībām.

Dati ir balstīti uz mūsu jaunākajām zināšanām. Tie negarantē produktu īpašības un nepamato līgumiskas saistības. Lūdziet apstiprināt datus, kas ir vecāki par 2 gadiem.

Ir iespējamas ievades kļūdas un kļūdaina informācija.

Sniegtās produktu datu lapas ir uzņēmuma WIROS Wilfried Rosbach GmbH īpašums. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ir visu autortiesību, lietošanas tiesību un produktu datu lapu izmantošanas tiesību īpašnieks. Nav atļauts mainīt produktu datu lapas vai izmantot piktogrammas. Nodrošinātās produktu datu lapas drīkst izmantot tikai saistībā ar oriģinālajiem WIROS produktiem.





Информационен лист за продукта

wiroSTRUCTUREGRIP PF



НИТРИЛНИ РЪКАВИЦИ

Не съдържа пудра | Ромбовидна текстура при захващането



PROFESSIONAL



Информационен лист за продукта

wiroSTRUCTUREGRIP PF



Производител

Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
Търговска марка	care & serve®

Описание на продукта

Категория	PROFESSIONAL
Наименование на продукта	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Нитрилни ръкавици Не съдържа пудра Ромбовидна текстура при захващането
Характеристики на продукт	Без пудра Ромбовидна текстура при захващането



Материал

Материал	синтетичен нитрилен каучук
Дебелина на материала	Пръсти ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) Длан ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Ръб ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Тегло на материала	Размер M ≈ 6,5 g/St. (± 0,2 g)

Употреба

Употреба по предназначение	Еднократна защитна ръкавица за предотвратяване на това, повърхността на ръката да влиза в контакт с опасни за здравето материали и смеси или с вредни биологични активни вещества. Нивото на защита, както и максималната продължителност на носене се определят от определената степен на ефективност в зависимост от изпитвания материал.
Контакт с хранителни продукти	Допуска се краткотраен индиректен контакт с хранителни продукти.
Указание за употреба	Продукт за еднократна употреба нестерилни
Ограничение	Установяването на пригодността за употреба на продукти care & serve® е еднолична отговорност на потребителя. Производителят не поема никаква отговорност за неправилна употреба на продуктите care & serve®. Ако анализ на риска е довел до резултата, че посочената защита НЕ е достатъчна, тогава трябва да се използва защитно облекло с по-висока защитна способност.
Области на приложение	Индустрия Фармацевтична индустрия НАССР Почистване Хигиена Дом и градина Селско стопанство Строителство
Допълнителна информация за	не съдържа латекс
Указание за здравето	При кожни раздразнения или алергични реакции спрете незабавно употребата и потърсете лекарска помощ. Доколкото е известно съгласно актуалното ниво на техниката, продуктите не съдържат токсични, канцерогенни или мутагенни вещества, ако се използват според предназначението им. Не съдържа латексови протеини и затова е подходящ за хора с алергии към латекс. Може обаче да съдържа ускорители на вулканизация (алергени от тип IV).



Стандарти

CE маркировка	Лични предпазни средства от категория III съгласно ЕС 2016/425
---------------	--



CE маркировка
Маркировката CE гарантира свободното движение на продукти и стоки в рамките на Европейскотоикономическо пространство. Обозначенията с маркировка CE



продукт съответства на основните изисквания на посочените европейски разпоредби.

EN ISO 21420:2020

Стандарт за защитни ръкавици - Общи изисквания и методи за изпитване

Тест	Резултат
pH стойност	Издържан
Подвижност	5
Минимална дължина	Дължина
Размер 7: 230 mm	≈ 240 mm
Размер 8: 240 mm	≈ 240 mm
Размер 9: 250 mm	≈ 240 mm
Размер 10: 260 mm	≈ 240 mm
Размер 11: 270 mm	≈ 240 mm



Информация

Спазвайте информацията за продукта и инструкцията за употреба.

EN 455-1:2022

Медицински ръкавици за еднократна употреба - Част 1: Изисквания и изпитване за откриване на дупки

Тест за издръжливост на вода	Резултат
Непромокаемост	AQL 1.5



EN 455-2:2015

Медицински ръкавици за еднократна употреба - Част 2: Изисквания и изпитване за физични свойства

Минимална дължина	Дължина
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Тест	Резултат
Сила на скъсване	Издържан

EN 455-3:2015

Медицински ръкавици за еднократна употреба - Част 3: Изисквания и изпитване за биологична оценка

Тест	Резултат
Остатъци от пудра	0,11 mg/g

EN 455-4:2009

Медицински ръкавици за еднократна употреба - Част 4: Изисквания и изпитвания за определяне срок на годност

Тест	Години
Срок на годност	5

EN ISO 374-1:2016 +
A1:2018 TYPE B

Стандарт за защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми – Част 1: Терминология и изисквания към характеристиките за химически рискове.

Химикали за изпитване	Ниво
J n-хептан	2
K Натриев хлорид 40%	6
L Сярна киселина 96%	1
O Амونياчна вода 25%	6
P Водороден пероксид 30%	4
T Формалдехид 37%	5



Информация

Време за проникване: Ниво 1 > 10 мин. | Ниво 2 > 30 мин. | Ниво 3 > 60 мин. | Ниво 4 > 120 мин. | Ниво 5 > 240 мин. | Ниво 6 > 480 мин.

Тази информация не съдържа данни за действителната продължителност на защитата на работното място и за различаване на смеси от чисти химикали.

Устойчивостта на химикали е оценена при лабораторни условия върху проби, които са били взети от вътрешната повърхност на ръката (изключение прави случаят, при който ръкавицата е 400 mm или по-дълга – в този случай е тестван също и маншетът), и се отнася единствено за тестваните химикали. Устойчивостта може да е различна, ако химикалът се използва в смес.

Препоръчва се проверка, дали ръкавиците са подходящи за предвиденото приложение, защото условията на работното място могат да се различават в зависимост от температурата, изтъкването и разлагането от тези при типовото изпитване.

Ако предпазни ръкавици вече са били използвани, поради промени на техните физически характеристики те могат да предлагат по-малка устойчивост срещу опасни химикали. В резултат на причинените при контакта с химикали разлагане, движения, издърпани конци, търкане и др. действителното време за приложение може значително да бъде намалено. При агресивни химикали разлагането може да е най-важния фактор, който трябва да се вземе под внимание при избора на устойчиви на химикали ръкавици.

Преди приложение ръкавиците трябва да се проверяват за всякакви повреди или дефекти.

Предназначено само за еднократна употреба, не използвайте повторно.

EN ISO 374-2:2019

Предпазни ръкавици срещу опасни химикали и микроорганизми - част 2: Определяне устойчивостта на проникване

Тест	Резултат
Проверка за пропускане на вода	Издържан



EN ISO 374-4:2019

Предпазни ръкавици срещу опасни химикали и микроорганизми - част 4: Определяне устойчивостта на разлагане от химични продукти





	Химикали за изпитване	Degradation %
	J n-хептан	50,6
	K Натриев хлорид 40%	-7,1
	L Сярна киселина 96%	100
	O Амонячна вода 25%	27
	P Водороден пероксид 30%	27,1
	T Формалдехид 37%	17,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Стандарт за защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми – Част 5: Терминология и изисквания за характеристиките при опасности от микроорганизми							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Тест</th> <th>Резултат</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Защита от бактерии и гъби</td> <td>Издържан</td> </tr> <tr> <td>Защита от бактерии, гъби и вируси</td> <td>Издържан</td> </tr> </tbody> </table>	Тест	Резултат	Защита от бактерии и гъби	Издържан	Защита от бактерии, гъби и вируси	Издържан	
Тест	Резултат							
Защита от бактерии и гъби	Издържан							
Защита от бактерии, гъби и вируси	Издържан							
	<p>Информация</p> <p>Устойчивостта срещу просмукване е била оценена при лабораторни условия и се отнася единствено за тестваните проби.</p>							
VO (EU) 2023/988	Регламент (ЕС) № 2023/988 относно общата безопасност на продуктите							
VO (EG) 1935/2004	Разпоредба за материали и предмети от синтетичен материал, които са предназначени за контакт с хранителни продукти							
VO (EU) 10/2011	Разпоредба за материали и предмети от пластмаса, които са предназначени за контакт с хранителни продукти							
XXI/1.	<p>Препоръка на Федералния институт за оценка на риска XXI/1. относно потребителски стоки от естествен и синтетичен каучук, които влизат в контакт с хранителни продукти</p> <p>Информация</p> <p>Категория 3 - краткотраен контакт</p> <p>Използват се само одобрени вещества съгласно Таблица 1 на BfR (Федерален институт за оценка на риска) Препоръка XXI/1, добавки съгласно Приложение на BfR Препоръка XXI и Таблица 2 на BfR Препоръка XXI/1. Спазват се препоръчителните гранични стойности.</p>							

Приложение

Инструкция за употреба	<p>Преди употреба</p> <p>Моля, уверете се, че сте избрали подходящия продукт за Вашите нужди и области на приложение и спазвайте изискванията на съответните стандарти. Моля, при въпроси се обърнете към доставчика на Вашата защитна ръкавица за еднократна употреба.</p> <p>Моля, не носете защитната ръкавица за еднократна употреба, ако тя има повреди или вече е била използвана. Защитните ръкавици за еднократна употреба са предвидени за работа с леки химикали само при краткотрайна употреба.</p> <p>Начин на работа</p> <p>Моля, изберете подходящия за Вас размер.</p> <p>Защитната ръкавица за еднократна употреба предпазва покритата от нея област. Ако е необходима лична защита на други части на тялото или на дихателните пътища, добавете допълнителни продукти като ЛПС и използвайте само ЛПС, които са одобрени за предвидената употреба. Потребителят отговаря сам за правилната комбинация на допълнителни ЛПС и спазването на необходимите изисквания на стандартите според предназначението.</p> <p>Вие определяте на собствена отговорност продължителността на употреба при съответното приложение, като се вземе под внимание предпазното действие и комфорта при носене. След замърсяване не може да бъде изключена промяна на посочените нива на ефективност. Проверявайте редовно, също и по време на употреба, дали артикулът е невредим. Незабавно сменете повредена защитна ръкавица за еднократна употреба със здрава такава. При замърсявания или повреди защитната ръкавица за еднократна употреба трябва да бъде свалена и изхвърлена правилно.</p>
Указание за безопасност	Съобразно нашия анализ на риска съгласно EN ISO 14971:2019 + A11:2021 не са необходими допълнителни указания за безопасност за този продукт.
Изхвърляне	Неизползвани и незамърсени продукти могат да бъдат изгорени по екологосъобразен начин или предадени в пункт за отпадъци. Замърсени продукти трябва да бъдат изхвърлени съгласно важните национални закони и предписания в зависимост от вида на замърсяването.
Срок на годност	5 години от датата на производство, ако не са използвани и при правилно съхранение.
Съхранение	<p>Пазете от силна горещина, слънчево лъчение, студ, влага, озон, рентгенови лъчи и ултравиолетова светлина.</p> <p>Съхранявайте на сухо място.</p> <p>Температура на съхранение между 10 °C и 40 °C.</p> <p>Неправилно съхранение може да доведе до намаляване на срока на годност.</p>
Обратна проследимост	<p>Отнесена към партидите обратна проследимост от определянето на нуждата до излизането от склада.</p> <p>Информационен лист за продукта Версия 2 важи от партида 2617 +</p>



Информационен лист за продукта

wiROSTRUCTUREGRIP PF



Опаковка

Рециклиране

Лицензирани съгласно Закона за опаковките VerpackG, номер на лиценз DE1618662887322.
Моля, предайте опаковката за рециклиране.



www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/>

Вариант 1

Продажна единица

1000 броя/Кашон

Ниво на опаковката 1

100 броя/Дозираща кутия

Минимално количество

1 Кашон

за поръчка

Каталожни номера

Номер на артикул	Цвят	Размер	Размер (Ш x Д)	Допуск
40458771	черни	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
40458772	черни	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
40458773	черни	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
40458774	черни	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
40458775	черни	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
40458781	оранжеви	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
40458782	оранжеви	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
40458783	оранжеви	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
40458784	оранжеви	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
40458785	оранжеви	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm

GTINs


Номер на артикул	Unit of Use UDI	Плоска опаковка 1 UDI	Плоска опаковка 2 UDI	Кашон UDI
40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823

Цифровите данни за размерите, теглата, дебелините и допуските трябва да се разбират като зададени стойности и могат да се различават.

Данните се базират на текущото ниво на нашите знания. Те не представляват гаранция за продуктови характеристики и не обосновават договорно правно разбиране. Моля, поисквайте повторно потвърждение на данни, които са по-стари от 2 години. Не се поема отговорност за печатни грешки.

Предоставените на разположение продуктови спецификации са собственост на фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH е собственик на всички авторски права и права за употреба и експлоатация на продуктовите спецификации. Промяна на продуктовите спецификации или използване на пиктограмите не са разрешени. Предоставените на разположение продуктови спецификации могат да се използват само във връзка с оригиналните продукти на фирма WIROS.





Технічний лист

wiroSTRUCTUREGRIP PF



НІТРИЛОВІ РУКАВИЧКИ

Без присипки | Ромбова протиковзна текстура



PROFESSIONAL





Виробник

Фірма + Адреса	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Німеччина
Торговельна марка	care & serve®

Опис продукту

Категорія	PROFESSIONAL
Найменування продукту	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Нітрилові рукавички Без присипки Ромбова протиковзна текстура
Властивості продукту	Без присипки Ромбова протиковзна текстура



Матеріал

Матеріал	синтетичний нітриловий каучук
Товщина матеріалу	Пальці: ≈ 0,23 мм (± 0,01 мм) Долоня: ≈ 0,19 мм (± 0,01 мм) Манжета: ≈ 0,10 мм (± 0,01 мм)
Вага матеріалу	Розмір M ≈ 6,5 г/шт. (± 0,2 г)

Використання

Призначення	Одноразові захисні рукавички для запобігання контакту поверхні рук з небезпечними для здоров'я речовинами та сумішами або шкідливими біологічними речовинами. Ступінь захисту та максимальний час носіння складається з визначеного рівня навантаження для кожної випробуваної речовини.
Контакт з харчовими продуктами	Припустимий короточасний непрямий контакт з харчовими продуктами.
Інструкція щодо використання	Виріб одноразового використання не стерильний
Обмеження	Визначення придатності продуктів care & serve® покладається виключно на користувача. Виробник не приймає на себе жодної відповідальності за неправильне використання засобів care & serve®. Якщо аналіз ризику виявив, що наведеного захисту НЕ достатньо, слід застосовувати захисний одяг з більш високими захисними характеристиками.



Галузі застосування	Промисловість Фармацевтична промисловість НАССР Прибирання Гігієна Дім + сад Сільське господарство Будівельна справа
---------------------	---



Інформація про добавки до матеріалу	без латексу
-------------------------------------	-------------



Вказівка щодо охорони зд	При подразненні шкіри або алергічних реакціях негайно припинити використання та звернутися за консультацією лікаря. Наскільки відомо з сучасного рівня техніки, продукція не містить жодних токсичних, канцерогенних або мутагенних речовин, якщо вона використовується відповідно до свого призначення. Не містить білків латексу і тому підходить для людей з алергією на латекс. Однак може містити прискорювачі вулканізації (алергени типу IV).
--------------------------	--


Стандарти

CE-маркування	Індивідуальний захисний засіб категорії III відповідно до ЄС 2016/425
---------------	---



CE-маркування	Маркування CE гарантує вільний обіг виробів та товарів у межах Європейської економічної спільноти. Виріб з маркуванням CE відповідає основним вимогам зазначених європейських розпоряджень.
---------------	---


EN ISO 21420:2020	Стандарт для захисних рукавичок - Загальні вимоги та методи випробувань
-------------------	---





	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Тест</th> <th>Результат</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>рН-показник</td> <td>Успішна</td> </tr> <tr> <td>Рухомість</td> <td>5</td> </tr> <tr> <th>Мінімальна довжина</th> <th>Довжина</th> </tr> <tr> <td>Розмір 7: 230 мм</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Розмір 8: 240 мм</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Розмір 9: 250 мм</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Розмір 10: 260 мм</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>розмір 11: 270 мм</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Інформація Звертайте увагу на інформацію щодо продукту та виконуйте інструкції з використання.</p>	Тест	Результат	рН-показник	Успішна	Рухомість	5	Мінімальна довжина	Довжина	Розмір 7: 230 мм	≈ 240 mm	Розмір 8: 240 мм	≈ 240 mm	Розмір 9: 250 мм	≈ 240 mm	Розмір 10: 260 мм	≈ 240 mm	розмір 11: 270 мм	≈ 240 mm	
Тест	Результат																			
рН-показник	Успішна																			
Рухомість	5																			
Мінімальна довжина	Довжина																			
Розмір 7: 230 мм	≈ 240 mm																			
Розмір 8: 240 мм	≈ 240 mm																			
Розмір 9: 250 мм	≈ 240 mm																			
Розмір 10: 260 мм	≈ 240 mm																			
розмір 11: 270 мм	≈ 240 mm																			
EN 455-1:2022	<p>Рукавички медичні одноразового використання - Частина 1: Вимоги та випробування на непроникність</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Перевірка водонепроникності</th> <th>Результат</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>щільність</td> <td>AQL 1.5</td> </tr> </tbody> </table>	Перевірка водонепроникності	Результат	щільність	AQL 1.5															
Перевірка водонепроникності	Результат																			
щільність	AQL 1.5																			
EN 455-2:2015	<p>Рукавички медичні одноразового використання - Частина 2: Вимоги та випробування фізичних властивостей</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Мінімальна довжина</th> <th>Довжина</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS - XL ≈ 240 мм</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <th>Тест</th> <th>Результат</th> </tr> <tr> <td>Сила розтягування</td> <td>Успішна</td> </tr> </tbody> </table>	Мінімальна довжина	Довжина	XS - XL ≈ 240 мм	≈ 240 mm	Тест	Результат	Сила розтягування	Успішна											
Мінімальна довжина	Довжина																			
XS - XL ≈ 240 мм	≈ 240 mm																			
Тест	Результат																			
Сила розтягування	Успішна																			
EN 455-3:2015	<p>Рукавички медичні одноразового використання - Частина 3: Вимоги та випробування для біологічної оцінки</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тест</th> <th>Результат</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Залишки порошку</td> <td>0,11 mg/g</td> </tr> </tbody> </table>	Тест	Результат	Залишки порошку	0,11 mg/g															
Тест	Результат																			
Залишки порошку	0,11 mg/g																			
EN 455-4:2009	<p>Рукавички медичні одноразового використання - Частина 4: Вимоги та випробування для визначення мінімального терміну придатності</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тест</th> <th>років</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Термін служби</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Тест	років	Термін служби	5															
Тест	років																			
Термін служби	5																			
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B	<p>Стандарт для захисних рукавичок для захисту від небезпечних хімікалій та мікроорганізмів - частина 1: Термінологія та вимоги до робочих характеристик для хімічних ризиків.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Хімікалії для випробування</th> <th>Рівень</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J н-Гептан</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>K Гідроксид натрію 40%</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L Сірчана кислота 96%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>O Аміачна вода 25%</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>P Перекис водню 30%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>T Формальдегід 37%</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Інформація Час прориву: Рівень 1 > 10 хв. Рівень 2 > 30 хв. Рівень 3 > 60 хв. Рівень 4 > 120 хв. Рівень 5 > 240 хв. Рівень 6 > 480 хв. Ця інформація не надає відомостей щодо фактичної тривалості захисту на робочому місці та щодо різниці між сумішами та чистими хімічними речовинами.</p> <p>Стійкість до хімічних речовин оцінювалась в лабораторних умовах на зразках, взятих тільки з ділянки матеріалу на долоні (окрім випадків, коли рукавичка розміром 400 мм або довше - у цьому випадку також перевіряється манжета) і стосується лише перевірених хімікалій. Стійкість може бути різною, якщо хімічний засіб використовується в суміші.</p> <p>Рекомендується перевіряти, чи підходять рукавички для передбаченого застосування, оскільки умови на робочому місці можуть відрізнятися від умов типового випробування в залежності від температури, зносу та деградації.</p> <p>Якщо захисними рукавичками вже користувалися, вони можуть забезпечувати меншу стійкість до небезпечних хімічних речовин через зміни їх фізичних характеристик. В наслідок деградації, рухів, розтягування, тертя тощо при контакті з хімічними речовинами, фактичний час використання може значно скоротитися. При роботі з агресивними хімічними речовинами найважливішим фактором, який слід враховувати при виборі хімічно стійких рукавичок, може бути деградація.</p> <p>Перед використанням необхідно перевірити рукавички на наявність недоліків чи дефектів. Тільки для одноразового використання, не використовувати повторно.</p>	Хімікалії для випробування	Рівень	J н-Гептан	2	K Гідроксид натрію 40%	6	L Сірчана кислота 96%	1	O Аміачна вода 25%	6	P Перекис водню 30%	4	T Формальдегід 37%	5					
Хімікалії для випробування	Рівень																			
J н-Гептан	2																			
K Гідроксид натрію 40%	6																			
L Сірчана кислота 96%	1																			
O Аміачна вода 25%	6																			
P Перекис водню 30%	4																			
T Формальдегід 37%	5																			
EN ISO 374-2:2019	<p>Захисні рукавички для захисту від небезпечних хімікалій та мікроорганізмів - частина 2: Визначення стійкості до проникнення</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тест</th> <th>Результат</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Перевірка на герметичність за допомогою води</td> <td>Успішна</td> </tr> </tbody> </table>	Тест	Результат	Перевірка на герметичність за допомогою води	Успішна															
Тест	Результат																			
Перевірка на герметичність за допомогою води	Успішна																			
EN ISO 374-4:2019	<p>Захисні рукавички для захисту від небезпечних хімікалій та мікроорганізмів - частина 4: Визначення стійкості до деградації, викликаной хімікаліями</p>																			





	Хімікалії для випробування	Degradation %
	J н-Гептан	50,6
	K Гідроксид натрію 40%	-7,1
	L Сірчана кислота 96%	100
	O Аміачна вода 25%	27
	P Перекис водню 30%	27,1
	T Формальдегід 37%	17,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Стандарт для захисних рукавичок для захисту від небезпечних хімікалій та мікроорганізмів - частина 5: Термінологія та технічні вимоги до ризиків по відношенню до мікроорганізмів							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Тест</th> <th>Результат</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Захист від бактерій та грибів</td> <td>Успішна</td> </tr> <tr> <td>Захист від бактерій, грибів та вірусів</td> <td>Успішна</td> </tr> </tbody> </table>	Тест	Результат	Захист від бактерій та грибів	Успішна	Захист від бактерій, грибів та вірусів	Успішна	
Тест	Результат							
Захист від бактерій та грибів	Успішна							
Захист від бактерій, грибів та вірусів	Успішна							
	Інформація Стійкість до проникнення оцінювалась в лабораторних умовах і стосується виключно досліджуваних зразків.							
VO (EU) 2023/988	Регламент (ЄС) № 2023/988 про загальну безпеку виробу							
VO (EG) 1935/2004	Розпорядження щодо матеріалів та виробів з пластмас, призначених для контакту з харчовими продуктами							
VO (EU) 10/2011	Розпорядження щодо матеріалів та виробів з пластмас, призначених для контакту з харчовими продуктами							
XXI/1.	Рекомендація Федерального інституту оцінки ризиків XXI/1. щодо споживчих виробів з натурального та синтетичного каучуку, що контактують з харчовими продуктами							
	Інформація Категорія 3 - короткочасний контакт							
	Використано лише дозволені матеріали відповідно до Таблиці 1 Рекомендація Федерального інституту оцінки ризиків XXI/1, добавки відповідно до Додатку Рекомендації Федерального інституту оцінки ризиків XXI і таблиці 2 Федерального інституту оцінки ризиків XXI/1. Дотримані рекомендовані межі.							

Використання

Інструкція з використання	<p>Перед використанням</p> <p>Переконайтесь, що обрали правильний продукт для своїх потреб та областей застосування, та дотримуйтесь критеріїв відповідних стандартів. При виникненні питань зв'яжіться з постачальником одноразових захисних рукавичок.</p> <p>У жодному разі не носіть одноразові захисні рукавички, у яких були виявлені дефекти або якими вже користувалися. Одноразові захисні рукавички призначені лише для короткочасного використання під час робіт з легкими хімічними речовинами.</p> <p>Застосування</p> <p>Оберть розмір, що вам пасує.</p> <p>Одноразова захисна рукавичка захищає покриття нею ділянку. Якщо необхідно захистити інші частини тіла або дихальні шляхи, додатково використовуйте інші засоби індивідуального захисту, дотримуючись при цьому критеріїв стандартів, в залежності від застосування, та використовуйте лише ЗІЗ, затверджені для конкретного використання. Відповідальність за правильне поєднання додаткових засобів індивідуального захисту та дотримання необхідних критеріїв стандартів, в залежності від застосування покладається виключно на користувача.</p> <p>Ви під власну відповідальність визначаєте тривалість використання для відповідного застосування, враховуючи дієвість захисту та комфорт носіння. Не виключено, що після забруднення вказаний рівень ефективності зміниться. Під час використання також регулярно перевіряйте, що виріб є неушкодженим. У випадку пошкодження одноразової захисної рукавички негайно замініть її на нову. При забрудненні або пошкодженні одноразової захисної рукавички її слід зняти та утилізувати належним чином.</p>
Інструкція з безпеки	Відповідно до нашого аналізу ризиків за EN ISO 14971:2019 + A11:2021 для цього виробу не потрібні додаткові вказівки з техніки безпеки.
Утилізація	Невикористані та незабруднені вироби можна спалювати екологічно безпечним чином або утилізувати в місцях для збору сміття. Забруднені вироби слід утилізувати відповідно до чинного національного законодавства та нормативно-правових актів, в залежності від типу забруднення.
Термін служби	5 років з дати виготовлення, якщо вони не використовуються та правильно зберігаються.
Зберігання	<p>Берегти від надмірного тепла, сонячного світла, морозу, вологи, озону, рентгенівських променів і ультрафіолету.</p> <p>Зберігати в сухому місці.</p> <p>Температура зберігання від 10°C до 40°C.</p> <p>Неправильне зберігання може призвести до зниження терміну служби.</p>
Простежуваність	Простежуваність партії від визначення потреб аж до виходу зі складу.





Технічний лист Версія 2 дійсний з партії 2617 +

Упаковка

Переробка Ліцензовано згідно Закону про упаковку, номер ліцензії DE1618662887322.
Будь ласка, поверніть упаковку для переробки.



www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/>

Варіант 1

Торгова одиниця 1000 штук/Коробка
Рівень упаковки 1 100 штук/коробка диспенсера
Мінімальна кількість замовлення 1 Коробка

Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Розмір	Розмір (Ш x Д)	Допустиме відхилення
	40458771	чорний	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458772	чорний	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458773	чорний	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458774	чорний	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458775	чорний	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
	40458781	помаранчевий	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458782	помаранчевий	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458783	помаранчевий	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458784	помаранчевий	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458785	помаранчевий	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm

GTINs	Номер артикулу	Unit of Use UDI	Рівень упаковки 1 UDI	Рівень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
	40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
	40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
	40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
	40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
	40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
	40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
	40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
	40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
	40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823


Цифрові дані розмірів, ваги, товщини та допустимих відхилень слід розуміти як номінальні величини, що можуть відрізнятися.

Дані базуються на поточному стані наших знань. Вони не є гарантованим заповненням щодо характеристик товару і не створюють договірного правового розуміння. Необхідно повторно засвідчити інформацію, який більше ніж 2 роки.

Можливі друкарські та інші помилки.

Надані технічні паспорти продукту є власністю компанії WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компанія WIROS Wilfried Rosbach GmbH є власником усіх авторських прав, прав на використання та реалізацію технічних паспортів продукту. Не дозволяється змінювати технічні паспорти продукту або використовувати піктограми. Надані технічні паспорти продукту дозволяється використовувати лише у зв'язку з оригінальними продуктами WIROS.





Toote teabeleht

wiroSTRUCTUREGRIP PF



NITRIILKINDAD

Puudrita | Haarduv ruudukujuline tekstuur



PROFESSIONAL



Toote teabeleht

wiroSTRUCTUREGRIP PF



Tootja

Ettevõtte + Aadress:	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksamaa
Kaubamärk	care & serve®

Tootekirjeldus

Kategooria	PROFESSIONAL
Toote nimetus	care & serve® PROFESSIONAL wiroSTRUCTUREGRIP PF Nitriilkindad Puudrita Haarduv ruudukujuline tekstuur
Toote omadused	Puudrita Haarduv ruudukujuline tekstuur



Materjal:

Materjal:	sünteetiline nitriilkumm
Materjali tugevus	Sõrmed: ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) Peopesa: ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Serv: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Materjali kaal	Suurus M ≈ 6,5 g/St. (± 0,2 g)

Kasutamine

Kasutusotstarve	Ühekordsed kaitsekindad käte pinna kokkupuute vältimiseks tervistkahjustavate ainete ja segude või kahjulike bioloogiliste toimeainetega. Kaitseaste ja maksimaalne kandmisaeg sõltub iga testitud aine kindlaksmääratud vastupidavusklassist.
Kokkupuude toiduainetega	Lühiajaline kaudne kokkupuude toiduainetega on lubatud.
Kasutusjuhised	Ühekordselt kasutatav toode mittesteriilne
Piirangud	care & serve®'i toodete kasutussobivuse kindlakstegemise eest vastutab ainult kasutaja. Tootja ei võta mis tahes vastutust care & serve®'i toodete väärkasutamise eest. Kui riskianalüüsi käigus selgub, et loetletud kaitsest EI piisa, tuleb kasutada kõrgema kaitsetoimega kaitseriietust.
Kasutusvaldkonnad	Tööstus farmaatsiatööstus HACCP (ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide süsteem) Puhastus hügieen Kodu + aed põllumajandus ehitus
Lisateave materjali kohta	ei sisalda lateksi
Terviseiga seotud märkus	Nahaärrituste või allergiliste reaktsioonide korral lõpetage kohe kasutamine ja küsige arstilt nõu. Praeguse tehnika tasemel ei sisalda tooted toksilisi, kantserogeenseid ega mutageenseid aineid, kui neid kasutatakse otstarbe kohaselt. Ei sisalda lateksi valke ja sobib seetõttu kasutamiseks inimestele, kellel on lateksi vastu allergia. Võib sisaldada vulkaniseerimise kiirendeid (IV-tüüpi allergen).



Standardid

CE-märgistus	Isiklik III kategooria kaitsevarustus vastavalt määrusele EÜ 2016/425.	CE 2777	PPE CAT. III
	CE-märgistus CE-märgis garanteerib toodete ja kaupade vaba liikumise Euroopa		
EN ISO 21420:2020	Kaitsekindaid puudutav standard - üldnõuded ja katsemeetodid		
	Katse	Tulemus	
	pH väärtus	Läbitud	





Liikuvus	5
Vähim pikkus	Pikkus
Suurus 7: 230 mm	≈ 240 mm
Suurus 8: 240 mm	≈ 240 mm
Suurus 9: 250 mm	≈ 240 mm
Suurus 10: 260 mm	≈ 240 mm
Suurus 11: 270 mm	≈ 240 mm


Teave
Järgige tooteteavet ja kasutusjuhendit.

EN 455-1:2022	Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 1: Nõuded aukude puudumisele ja selle katsetamine	AQL 1.5	
	Veekindluskatse		Tulemus
	Tihedus		AQL 1.5

EN 455-2:2015	Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 2: Nõuded füüsilistele omadustele ja katsetamine	
	Vähim pikkus	Pikkus
	XS – XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
	Katse	Tulemus
	Rebenemistugevus	Läbitud

EN 455-3:2015	Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 3: Bioloogilise hindamise nõuded ja katsetamine	
	Katse	Tulemus
	Puudri jäägid	0,11 mg/g

EN 455-4:2009	Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 4: Säilivusaaja määramise nõuded ja testimine	
	Katse	Aastat
	Säilivus	5

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B	Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvaid kindaid puudutav standard. Osa 1 Terminoloogia ja toimivusnõuded keemiliste ohtude puhul	
	Katsekemikaal	
	J n-heptaan	2
	K Naatriumhüdroksiid 40%	6
	L Väävelhape 96%	1
	O Ammoniaakvesi 25%	6
	P Vesinikperoksiid 30%	4
	T Formaldehüüd 37%	5



Teave
Läbitungimise aeg: Tase 1 > 10 min | Tase 2 > 30 min | Tase 3 > 60 min | Tase 4 > 120 min | Tase 5 > 240 min | Tase 6 > 480 min
See teave ei sisalda andmeid tegeliku katse kestuse kohta töökohal ega segude ning puhaste kemikaalide eristamise kohta.
Vastupanu kemikaalide suhtes on hinnatud laboritingimustes proovide abil, mida on võetud üksnes peopesalt (välja arvatud juhul, kui kinnas on 400 mm või pikem. Sellisel juhul võetakse proov käitselt), ja see hõlmab üksnes kontrollitud kemikaale. Vastupanu kemikaalide suhtes võib erineda, kui neid kasutatakse segus.
Soovitame üle kontrollida, kas kinnas sobib ettenähtud kasutamiseks, kuna tingimused töökohas sõltuvad temperatuurist, hõõrdumisest ja seisundi halvenemisest, mis omakorda mõjutavad tüübikatset.
Kui kaitsekindaid on juba kasutatud, võivad need oma füüsilistele omadustele muutuste tõttu pakkuda väiksemat vastupanu ohtlike kemikaalide vastu. Kemikaalidega kokkupuutest tingitud seisundi halvenemise, liigutuste, pingutuse, hõõrdumise jms tõttu võib tegelik kasutusaeg oluliselt väheneda. Agressiivsete kemikaalide korral võib seisundi halvenemine olla oluline tegur, mida tuleb kemikaalide eest kaitsvate kinnaste valikul silmas pida.
Enne kasutamist tuleb kindad mis tahes defekti või puuduse osas üle kontrollida.
Mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks, ei tohi korduvalt kasutada.

EN ISO 374-2:2019	Kaitsekindad kaitseks ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest. Osa 2: Vastupidavuse määramine sisseimbumisele	
	Katse	Tulemus
	Veelekke kontroll	Läbitud

EN ISO 374-4:2019	Kaitsekindad kaitseks ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest. Osa 4: Vastupanu kindlaksmääramine kemikaalidest tingitud seisundi halvenemise korral	
	Katsekemikaal	Degradation %
	J n-heptaan	50,6
	K Naatriumhüdroksiid 40%	-7,1
	L Väävelhape 96%	100
	O Ammoniaakvesi 25%	27






	P Vesinikperoksiid 30%	27,1	
	T Formaldehüüd 37%	17,7	
EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvaid kindaid puudutav standard. Osa 5 Terminoloogia ja toimivusnõuded mikroorganismidest põhjustatud ohtude puhul		
	Katse	Tulemus	
	Kaitse bakterite ja seente vastu	Läbitud	
	Kaitse bakterite, seente ja viiruste vastu	Läbitud	
	Teave Läbistamiskindlust hinnati laboritingimustes ja see hõlmab üksnes kontrollitud proove.		
VO (EU) 2023/988	ELi direktiiv nr 2023/988 üldise tooteohutuse kohta		
VO (EG) 1935/2004	Määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta		
VO (EU) 10/2011	Määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta		
XXI/1.	Asutuse Bundesinstitut für Risikobewertung XXI/1 soovitus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud looduslikust või sünteetilisest kautšukist tarbeesemete kohta		
	Teave Kategooria 3 – lühiajaline kokkupuude Kasutatakse ainult BfRI soovitusel XXI/1 tabeli 1 kohaseid lubatud aineid, BfRI soovitusel XXI lisa ja BfRI soovitusel XXI/1 tabeli 2 kohaseid lisaineid. Soovitatud piirväärtusi järgitakse.		

Kasutamine

Kasutusjuhend	<p>Enne kasutamist</p> <p>Veenduge, et oleksite valinud oma vajaduste ja kasutusvaldkonnaga sobiva toote, ning järgige asjakohaste standarditega kehtestatud ettekirjutusi. Küsimuste korral võtke ühendust ühekorra-kaitsekinnaste tarnijaga.</p> <p>Ärge kasutage ühekorra-kaitsekinnast, kui sellel on puudusi või seda on juba kasutatud. Ühekorra-kaitsekindad on mõeldud lühiajaliseks kasutamiseks, kui töötatakse õrnatoimeliste kemikaalidega.</p> <p>Käsitsemine</p> <p>Valige endale sobiv suurus.</p> <p>Ühekorra-kaitsekinnas kaitseb sellega kaetud ala. Kui kaitset vajavad teised kehaosad või hingamisteed, kasutage lisaisikukaitsevahendeid ja ainult selliseid isikukaitsevahendeid, mis on konkreetseks kasutusotstarbeks lubatud. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt õige kombinatsiooni eest lisaisikukaitsevahendite ja iga kasutusotstarbe kohta käivatest standarditest kinnipidamise eest.</p> <p>Vastutate igal kasutamisel ainuisikuliselt kasutuskestuse eest, võttes arvesse kaitsetoimet ja kandmismugavust. Saastumise korral võib vastupidavus etteantud näitajatest erineda. Kontrollige kasutamise ajal regulaarselt, kas toode on terve. Asendage rikutud ühekorra-kaitsekinnas viivitamatult uue rikkumata kindaga. Kui ühekorra-kaitsekinnas on määrdunud või kahjustunud, võtke see käest ja kõrvaldage nõuetekohaselt.</p>
Ohutusjuhised	Meie riskianalüüsi kohaselt, mis tehti standardi EN ISO 14971:2019 + A11:2021 järgi, ei ole selle toote jaoks vaja rohkem lisaohutusjuhiseid.
Kasutusest kõrvaldamine	Kasutamata ja saastumata tooted võib põletada keskkonnasõbralikult või ladestada prügilasse. Saastunud tooted tuleb olenevalt saastumisviisist kõrvaldada vastavalt kehtivatele riiklikele seadustele ja määrustele.
Säilivus	5 Viis aastat alates tootekuupäevast, kui on kasutamata ja õigesti hoiustatud.
Hoiustamine	<p>Kaitske tugeva kuumuse, päikesekiirguse, pakase, niiskuse, osooni, röntgenikiirte ja ultravioletse valguse eest.</p> <p>Hoiustada kuivas keskkonnas.</p> <p>Ladustamistemperatuur 10 °C ja 40 °C vahemikus.</p> <p>Mittevastav hoiustamine võib vähendada säilivust.</p>
Jälgitavus	<p>Partiipõhine jälgitavus alates vajaduste hindamisest kuni laost väljaminekuni.</p> <p>Toote teabeleht Version 2 Kehtib alates partiist 2617 +</p>



Pakendamine

Taaskasutus	<p>Litsentseeritud vastavalt Saksa pakendiseadusele, litsentsinumber DE1618662887322.</p> <p>Palun viige pakend taaskasutusse.</p>	
-------------	--	---





wiroSTRUCTUREGRIP PF

www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/>

Variant 1

Müügiühik 1000 Tk/Kartong

Pakkimistasand 1 100 Tk/Jaoturkarp

Tellimuse miinimumkogus 1 Kartong

Toote number	Tootenumber	Värvus	Suurus	Suurus (L x P)	Hälve
	40458771	must	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458772	must	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458773	must	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458774	must	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458775	must	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
	40458781	oranž	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458782	oranž	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458783	oranž	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458784	oranž	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458785	oranž	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm

GTINs	Tootenumber	Unit of Use UDI	Pakkimistasand 1 UDI	Pakkimistasand 2 UDI	Kartong UDI
	40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
	40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
	40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
	40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
	40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
	40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
	40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
	40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
	40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
	40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823


Mootmeid, raskust, tugevust ja hälbeid iseloomustavad arvanded on sihtväärtused ja võivad erineda.

Andmed tuginevad meie praegustele teadmistele. Need ei taga tootemaduste üldhinnangut ega põhjenda lepingujärgset õigust. Laske üle kahe aasta vanused andmed uuesti kinnitada.

Sisestusvead ja vead on reserveeritud.

Esitatud toote andmelehed on ettevõtte WIROS Wilfried Rosbach GmbH omand. WIROS Wilfried Rosbach GmbH on toote andmelehedte kõikide autori- ja kasutusõiguste omanik. Toote andmelehti pole lubatud muuta ega piktogramme kasutada. Esitatud toote andmelehti tohib kasutada ainult koos ettevõtte WIROS originaaltoodetega.





Tuotetietolehti

wiroSTRUCTUREGRIP PF



NITRIILIKÄSINEET

Puuteroimaton | Pitävä vinoneliötekstuuri



PROFESSIONAL





Valmistaja

Yritys + Osoite	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksa
Tavaramerkki	care & serve®

Tuotekuvaus

Kategoria	PROFESSIONAL
Tuotenimike	care & serve® PROFESSIONAL wiROSTRUCTUREGRIP PF Nitrilikäsineet Puuterioimaton Pitävä vinoneliötekstuuri
Tuotteen ominaisuudet	Puuterioimaton Pitävä vinoneliötekstuuri



Materiaali

Materiaali	Synteettinen nitrilikumi
Materiaalivahvuus	Sormi: ≈ 0,23 mm (± 0,01 mm) Käsipinta: ≈ 0,19 mm (± 0,01 mm) Reuna: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm)
Materiaalin paino	Koko M ≈ 6,5 g/kpl (± 0,2 g)

Käyttö

Käyttötarkoitus	Suojakäsineet estämään käsien pinnan ja vaarallisten aineiden ja seosten tai haitallisten biologisten tehoaineiden välisen kosketuksen. Suojaustaso ja enimmäiskäyttöaika määräytyvät määrätyn suojautason mukaan testatusta aineesta riippuen.
Elintarvikekosketus	Lyhytaikainen, epäsuora kosketus elintarvikkeiden kanssa on sallittu.
Käyttöohje	Kertakäyttötuote Ei steriili



Rajoitukset	Käyttäjä on yksin vastuussa päätöksestä care & serve®-tuotteiden soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei vastaa care & serve®-tuotteiden epäasianmukaisesta käytöstä. Jos riskianalyysi on johtanut tulokseen, että tarjottu suoja EI riitä, on käytettävä korkeamman tason suojauksen tarjoavaa suojavaatetusta.
-------------	---

Käyttöalueet	Teollisuus Lääketeollisuus HACCP Puhdistus Hygienia Rakennukset ja pihat Maatalous Rakennusala
--------------	---




Materiaalin lisätiedot	Lateksiton
------------------------	------------



Terveysten liittyviä tietoja	Ihoärsytysten tai allergisten reaktioiden tapauksessa lopeta käyttö heti ja neuvottele lääkärisi kanssa. Sikäli kuin tekniikan uusimman tason mukaan tiedetään, tuotteet eivät sisällä myrkyllisiä, karsinogeenisiä tai mutageenisia aineita, jos niitä käytetään käyttötarkoituksen mukaisesti. Ei sisällä lateksiproteiinia, joten soveltuu henkilöille, joilla on lateksiallergioita. Voi kuitenkin sisältää vulkanointia kiihdyttäviä aineita (tyypin IV allergenit).
------------------------------	---

Standardit

CE-merkintä	EU 2016/425 -standardin luokan III henkilönsuojain
	CE-merkintä CE-merkintä takaa tuotteiden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden Euroopan yhteisössä. CE-merkitty tuote täyttää sovellettavien eurooppalaisten määräysten perusvaatimukset.
EN ISO 21420:2020	Standardi Suojakäsineet – Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät





	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Testi</th> <th>Tulos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ph-arvo</td> <td>Läpäisty</td> </tr> <tr> <td>Liikkuvuus</td> <td>5</td> </tr> <tr> <th>Vähimmäispituus</th> <th>Pituus</th> </tr> <tr> <td>Koko 7: 230 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Koko 8: 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Koko 9: 250 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Koko 10: 260 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Koko 11: 270 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tiedot Noudata tuotetietoja ja käyttöohjetta.</p>	Testi	Tulos	ph-arvo	Läpäisty	Liikkuvuus	5	Vähimmäispituus	Pituus	Koko 7: 230 mm	≈ 240 mm	Koko 8: 240 mm	≈ 240 mm	Koko 9: 250 mm	≈ 240 mm	Koko 10: 260 mm	≈ 240 mm	Koko 11: 270 mm	≈ 240 mm	
Testi	Tulos																			
ph-arvo	Läpäisty																			
Liikkuvuus	5																			
Vähimmäispituus	Pituus																			
Koko 7: 230 mm	≈ 240 mm																			
Koko 8: 240 mm	≈ 240 mm																			
Koko 9: 250 mm	≈ 240 mm																			
Koko 10: 260 mm	≈ 240 mm																			
Koko 11: 270 mm	≈ 240 mm																			
EN 455-1:2022	<p>Terveydenhuollossa käytettävät kertakäyttöiset käsiin - osa 1: Tiivyyttä koskevat vaatimukset ja testaaminen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>vedenpidätystesti</th> <th>Tulos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tiiviyys</td> <td>AQL 1.5</td> </tr> </tbody> </table>	vedenpidätystesti	Tulos	Tiiviyys	AQL 1.5															
vedenpidätystesti	Tulos																			
Tiiviyys	AQL 1.5																			
EN 455-2:2015	<p>Terveydenhuollossa käytettävät kertakäyttöiset käsiin - osa 2: Fysikaalisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset ja testit</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vähimmäispituus</th> <th>Pituus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS - XL ≈ 240 mm</td> <td>≈ 240 mm</td> </tr> <tr> <th>Testi</th> <th>Tulos</th> </tr> <tr> <td>repeämisvoima</td> <td>Läpäisty</td> </tr> </tbody> </table>	Vähimmäispituus	Pituus	XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm	Testi	Tulos	repeämisvoima	Läpäisty											
Vähimmäispituus	Pituus																			
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm																			
Testi	Tulos																			
repeämisvoima	Läpäisty																			
EN 455-3:2015	<p>Terveydenhuollossa käytettävät kertakäyttöiset käsiin - osa 3: Biologisen arvioinnin vaatimukset ja testaus</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Testi</th> <th>Tulos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>puuterijäämät</td> <td>0,11 mg/g</td> </tr> </tbody> </table>	Testi	Tulos	puuterijäämät	0,11 mg/g															
Testi	Tulos																			
puuterijäämät	0,11 mg/g																			
EN 455-4:2009	<p>Terveydenhuollossa käytettävät kertakäyttöiset käsiin - osa 4: Vaatimukset ja testit säilymisajan määrittämiseksi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Testi</th> <th>Vuotta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Säilyvyysaika</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Testi	Vuotta	Säilyvyysaika	5															
Testi	Vuotta																			
Säilyvyysaika	5																			
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B	<p>Standardi Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsiin - Osa 1: Kemikaalirikien termit ja vaatimukset.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Testikemikaali</th> <th>Taso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J n-heptaani</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>K Natriumhydroksidi 40 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L Rikkihappo 96 %</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>O Ammoniakivesi 25 %</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>P Vetyperoksidi 30 %</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>T Formaldehydi 37 %</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tiedot Läpäisy aika: taso 1 > 10 min taso 2 > 30 min taso 3 > 60 min taso 4 > 120 min taso 5 > 240 min taso 6 > 480 min Nämä tiedot eivät Kemikaalien kestävyys on arvioitu laboratorio-olosuhteissa vain käsiin kämmenten osasta otetuista näytteistä (lukuun ottamatta käsiin, joiden pituus on vähintään 400 mm, jolloin myös ranneke on testattu), ja arvot koskevat vain testattuja kemikaaleja. Kemikaalin kestävyys voi olla eri, mikäli kemikaalia käytetään seoksessa.</p> <p>On suositeltavaa tarkistaa, että käsiin soveltuvat aiottuun käyttötarkoitukseen, sillä työskentelypaikan olosuhteet saattavat poiketa tyyppitestistä lämpötilan, hankauksen ja degradaation suhteen. Jos suojaikäsiin on jo käytetty, ne saattavat antaa heikomman suojan vaarallisilta kemikaaleilta vastaan fysikaalisten ominaisuuksiensa muuttumisen takia. Kemikaalikeskityksessä syntyvä degradaatio, liikkeet, takertuminen, hankaus jne. voivat lyhentää todellista käyttöaika huomattavasti. Syövyttävien kemikaalien kohdalla degradaatio voi olla tärkein huomioitava tekijä valittaessa kemikaaleja kestäviä käsiin. Ennen käyttöä on tarkistettava, että käsiin ei ole vikoja tai puutteita. Tarkoitettu ainoastaan kertakäyttöiseksi, älä käytä uudelleen.</p>	Testikemikaali	Taso	J n-heptaani	2	K Natriumhydroksidi 40 %	6	L Rikkihappo 96 %	1	O Ammoniakivesi 25 %	6	P Vetyperoksidi 30 %	4	T Formaldehydi 37 %	5					
Testikemikaali	Taso																			
J n-heptaani	2																			
K Natriumhydroksidi 40 %	6																			
L Rikkihappo 96 %	1																			
O Ammoniakivesi 25 %	6																			
P Vetyperoksidi 30 %	4																			
T Formaldehydi 37 %	5																			
EN ISO 374-2:2019	<p>Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsiin - osa 2: läpäisevyyden vastustuskyvyn määrittäminen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Testi</th> <th>Tulos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vedellä suoritettava vuototesti</td> <td>Läpäisty</td> </tr> </tbody> </table>	Testi	Tulos	Vedellä suoritettava vuototesti	Läpäisty															
Testi	Tulos																			
Vedellä suoritettava vuototesti	Läpäisty																			
EN ISO 374-4:2019	<p>Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsiin - osa 4: kemiallisen vaurioitumisen määrittäminen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Testikemikaali</th> <th>Degradation %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J n-heptaani</td> <td>50,6</td> </tr> <tr> <td>K Natriumhydroksidi 40 %</td> <td>-7,1</td> </tr> </tbody> </table>	Testikemikaali	Degradation %	J n-heptaani	50,6	K Natriumhydroksidi 40 %	-7,1													
Testikemikaali	Degradation %																			
J n-heptaani	50,6																			
K Natriumhydroksidi 40 %	-7,1																			





	L Rikkihappo 96 %	100	
	O Ammoniakivesi 25 %	27	
	P Vetyperoksidi 30 %	27,1	
	T Formaldehydi 37 %	17,7	
EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Standardi Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet – Osa 5: Mikro-organisimiriskien		
	Testi	Tulos	
	Suojaus bakteereja ja sieniä vastaan	Läpäisty	
	Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan	Läpäisty	
	Tiedot		
	Penetraation vastustuskyky arvioitiin laboratorio-olosuhteissa ja koskee vain testattuja näytteitä.		
VO (EU) 2023/988	Yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu asetus (EU) N:o 2023/988		
VO (EG) 1935/2004	Muovista valmistettujen, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja ja esineitä koskeva määräys		
VO (EU) 10/2011	Asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista		
XXI/1.	Riskiarvioinnista vastaavan Saksan liittotasavallan laitoksen (Bundesinstitut für Risikobewertung) suositus XXI/1, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista luonnonkumista tai synteettisestä kumista valmistetuista käyttötarvikkeista		
	Tiedot		
	Luokka 3 – lyhytkestoinen kosketus		
	Vain BfR:n suosituksen XXI/1 taulukon 1 mukaisia sallittuja aineita, BfR:n suosituksen XXI liitteen ja BfR:n suosituksen XXI/1 taulukon 2 mukaisia lisäaineita käytetään. Suositeltuja raja-arvoja noudatetaan.		

Käyttö


Käyttöohje	<p>Ennen käyttöä</p> <p>Varmista, että olet valinnut tarpeisiisi ja käyttökohteisiisi sopivan tuotteen, ja noudata sovellettavien standardien vaatimuksia. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä kertakäyttöisten suojakäsineiden toimittajaan.</p> <p>Älä käytä kertakäyttöisiä suojakäsineitä, jos niissä on puutteita tai jos niitä on jo käytetty. Kevyiden kemikaalien kanssa työskennellessä kertakäyttöiset suojakäsineet on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön.</p> <p>Käsittely</p> <p>Valitse sinulle sopiva koko.</p> <p>Kertakäyttöiset suojakäsineet suojaavat peittämäänsä aluetta. Jos kehon muut osat tai hengitystiet on tarpeen suojata, käytä lisäksi muita henkilösuojaintuotteita. Käytä vain henkilösuojaimia, jotka on tarkoitettu kyseiseen käyttötarkoitukseen. Käyttäjä on yksin vastuussa muiden henkilösuojaimien oikeasta yhdistelmästä sekä standardien olennaisten määräysten noudattamisesta käyttötarkoituksesta riippuen.</p> <p>Vastaa yksin käyttäjän määrittämisestä kutakin käyttötarkoitusta varten ottaen huomioon suojavaiikutuksen ja käyttömukavuuden. Ilmoitettujen suoritusasteiden muuttumista kontaminoitumisen jälkeen ei voida sulkea pois. Tarkasta myös käytön aikana säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita. Vaihda vahingoittuneet kertakäyttöiset suojakäsineet välittömästi ehjiin. Jos kertakäyttöinen suojakäsine likaantuu tai vahingoittuu, tulee se riisua kädestä ja hävittää asianmukaisesti.</p>
Turvallisuusohjeet	Standardin EN ISO 14971:2019 + A11:2021 mukaan tehdyn riskianalyysimme perusteella tälle tuotteelle ei tarvita lisäturvaohteita.
Hävittäminen	Käyttämättömät ja kontaminoitumattomat tuotteet voidaan polttaa ympäristöä säästävällä tavalla tai toimittaa kaatopaikalle. Kontaminoituneet tuotteet täytyy hävittää kontaminoitumistavan mukaan voimassa olevia kansallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen.
Säilyvyysaika	5 vuotta valmistuspäivästä, mikäli tuote on käyttämätön ja varastoitu oikein.
Varastointi	<p>Suojattava kuumuudelta, auringonsäteilyltä, pakkaselta, kosteudelta, otsonilta, röntgensäteiltä ja UV-valolta.</p> <p>Säilytettävä kuivassa.</p> <p>Varastointilämpötila: 10 °C ... 40 °C.</p> <p>Epäasianmukainen varastointi voi lyhentää säilyvyysaika.</p>
Jäljitettävyy	<p>Eräkohtainen jäljitettävyy tarvearvioinnista aina varastosta poistumiseen.</p> <p>Tuotetietolehti Versio 2 voimassa alkaen erästä 2617 +</p>



Pakkaus

Kierrätys	<p>Lisensoitu Saksan pakkauslain (VerpackG) mukaisesti, lisenssinumero DE1618662887322.</p> <p>Toimita pakkaus kierrätykseen.</p>	
-----------	---	--





www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/handschuhe/nitril-handschuhe/wirostructuregrip-pf/>

Vaihtoehdot 1

Myyntiyksikkö 1000 Kappale/Pahvilaatikko

Pakkaustaso 1 100 Kappale/Annostelulaatikko

Minimitilausmäärä 1 Pahvilaatikko

tuotenumero	Vaihtoehdot 1				
	Tuotenumero	Väri	Koko	Koko (L x P)	Toleranssi
	40458771	musta	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458772	musta	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458773	musta	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458774	musta	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458775	musta	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm
	40458781	oranssi	S	≈ 80 x 240 mm	± 10 mm
	40458782	oranssi	M	≈ 95 x 240 mm	± 10 mm
	40458783	oranssi	L	≈ 110 x 240 mm	± 10 mm
	40458784	oranssi	XL	≈ 120 x 240 mm	± 10 mm
	40458785	oranssi	XXL	≈ 130 x 240 mm	± 10 mm

GTINs	Vaihtoehdot 2				
	Tuotenumero	Unit of Use UDI	Pakkaustaso 1 UDI	Pakkaustaso 2 UDI	Pahvilaatikko UDI
	40458771	-----	4051642010656	-----	4051642010649
	40458772	-----	4051642010670	-----	4051642010663
	40458773	-----	4051642010694	-----	4051642010687
	40458774	-----	4051642010717	-----	4051642010700
	40458775	-----	4051642010854	-----	4051642010847
	40458781	-----	4051642010731	-----	4051642010724
	40458782	-----	4051642010755	-----	4051642010748
	40458783	-----	4051642010779	-----	4051642010762
	40458784	-----	4051642010793	-----	4051642010786
	40458785	-----	4051642010830	-----	4051642010823

Mittoja, painoja, vahvuuksia ja toleransseja koskevat luvut ovat ohjearvoja ja voivat poiketa todellisista arvoista.

Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Jos tiedot ovat yli kaksi vuotta vanhoja, pyydä niille vahvistus.

Mahdollisuus näppäily- ja muihin virheisiin varataan.

Saatavilla olevat tuotteen tietolehdet ovat WIROS Wilfried Rosbach GmbH:n omaisuutta. WIROS Wilfried Rosbach GmbH omistaa kaikki tuotteen tietolehtien tekijän-, käyttö- ja hyödyntämisoikeudet. Tuotteen tietolehtien muuttaminen tai piktogrammien käyttäminen on kielletty. Saatavilla olevia tuotteen tietolehtiä saa käyttää vain yhdessä alkuperäisten WIROS-tuotteiden kanssa.

